



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® alber® **scalamobil S45 of scalacombi S46**
Programmeerbare elektronische trapbeklimmer voor vrijwel alle gangbare manuele rolstoelen.



Garantie: Algemeen: 2 jaar Accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl recuper en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ALBER SCALAMOBIL S45					
1595225	☐	alber scalamobil S45 programmeerbare elektrische trapbeklimmer		6.100,00	
		Bestaande uit: - Programmeerbare traptrede hoogte, kantelhoek en rolstoelgewicht met gebruiker, hetgeen de veiligheid bewaakt van de gebruiker en begeleider door continue bijsturing d.m.v. sensoren - Geschikt voor een maximale tredelhoogte van 20 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen - Hoogteverstelbare handgrepen - 3 gebruiksmodussen: auto, assist, manueel + obstakelmodus - Automatische remmen zorgen voor extra veiligheid - Incl.onderhoudsvrij accupack 12V - 3,4 Ah - Acculader scalamobil			
1457771	☐	Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)		400,00	
Totaalprijs S45				6.500,00	
OPTIES					
1594961	☐	Hoofdsteun scalamobil S45		250,00	
1595564	☐	Automatische vergrendeling van de rolstoel aan de scalamobil		125,00	
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL					
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven					
Merk rolstoel:					
Model rolstoel:					
Serienummer DHCare/Küschall rolstoel: (Geen DHCare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel)					
Zitbreedte (in cm):					
Zithoogte (in cm):					
Achterwiel maat:					
De rolstoel is voorzien van:					
☐	Trommelremmen				
☐	Verlengde asplaat				
MONTAGE					
	☐	Montage bij DHCare (nettoprijs)		200,00	
	☐	Montage door de verdeler (Opgelet de verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)			
ALBER SCALACOMBI S46					
1595226	☐	alber scalacombi S46 programmeerbare elektrische trapbeklimmer		6.800,00	
		Bestaande uit: - Analoog met S45, maar met vaste zitunit - Bevestiging aan rolstoel is niet mogelijk - Geschikt een maximale tredelhoogte van 20 cm - Max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) - Traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) - Elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen			
OPTIES					
1594961	☐	Hoofdsteun scalacombi S46		250,00	
1565509	☐	Heupgordel scalacombi S46		200,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
SCALASTOEL X3					
SCALASTOEL EN OPTIES					
1457913	☐	Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vast frame uitvoering		1.050,00	
1457912	☐	Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vouwbare uitvoering		1.100,00	
1457914	☐	Hoofdsteun voor X3		260,00	
1456345	☐	Vierpuntsgordel voor X3 met voetgordel		160,00	
1464910	☐	Voetgordel		50,00	
1456850	☐	Duwhandvaten voor X3 (2 stuks)		150,00	
1456343	☐	Veiligheidsgordel voor X3		100,00	
ACCU OPTIES					
1520389	☐	Accupack 12V - 3,4 Ah		240,00	
UNIVERSELE MONTAGE SET ROLSTOELEN					
1521427	☐	Scalport X7, universele adapterset voor rolstoelen op S45 (i.p.v. Enkelvoudige adapter)		1.000,00	
VEILIGHEID					
1519748	☐	Anti-kip systeem 15 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)		400,00	
1593205	☐	Anti-kip systeem 12 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven) (bij montage van de adapter wordt het bestaande anti-kip systeem verwijderd of ingekort. Het nieuwe anti-kip systeem vervangt deze)		400,00	
		! 12 of 15 mm wordt automatisch bepaald door rolstoeltype			
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te vermelden.				