



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



alber® scalamobil®
Monte-escalier



Date :
Référence d'achat :
Code client :
Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poignées démontables
- Batterie intégrée, chargeur
- Freinage automatique en bordure de marche
- Hauteur maximale des marches à franchir : 200 mm pour le S35 et 250 mm pour le S38.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros	
			HT	TTC
Montage du kit scalamobil®				
1520415	<input type="checkbox"/> alber scalamobil® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)		6 388,63	6 740,00
			+ 1,67 € HT d'éco-participation	
1521111	<input type="checkbox"/> alber scalamobil® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)		7 446,45	7 856,00
			+ 1,67 € HT d'éco-participation	

OPTIONS OBLIGATOIRES

1457771	<input type="checkbox"/> Kit de fixation		249,29	263,00
1584856-SC	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		323,22	341,00

Pour déterminer la compatibilité :

Fauteuil Invacare® (Action®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le **numéro de série** du fauteuil à équiper :

Numéro de série:

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !

Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer la prise de mesure du fauteuil à équiper avec cette fiche

Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.

OPTIONS

1520455	<input type="checkbox"/> Appui-tête		207,58	219,00
1456343	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité		74,88	79,00
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil		355,45	375,00
1520929	<input type="checkbox"/> Tube basculeur, utilisable uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil		108,06	114,00
1520389	<input type="checkbox"/> Batterie supplémentaire		209,48	221,00
1467584	<input type="checkbox"/> Fixations pour transport des roues démontées (préciser le diamètre des axes)		138,39	146,00
1520413	<input type="checkbox"/> Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		373,46	394,00



Scalamobil® S35



Scalamobil® S38



1520455



1456343

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
1520417	<input type="checkbox"/> alber scalacombi S36 (Scalamobil® S35 intégrant un siège rabattable, programmable)		6 632,23	6 997,00
			+ 1,67 € HT d'éco-participation	

alber® Scalacombi®				Euros	
				Prix Public	
OPTIONS					
1564990	<input type="checkbox"/>	Harnais rétractable pour scalacombi S36 et scalafly S39		396,21	418,00
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité statique pour scalacombi		74,88	79,00
1565509	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité rétractable pour scalacombi		167,77	177,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		209,48	221,00
1520455	<input type="checkbox"/>	Appui-tête		207,58	219,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		373,46	394,00
				Scalacombi S36	
				Euros	
				Prix Public	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
1520415	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalamobil</i> ® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)		6 388,63	6 740,00
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
1521111	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalamobil</i> ® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)		7 446,45	7 856,00
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
1457912	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalasiège</i> X3 pliable (siège amovible pliant au système scalamobil)		1 241,71	1 310,00
OPTIONS					
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité pour scalasiège		74,88	79,00
1456345	<input type="checkbox"/>	Harnais pour scalasiège X3 incluant sangle de maintien des pieds		130,81	138,00
1456850	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée pour scalasiège , la paire		138,39	146,00
1457914	<input type="checkbox"/>	Appui-tête pour scalasiège		180,09	190,00
1464910	<input type="checkbox"/>	Sangle de maintien des pieds		46,45	49,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		209,48	221,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		373,46	394,00
					
				Euros	
				Prix Public	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
1520415	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalamobil</i> ® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)		6 388,63	6 740,00
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
1521111	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalamobil</i> ® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)		7 446,45	7 856,00
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
1520414	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalaport</i> X7 (kit universel pour transporter le fauteuil manuel complet avec ses roues pour S35)		1 694,79	1 788,00
1521427	<input type="checkbox"/>	alber <i>scalaport</i> X7 (Modèle spécifique pour fauteuil Esprit Action 4 NG)		1 694,79	1 788,00
OPTIONS					
1490526	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation partie supérieure scalaport (pour largeur d'assise de 250 mm à 400 mm)		35,07	37,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		209,48	221,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		373,46	394,00
				Scalafly Scalaport X7	

<i>alber</i> [®] <i>Scalacombi</i> [®]				Euros	
				Prix Public	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
1521110	<input type="checkbox"/>	<i>alber scalafly S39</i> (Scalamobil [®] S38 intégrant un siège rabattable, programmable, idéal pour les avions)		8 525,12	8 994,00
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
OPTIONS					
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		209,48	221,00
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité statique pour <i>scalafly</i>		74,88	79,00
1565509	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité rétractable pour <i>scalafly</i>		167,77	177,00
1520455	<input type="checkbox"/>	Appui-tête pour <i>scalafly</i>		207,58	219,00
1564990	<input type="checkbox"/>	Harnais rétractable pour <i>scalacombi S36</i> et <i>scalafly S39</i>		396,21	418,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		373,46	394,00