



Alber® Scalamobil® S45/S46



**Monte escalier
mobile**

S45 = 2xLPPR

NOUVEAU
Mode automatique

S45
Prix Public TTC (PLV)
6 002,95 €

S46
Prix Public TTC
6 997,00 €

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	
Référence d'achat :	Batterie 3,4 Ah et chargeur de batterie
Code client :	Autonomie jusqu'à 300 marches
Cachet du distributeur :	Vitesse: 16 marches / minute
	Poids maximum de l'utilisateur : 140kg
	Franchissement: 20 cm
	Freinage automatique en bordure de marche
	Poids max utilisateur: 140 kg
	Poids total: 37,5 kg (batterie 2,7 kg)
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage par prestataires formés ou Invacare
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
alber® Scalamobil®				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999		HT	TTC
1595225	☐	alber scalamobil® S45 (hauteur de marche 200 mm maximum) Prise en charge à la LPPR - code : 4399039			5 690,00	6002,95* + 1,75 € HT d'éco-participation
KIT DE FIXATION						
1677569	☐	Kit de fixation -.Prise en charge à la LPPR - code : 4353787			241,18	254,44* 254,44
PRESTATIONS A CHOISIR						
1584856-SC	☐	Installation du kit de fixation par Invacare (frais de transport retour non inclus). Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers). Prise en charge à la LPPR - code : 4371160			100,00	105,50* 105,50
1680161	☐	Prestation initiale de mise à disposition du scalamobil par Invacare ou par un prestataire formé et agréé (la prestation inclus l'essai, la préparation, le déplacement à domicile et la formation à la manipulation lors de la livraison) -.Prise en charge à la LPPR - code : 4335298			355,45	375,00* 375,00
*PLV (Prix Limite de Vente) de 6002,95 € TTC sur le scalamobil® S45, 254,44 € TTC sur le kit de fixation, 105,50 € TTC sur l'intallation du kit de fixation et 375,00 € TTC sur la prestation initiale. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr						
Pour déterminer la compatibilité :						
Fauteuil Invacare® (Action®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper						
Numéro de série:						
Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer la prise de mesure du fauteuil à équiper avec cette fiche						
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.						
OPTIONS						
1594961	☐	Appui-tête			207,58	219,00
1457765	☐	Réducteur de fixation pour fauteuil manuel avec largeur d'assise entre 28 cm et 38 cm (poids max. utilisateur 60 kg)			358,48	378,20
1456343	☐	Ceinture de sécurité statique pour fauteuil manuel			74,88	79,00
1593205	☐	Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil			355,45	375,00
1520929	☐	Tube basculeur, utilisable uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil			104,27	110,00
1595179	☐	Batterie supplémentaire			202,84	214,00
1467584	☐	Fixations pour transport des roues démontées (préciser le diamètre des axes)			133,65	141,00
1520413	☐	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)			361,14	381,00
1595564	☐	Système de verrouillage automatique de la motorisation au fauteuil			113,74	120,00
alber® Scalamobil® + Scalasiège®				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999		HT	TTC
1595225	☐	alber scalamobil® S45 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable) Prise en charge à la LPPR - code : 4399039			5 690,00	6002,95* + 1,75 € HT d'éco-participation
1457912	☐	alber scalasiège X3 pliable (siège amovible pliant au système scalamobil)			1 241,71	1 310,00
PRESTATIONS A CHOISIR						
1680161	☐	Prestation initiale de mise à disposition du scalamobil par Invacare ou par un prestataire formé et agréé (la prestation inclus l'essai, la préparation, le déplacement à domicile et la formation à la manipulation lors de la livraison) -.Prise en charge à la LPPR - code : 4335298			355,45	375,00* 375,00
*PLV (Prix Limite de Vente) de 6002,95 € TTC sur le scalamobil® S45 et 375,00 € TTC sur la prestation initiale. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr						
OPTIONS						
1456343	☐	Ceinture de sécurité pour scalasiège			74,88	79,00
1456345	☐	Harnais pour scalasiège X3 incluant sangle de maintien des pieds			126,07	133,00
1456850	☐	Poignées de poussée pour scalasiège, la paire			133,65	141,00
1457914	☐	Appui-tête pour scalasiège			174,41	184,00
1464910	☐	Sangle de maintien des pieds			44,55	47,00
1595179	☐	Batterie supplémentaire			202,84	214,00
1520413	☐	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)			361,14	381,00



<i>alber® Scalamobil + Scalaport®</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
1595225	☐	alber scalamobil® S45 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable) Prise en charge à la LPPR - code : 4399039		5 690,00	6002,95*	3001,48
				+ 1,75 € HT d'éco-participation		
1520414	☐	alber scalaport X7 (kit universel pour transporter le fauteuil manuel complet avec ses roues pour S45)		1 694,79	1 788,00	
PRESTATIONS A CHOISIR						
1680161	☐	Prestation initiale de mise à disposition du scalamobil par Invacare ou par un prestataire formé et agréé (la prestation inclus l'essai, la préparation, le déplacement à domicile et la formation à la manipulation lors de la livraison) - Prise en charge à la LPPR - code : 4335298		355,45	375,00*	375,00
*PLV (Prix Limite de Vente) de 6002,95 € TTC sur le scalamobil® S45 375,00 € TTC sur la prestation initiale. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr						
OPTIONS						
1490526	☐	Kit d'adaptation partie supérieure scalaport (pour largeur d'assise de 250 mm à 400 mm)		34,12	36,00	
1595179	☐	Batterie supplémentaire		202,84	214,00	
1520413	☐	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		361,14	381,00	



alber® Scalcombi®			Euros		
			Prix Public		LPPR
1595226	☐	alber scalacombi S46 (Scalamobil®S45 intégrant un siège rabattable,programmable)	6 632,23	6 997,00	
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
OPTIONS					
1564990	☐	Harnais rétractable pour scalacombi S46	396,21	418,00	
1456343	☐	Ceinture de sécurité statique pour scalacombi	74,88	79,00	
1565509	☐	Ceinture de sécurité rétractable pour scalacombi	167,77	177,00	
1595179	☐	Batterie supplémentaire	202,84	214,00	
1594961	☐	Appui-tête	207,58	219,00	
1594935	☐	Fixation ISOFIX pour siège enfant	99,00	104,45	
1520413	☐	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	361,14	381,00	

