

Invacare® alber® scalamobil S45 ou scalacombi S46

Monte-escalier électrique programmable pour quasi tous les fauteuils roulants manuels.



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en Euro T.V.A. 6% incluse
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

☒ Option standard

☐ Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ALBER SCALAMOBIL S45			
1595225	<input type="checkbox"/> alber scalamobil S45 monte-escalier électrique programmable	6.100,00	
	Composé de : - Programmation de la hauteur de marche, de l'angle d'inclinaison et du poids du fauteuil avec l'utilisateur dedans pour sauvegarder la sécurité de l'utilisateur et de la tierce personne grâce à la correction continue par détecteurs - Pour une hauteur de marche de max. 20 cm. Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (fauteuil roulant excl.). Vitesse de montée/descente réglable cont. (ci. 12 marches/min). Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol - Poignées de poussée réglables en hauteur - 3 modes de fonctionnement: auto, assist, manuel + mode obstacle - Des freins automatiques permettent une sécurité supplémentaire - Coffre de batterie et batterie sans entretien 12V - 3,4 Ah - Chargeur scalamobil		
1457771	<input type="checkbox"/> Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00	
Totaalprijs S45		6.500,00	
OPTIONS			
1594961	<input type="checkbox"/> Appui-tête scalacombi S45	250,00	
1595564	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage automatique de la motorisation au fauteuil	125,00	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL			
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande			
Marque du fauteuil :			
Modèle du fauteuil :			
Numéro de série fauteuil Invacare/Küschall :			
(Pas de fauteuil d'Invacare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)			
Largeur d'assise (en cm) :			
Hauteur d'assise (en cm) :			
Taille roue arrière :			
Le fauteuil roulant est équipé de :			
<input type="checkbox"/>	Freins à tambour		
<input type="checkbox"/>	Porte-axe arrière prolongé		
MONTAGE			
<input type="checkbox"/>	Montage par Invacare (prix net)	200,00	
<input type="checkbox"/>	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l'installation correcte)		
ALBER SCALACOMBI S46			
1595226	<input type="checkbox"/> alber scalacombi S46 monte-escalier électrique programmable	6.800,00	
	Composé de : - Comme le S45, mais avec unité d'assise fixe - Fixation au fauteuil n'est pas possible - Pour une hauteur de marche de max. 20 cm - Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (faut. roul. excl.) - Vitesse de montée/descente réglable cont. (ci. 12 marches/min) - Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol		
OPTIONS			
1594961	<input type="checkbox"/> Appui-tête scalacombi S46	250,00	
1565509	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité scalacombi S46	200,00	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
INFORMATION GÉNÉRALE				
FAUTEUIL SCALA ET OPTIONS				
1457913	<input type="checkbox"/>	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis fixe	1.050,00	
1457912	<input type="checkbox"/>	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis pliable	1.100,00	
1457914	<input type="checkbox"/>	Repose-tête pour X3	260,00	
1456345	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité en H et cale-pieds	160,00	
1464910	<input type="checkbox"/>	Cale-pieds	50,00	
1456850	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée pour X3 (2 pièces)	150,00	
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité pour X3	100,00	
OPTION BATTERIE				
1520389	<input type="checkbox"/>	Coffre de batteries suppl. 12V - 3,4 Ah	240,00	
SET DE MONTAGE UNIVERSEL POUR FAUTEUIL ROULANT				
1521427	<input type="checkbox"/>	Scalport X7, set universel d'adaptateurs pour S45 (au lieu de l'adaptateur simple)	1.000,00	
SÉCURITÉ				
1519748	<input type="checkbox"/>	Système anti-bascule 15 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise)	400,00	
1593205	<input type="checkbox"/>	Système anti-bascule 12 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise) (lors du montage de l'adaptateur, le système anti-bascule existant sera enlevé ou raccourci, la fixation anti-bbascule le remplace)	400,00	
		! 12 ou 15 mm est automatiquement déterminé par le type de fauteuil		
		Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:		