



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® alber® scalamobil S35 ou S38

Monte-escalier électrique programmable pour quasi tous les fauteuils roulants manuels.



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en Euro T.V.A. 6% incluse
Prix hors recupel 0,33 € hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
alber scalamobil S35		
1520415	<input type="checkbox"/> alber scalamobil S35 monte-escalier électrique programmable	6.050,00
	Composé de : - Programmation de la hauteur de marche, de l'angle d'inclinaison et du poids du fauteuil avec l'utilisateur dedans pour sauvegarder la sécurité de l'utilisateur et de la tierce personne grâce à la correction continue par détecteurs - Pour une profondeur de marche de min. 11 cm, et une hauteur de marche de max. 20 cm. Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (fauteuil roulant excl.). Vitesse de montée/descente réglable cont. (6-16 marches/min). Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol - Poignées de poussée réglables en hauteur - Des freins automatiques permettent une sécurité supplémentaire - Coffre de batterie et batterie sans entretien 12V - 3,4 Ah - Chargeur scalamobil	
1457771	<input type="checkbox"/> Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00
Prix total pour S35		6.450,00
alber scalamobil S38		
1521111	<input type="checkbox"/> alber scalamobil S38 monte-escalier électrique programmable	6.500,00
	Composé de : - Programmation de la hauteur de marche, de l'angle d'inclinaison et du poids du fauteuil avec l'utilisateur dedans pour sauvegarder la sécurité de l'utilisateur et de la tierce pers. grâce à la correction continue par détecteurs - Pour une profondeur de marche de min. 11 cm, et une hauteur de marche de max. 25 cm; Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (faut; roul. excl.) Vitesse de montée/descente réglable cont. (6-16 marches/min) Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol - Poignées de poussée réglables en hauteur - Des freins automatiques permettent une sécurité supplémentaire - Coffre de batterie et batterie sans entretien 12V - 3,4 Ah - Chargeur scalamobil	
1457771	<input type="checkbox"/> Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00
Prix total pour S38		6.900,00
alber scalamobil S36		
1520417	<input type="checkbox"/> alber scalamobil S38 monte-escalier électrique programmable	6.200,00
	Composé de : - Comme le S35 mais avec unité d'assise fixe - Fixation au fauteuil n'est pas possible - Pour une profondeur de marche de min. 11 cm, et une hauteur de marche de max. 20 cm - Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (faut. roul. excl.) - Vitesse de montée/descente réglable cont. (6-16 marches/min) - Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol	
1457771	<input type="checkbox"/> Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00
Prix total pour S36		6.600,00
alber scalamobil S39		
1520415	<input type="checkbox"/> alber scalamobil S39 monte-escalier électrique programmable	6.650,00

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
		Composé de : - Comme le S38 mais avec unité d'assise fixe - Fixation au fauteuil n'est pas possible - Pour une profondeur de marche de min. 11 cm, et une hauteur de marche de max. 20 cm - Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (faut. roul. excl.) - Vitesse de montée/descente réglable cont. (6-16 marches/min) - Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol		
1457771	<input type="checkbox"/>	Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00	
Prix total pour S39			7.050,00	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL				
Veillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande				
Marque du fauteuil :				
Modèle du fauteuil :				
Numéro de série fauteuil Invacare/Küschall : (Pas de fauteuil d'Invacare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)				
Largeur d'assise (en cm) :				
Hauteur d'assise (en cm) :				
Taille roue arrière :				
Le fauteuil roulant est équipé de :				
<input type="checkbox"/>	Freins à tambour			
<input type="checkbox"/>	Porte-axe arrière prolongé			
MONTAGE				
<input type="checkbox"/>	Montage par Invacare (prix net)		200,00	
<input type="checkbox"/>	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l'installation correcte)			
INFORMATION GÉNÉRALE				
FAUTEUIL SCALA ET OPTIONS				
1457913	<input type="checkbox"/>	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis fixe	1.050,00	
1457912	<input type="checkbox"/>	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis pliable	1.100,00	
1457914	<input type="checkbox"/>	Repose-tête pour X3	260,00	
1456345	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité en H et cale-pieds	160,00	
1464910	<input type="checkbox"/>	Cale-pieds	50,00	
1456850	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée pour X3 (2 pièces)	150,00	
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité pour X3	100,00	
OPTION BATTERIE				
1520389	<input type="checkbox"/>	Coffre de batteries suppl. 12V - 3,4 Ah	240,00	
SET DE MONTAGE UNIVERSEL POUR FAUTEUIL ROULANT				
1521427	<input type="checkbox"/>	Scalport X7, set universel d'adaptateurs pour S35 (au lieu de l'adaptateur simple)	1.000,00	
SÉCURITÉ				
1519748	<input type="checkbox"/>	Système anti-bascule 15 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise)	400,00	
1593205	<input type="checkbox"/>	Système anti-bascule 12 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise) (lors du montage de l'adaptateur, le système anti-bascule existant sera enlevé ou raccourci, la fixation anti-bbascule le remplace)	400,00	
! 12 ou 15 mm est automatiquement déterminé par le type de fauteuil				
Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:				