



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® alber® scalamobil S45 ou scalacombi S46
Monte-escalier électrique programmable pour quasi tous les fauteuils roulants manuels.



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en Euro T.V.A. 6% incluse
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ALBER SCALAMOBIL S45					
1595225	☐	alber scalamobil S45 monte-escalier électrique programmable		6.100,00	
		Composé de : - Programmation de la hauteur de marche, de l'angle d'inclinaison et du poids du fauteuil avec l'utilisateur dedans pour sauvegarder la sécurité de l'utilisateur et de la tierce personne grâce à la correction continue par détecteurs - Pour une hauteur de marche de max. 20 cm. Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (fauteuil roulant excl.). Vitesse de montée/descente réglable cont. (ci. 12 marches/min). Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol - Poignées de poussée réglables en hauteur - 3 modes de fonctionnement: auto, assist, manuel + mode obstacle - Des freins automatiques permettent une sécurité supplémentaire - Coffre de batterie et batterie sans entretien 12V - 3,4 Ah - Chargeur scalamobil			
1457771	☐	Adaptateur pour fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)		400,00	
Totaalprijs S45				6.500,00	
OPTIONS					
1594961	☐	Appui-tête scalacombi S45		250,00	
1595564	☐	Système de verrouillage automatique de la motorisation au fauteuil		125,00	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL					
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande					
Marque du fauteuil :					
Modèle du fauteuil :					
Numéro de série fauteuil DHCare/Küschall : (Pas de fauteuil de DHCare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)					
Largeur d'assise (en cm) :					
Hauteur d'assise (en cm) :					
Taille roue arrière :					
Le fauteuil roulant est équipé de :					
☐	Freins à tambour				
☐	Porte-axe arrière prolongé				
MONTAGE					
	☐	Montage par DHCare (prix net)		200,00	
	☐	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l'installation correcte)			
ALBER SCALACOMBI S46					
1595226	☐	alber scalacombi S46 monte-escalier électrique programmable		6.800,00	
		Composé de : - Comme le S45, mais avec unité d'assise fixe - Fixation au fauteuil n'est pas possible - Pour une hauteur de marche de max. 20 cm - Poids max. de l'utilisateur: 140 kg (faut. roul. excl.) - Vitesse de montée/descente réglable cont. (ci. 12 marches/min) - Système électrique "softstep" pour mettre les roues doucement sur les marches ou le sol			
OPTIONS					
1594961	☐	Appui-tête scalacombi S46		250,00	
1565509	☐	Ceinture de sécurité scalacombi S46		200,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
INFORMATION GÉNÉRALE					
FAUTEUIL SCALA ET OPTIONS					
1457913	☐	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis fixe		1.050,00	
1457912	☐	Fauteuil de transport Scala X3, en alu et sur 4 petites roues, version châssis pliable		1.100,00	
1457914	☐	Repose-tête pour X3		260,00	
1456345	☐	Ceinture de sécurité en H et cale-pieds		160,00	
1464910	☐	Cale-pieds		50,00	
1456850	☐	Poignées de poussée pour X3 (2 pièces)		150,00	
1456343	☐	Ceinture de sécurité pour X3		100,00	
OPTION BATTERIE					
1520389	☐	Coffre de batteries suppl. 12V - 3,4 Ah		240,00	
SET DE MONTAGE UNIVERSEL POUR FAUTEUIL ROULANT					
1521427	☐	Scalport X7, set universel d'adaptateurs pour S45 (au lieu de l'adaptateur simple)		1.000,00	
SÉCURITÉ					
1519748	☐	Système anti-bascule 15 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise)		400,00	
1593205	☐	Système anti-bascule 12 mm avec bras d'inclinaison (tjrs indiquer type de fauteuil et largeur d'assise) (lors du montage de l'adaptateur, le système anti-bascule existant sera enlevé ou raccourci, la fixation anti-bbascule le remplace)		400,00	
		! 12 ou 15 mm est automatiquement déterminé par le type de fauteuil			
		Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:			