



Yes, you can.®



Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**KÜSCHALL K-SERIES attract** CE

Voiturette manuelle active avec châssis fixe et dossier rabattable

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg  
Garantie générale: 1 ans; garantie sur le châssis: 5 ans  
Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm à la livraison: sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Date : \_\_\_\_\_

Référence : \_\_\_\_\_

Revendeur : \_\_\_\_\_


Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
◆ DDZ0068	KÜSCHALL K-SERIES attract	2.151,42
<b>SEATING CHOICE</b>		
<b>CHÂSSIS</b>		
<b>Matériaux / Angle / Type</b>		
◆ DDZ0293	Châssis de 75° - Aluminium - adduction	
DDZ0294	Châssis de 90° - Aluminium - adduction	Pas avec roues avant 5"
<b>LARGEUR D'ASSISE (SB)</b>		
DDZ0126	360 mm	
DDZ0128	380 mm	
◆ DDZ0130	400 mm	
DDZ0132	420 mm	
DDZ0134	440 mm	
DDZ0136	460 mm	
DDZ0138	480 mm	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (ST)</b>		
DDZ0414	375 mm	
◆ DDZ0417	400 mm	
DDZ0420	425 mm	
DDZ0423	450 mm	
DDZ0426	475 mm	
<b>POSITION D'ASSISE (SP)</b>		
DDZ0462	125 mm	La position la plus active
◆ DDZ0463	110 mm	
DDZ0464	95 mm	
DDZ0465	80 mm	La position la plus passive
<b>HAUTEUR DE DOSSIER (RH)</b>		
DDZ0503	315 mm	
DDZ0506	330 mm	
DDZ0509	345 mm	
DDZ0512	360 mm	
◆ DDZ0514	375 mm	
DDZ0516	390 mm	
DDZ0518	405 mm	
DDZ0520	420 mm	
DDZ0522	435 mm	
DDZ0524	450 mm	
DDZ0526	465 mm	
DDZ0528	480 mm	
<b>HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)</b>		
DDZ0850	480 mm	
DDZ0851	490 mm	
◆ DDZ0852	500 mm	



	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	DDZ0853	510 mm		
<b>HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)</b>				
	DDZ0945	400 mm		
	DDZ0946	410 mm		
	DDZ0947	420 mm		
◆	DDZ0948	430 mm		
	DDZ0949	440 mm		
	DDZ0950	450 mm		
	DDZ0951	460 mm		
	DDZ0952	470 mm		
	DDZ0953	480 mm		
<b>DISTANCE REPOSE-PIEDS / GENOUX (UL)</b>			Châssis 75°: UL ≤ SHv -30 mm; châssis 90°: UL ≤ SHv -40 mm	
	DDZ1670	290 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1671	300 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1672	310 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1673	320 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1674	330 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1675	340 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1676	350 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1777	360 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1678	370 mm	Pas possible avec protection pour châssis avant; seulement avec repose-pied monté haut	
	DDZ1679	380 mm		
	DDZ1680	390 mm		
	DDZ1681	400 mm		
	DDZ1682	410 mm		
	DDZ1683	420 mm		
◆	DDZ1684	430 mm		
	DDZ1685	440 mm		
	DDZ1686	450 mm		
	DDZ1687	460 mm		
	DDZ1688	470 mm		
	DDZ1689	480 mm		
<b>DOSSIER</b>				
<b>TYPE DE DOSSIER</b>				
◆	DDZ0773	Aluminium, avec tube de dossier droit	Compatible avec dossier MatrX	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
◆	DDZ0725	Revêtement de dossier réglable en tension avec velcro; couverture noire		
	DDZ0735	Dossier Aero, réglable en tension		59,46
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE</b>				
◆	DDZ0750	Sans poignées de poussée		
	DDZ0751	Poignées de poussée fixes, courtes		108,83
	DDZ0702	Poignées de poussée fixes, longs		108,83

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = UL_{pat} - SK$$

Frame	SHv	UL / Footrest mounting	
		High	Std
75° tapered	48	29-39	40-45
	49	29-40	41-46
	50	29-41	42-47
	51	29-42	43-48
90° tapered	48	29-37	38-44
	49	29-38	39-45
	50	29-40	41-46
	51	29-41	42-47

	CODE	Description		Prix public €, TVA de 6% incluse
	DDZ0703	Poignées de poussée réglables en hauteur / à monter		246,75
	DDZ0704	Inklapbare duwhandvatten		246,75
<b>ANGLE DE DOSSIER (RW)</b>				
	DDZ0707	74° avec l'assise		
	DDZ0718	78° avec l'assise		
◆	DDZ0709	82° avec l'assise		
	DDZ0719	86° avec l'assise		
	DDZ0711	90° avec l'assise		
<b>ASSISE</b>				
<b>REVÊTEMENT DE L'ASSISE</b>				
◆	DDZ0610	Standard		
	DDZ0611	Réglable en tension avec une seule bande velcro centrale		95,21
<b>SACHET AU DESSOUS DU REVÊTEMENT DE L'ASSISE</b>				
	DDZ0606	Click-in, amovible		81,91
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
	DDZ0600	Coussin d'assise std., 60 mm, coussin double mousse avec couche supérieure en visco		90,20
<b>REPOSE-PIED</b>				
<b>TYPE DU REPOSE-PIED</b>				
◆	DDZ1508	Repose-pied tubulaire fixe, aluminium		
	DDZ1570	Repose-pied en carbone, réglable en angle		<b>259,90</b>
<b>PLAQUE SUR PALETTE</b>				
	DDZ1513	Plaque en composite sur palette monobloc fixe	Seulement avec tube fixe	67,69
<b>PROTÈGE-VÊTEMENTS</b>				
<b>PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES</b>			Pas possible avec repose-bras	
◆	DDZ1424	Protège-vêtements en plastique		
	DDZ1425	garde-boues en plastique		
	DDZ1401	Protège-vêtements en carbone		
	DDZ1408	Garde-boues en carbone		299,95
<b>REPOSE-BRAS</b>			Pas possible avec protège-vêtements/garde-boues	
	DDZ1416	Réglable en hauteur, manchette courte, protège-vêtement	Pas avec SHh < 42cm	<b>283,17</b>
	DDZ1421	Réglable en hauteur, manchette longue, protège-vêtement	Pas avec SHh < 42cm	<b>283,17</b>
<b>CHÂSSIS</b>				
<b>COULEUR STANDARD</b>				
◆	DDZ0360	Attract noir		
	DDZ0307	Attract gris		
	DDZ0308	Attract bleu		
	DDZ0311	Attract rouge		
<b>ROUES AVANT</b>				
<b>ROUES AVANT</b>				
	DDZ0801	Roue Everyday 4" avec caoutchouc noir		
	DDZ0860	Roue Comfort 4" avec caoutchouc noir		
	DDZ0810	Roue Light 5" avec caoutchouc noir	Pas possible avec châssis 90°	
◆	DDZ0863	Roue Comfort 5" avec caoutchouc noir	Pas possible avec châssis 90°	
<b>ROUES ARRIÈRE</b>				
<b>CARROSSAGE</b>				
◆	DDZ0277	Axe std. aluminium, noir		
<b>ANGLE DU CARROSSAGE</b>				
	DDZ0270	Carrossage de 0°		
◆	DDZ0271	Carrossage de 3°		
<b>TYPE DES ROUES ARRIÈRE</b>				
◆	DDZ0921	Roues standard 24"	Roue complète: pneu léger 7,5 bar; jantes et cerceaux en alu	

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
		24 rayons et moyeu en noir / pas avec protège-rayons	
DDZ0915	küschall Starec 24"	Moyeu sans couleur; rayons croisés et jante noire	150,00
DDZ0908	Roues High Performance 24"	Rayons, moyeu et jantes noires	396,87
DDZ0906	Spinergy LXX 24"	Rayons, moyeu et jantes noires	675,58
<b>ALBER ADD ON KIT</b>		Système anti-basculer ALBER doit être installé	
DDZ0916	Adaptateur pour e-motion	2 anti-basculer ALBER incl.	824,00
DDZ0926	Adaptateur pour twion	2 anti-basculer ALBER incl.	824,00
<b>PNEUS</b>		Pas pour roues std.	
DDZ1014	Pneu léger 24", 7 bar Schwalbe Righrun noir/gris		
DDZ1010	Schwalbe Marathon Plus 24"	Smarguard puncture protected	84,62
DDZ1004	Pneu plein 24", profil, gris	Seulement pour roues küschall Starec	57,65
DDZ1011	Schwalbe ONE 24"	V-guard puncture resistant	98,83
<b>CERCEAUX</b>		Pas pour roues standard	
DDZ1102	Supergripp 24", dist. 30 ou 40 mm		<b>182,12</b>
DDZ1104	Acier poli, dist. 30 mm		105,81
DDZ1113	Light alu 24", gris, dist. 30 mm		
DDZ1120	The Surge LT 24" 30mm, dist. 30 mm		<b>295,60</b>
<b>PROTÈGE-RAYONS</b>			
DDZ1200	Transparents 24"	Pas avec roues standard et roues Spinergy LXX	143,74
<b>SÉCURITÉ</b>			
<b>FREINS</b>			
◆	DDZ1300	Frein standard, levier courbé	
	DDZ1302	Freins Performance	74,49
	DDZ1303	Freins actifs	22,38
<b>RALLONGE-FREINS</b>			
	DDZ1310	Rallonge-freins pour freins standard avec levier courbé	<b>17,62</b>
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>			
<b>ANTI-BASCULE</b>		Pas avec ALBER add on kit	
	DDZ1702	Anti-basculer, droite	Pas avec porte-canne ou tube basculeur au même côté <b>160,97</b>
	DDZ1703	Anti-basculer, gauche	Pas avec porte-canne ou tube basculeur au même côté <b>160,97</b>
	DDZ1704	Anti-basculer, les deux côtés	Pas avec porte-canne ou tube basculeur <b>317,54</b>
<b>TKIT DE TRANSPORT</b>		Seulement avec hauteur de dossier (RH) > 400 mm	
	DDZ1770	Kit de transport, ceinture de sécurité et étiquettes incl.	sans crochets de fixation 102,10
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>			
	DDZ1730	Ceinture de sécurité	<b>35,25</b>
<b>CATADIOPTRES</b>			
	DDZ1710	Catadioptres sur la chaise	13,96
	DDZ1711	Catadioptres à la livraison	13,96
<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>PROTECTION POUR LE CHÂSSIS</b>			
	DDZ1739	Protection pour le châssis avant "küschall", 2 pcs.	43,05
<b>TUBE BASCULEUR</b>		Pas avec ALBER add on kit	
	DDZ1708	Tube basculeur; droite	Pas avec porte-canne ou anti-basculer au même côté 76,91
	DDZ1709	Tube basculeur; gauche	Pas avec porte-canne ou anti-basculer au même côté 76,91
<b>PORTE-CANNE</b>		Pas avec ALBER add on kit	
	DDZ1706	Porte-canne, droite	Pas avec tube basculeur ou anti-basculer au même côté 99,31
	DDZ1707	Porte-canne, gauche	Pas avec tube basculeur ou anti-basculer au même côté 99,31
<b>POMPE</b>			

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
DDZ1715	Pompe	
<b>AIRMAN</b>		
DDZ1716	AirMan	175,86
<b>KIT D'OUTILS</b>		
DDZ1717	Kiit d'outils	
<b>SAC DE TRANSPORT POUR ROUES</b>		
DDZ1728	Sac de transport pour roues arrière 24", 25" et 26"	63,17

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
	USER SIZE	

**MYküschall**

**Omschrijving van de aanvraag**