

Invacare® **Matrx® Mini**

El respaldo pediátrico Invacare Matrx Mini se ha desarrollado para proporcionar un soporte excepcional con la máxima libertad de movimiento. Respaldo ligero con contorno ergonómico. Máxima estabilidad y durabilidad.

Cojín anatómico de espuma de alta resiliencia. Incluye kit de fijación y cuña lumbar. Soportes de tronco disponibles como opción.

Matrx Mini: Código Prescripción (provisional): S0008707 (Categoría SRC 030C)

matrx® CE
SEATING SERIES



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Elija el tipo de respaldo							P.V.P
Tipo de respaldo							
Respaldo MatrX Mini - Ajustable en profundidad (100 mm) y en ángulo (30º) - Peso máximo usuario: 68 kg. Incluye kit de fijación Mini.							€ 770,00
Elija una talla de respaldo							
Anchura de respaldo (A) ⁽²⁾	Altura de respaldo (D)					Para montaje en sillas con ancho de:	
	180 mm	260 mm	310 mm	360 mm			
260mm	1626804	1626805	1626806			250mm - 270mm	
280mm	1626807	1626808	1626809			280mm - 300mm	
310mm	1626810	1626811	1626812	1626813		300mm - 320mm	
330mm	1626814	1626815	1626816	1626817		330mm - 360mm	
360mm	1626818	1626819	1626820	1626821		360mm - 380mm	
(2) Ancho real, incluye cojín de respaldo							
Elija un accesorio							P.V.P
Accesorios para respaldo Matrx Mini							
1627465	Kit de fijación para arnés					€ 100,00	
1630140	Soportes de tronco fijo - 114 mm X 76 mm (unidad)					€ 115,00	
1627466	Kit de fijación para soporte de tronco abatible (Unidad)					€ 150,00	
1544292	Almohadilla para soporte de tronco abatible (XS) - 82 mm x 110 mm (Unidad)					€ 115,00	
1544291	Almohadilla para soporte de tronco abatible (S) - 89 mm x 133 mm (Unidad)					€ 115,00	
	Reposacabezas ELAN - Ver tarifa						