

Invacare IBERIA
 Tel. (34) 900 992 841
 E-Mail: contactsp@invacare.com
 www.invacare.es



Yes, you can.®



Invacare® Matrix® Flo-Tech  

Los cojines **Invacare® Matrix® Flo-Tech** en combinación con la amplia gama de respaldos **Matrix®** ofrecen al usuario un **confort superior** con un **alto nivel de protección** para un **posicionamiento óptimo**.

Ortopedia :
 Nombre usuario :
 Dirección usuario :
 Teléfono contacto :
 Dirección entrega :
 Número pedido :
 Cantidad pedido :
 Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Descripción		P.V.P. Sin IVA																				
<p>Invacare® Classic Visco</p> <p>Cojín de espuma 100% viscoelástica para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión. Desarrollado para proporcionar un confort adicional y aliviar las presiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano, reversible, simple de usar - Material termo sensible. - Funda transpirable negra, repelente al agua, bi elástica impermeable, con asa de transporte - Entregado con 2 fundas - Disponible en 4 tallas y 2 densidades: Firme & Muy Firme (ver guía de tallas) - Para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión - Peso máx. usuario: 50kg (Firme) - 100kg (Muy Firme) <p>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005949**</p>																						
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 1 unidad		 105,43																			
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 3 unidades																					
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 5 unidades																					
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 10 unidades																					
<p style="text-align: center;">GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="4">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>375</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>400</th> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629078</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629079</td> <td></td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629081</td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629080</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1629078 - Invacare® Classis Visco Firme (hasta 50 kg) 1629079 / 1629080 / 1629081 - Invacare® Classis Visco Muy Firme (hasta 100 kg)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles</p>			PROFUNDIDAD	ANCHURA				mm	375	405	430	455	400	1629078	1629079		1629081	430			1629080	
PROFUNDIDAD	ANCHURA																					
	mm	375	405	430	455																	
400	1629078	1629079		1629081																		
430			1629080																			

Descripción	P.V.P. Sin IVA	
--------------------	-----------------------	--

Propad *Revolve Si*

Cojín de espuma HR y gel fluido de silicona para usuarios con **Alto riesgo** de desarrollar escaras.
 - Plano, reversible, simple de usar
 - Gel fluido de silicona, tecnología Flo-Tech
 - Funda azul bi elástica de alta calidad
 - Peso máx. usuario: 125 kg

Código Prescripción: ECJ 000A - E0005955**



	Invacare® REVOLVE SI - 1 Unidad	 105,43
	Invacare® REVOLVE SI - 2 Unidades	

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI				
PROF.	ANCHURA			
	mm	410	430	460
	410	1601977-EU		1601995-EU
430		1601993-EU		

Tallas en Stock Tallas no disponibles

Invacare® *Flo-tech Lite*

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo bajo/medio. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

Altura: 78 mm
 Peso máximo usuario: 127 kg


Código Prescripción: ECJ 000A - E0005927**




	Flo-Tech Lite con base plana y funda Tejido Negro Impermeable	 105,43

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite (127 kgr.)													
PROFUNDIDAD	mm	ANCHURA											
		Pulg	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
250	10												
280	11												
300	12												
330	13												
360	14												
380	15												
410	16						1634382	1627075	1627076				
430	17							1602386	1603035				
460	18							1626669	1603036	1603038			
480	19								1633794				
510	20												
530	21												

Tallas en Stock Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) Tallas no disponibles

Descripción		P.V.P. Sin IVA																																																																																																																																																																																																	
<p>Invacare® Flo-tech Lite Visco</p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo medio/ alto. El cojín Lite Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte. Cojín disponible en 3 densidades según peso del usuario.</p> <p>Altura: 80 mm Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)</p> <p>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005933**</p>																																																																																																																																																																																																			
	<p>Flo-Tech Lite Visco con base plana y funda Tejido Negro Impermeable Visco Blando (hasta 32kgrs.)</p>	 105,43																																																																																																																																																																																																	
	<p>Flo-Tech Lite Visco base plana y funda Tejido Negro Impermeable Visco Medio (hasta 51kgrs.)</p>																																																																																																																																																																																																		
	<p>Flo-Tech Lite Visco base plana y funda Tejido Negro Impermeable Visco Firme (hasta 100kgrs.)</p>																																																																																																																																																																																																		
<p>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Blando (hasta 32 kgrs)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="6">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>cm</th> <th>250</th> <th>280</th> <th>300</th> <th>330</th> <th>360</th> </tr> <tr> <th>Pulg</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>280</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PROFUNDIDAD	ANCHURA						cm	250	280	300	330	360	Pulg	10	11	12	13	14	250	10						280	11						300	12						330	13						360	14																																																																																																																																																
PROFUNDIDAD	ANCHURA																																																																																																																																																																																																		
	cm	250		280	300	330	360																																																																																																																																																																																												
	Pulg	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																													
250	10																																																																																																																																																																																																		
280	11																																																																																																																																																																																																		
300	12																																																																																																																																																																																																		
330	13																																																																																																																																																																																																		
360	14																																																																																																																																																																																																		
<p>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Medio (hasta 51 kgr.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="12">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>cm</th> <th>250</th> <th>280</th> <th>300</th> <th>330</th> <th>360</th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> <tr> <th>Pulg</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>280</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1590673</td> <td>1590674</td> <td>1634390</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1634374</td> <td>1627216</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>530</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PROFUNDIDAD	ANCHURA												cm	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510	Pulg	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	250	10												280	11												300	12												330	13												360	14												380	15												410	16						1590673	1590674	1634390				430	17							1634374	1627216				460	18												480	19												510	20												530	21											
PROFUNDIDAD	ANCHURA																																																																																																																																																																																																		
	cm	250		280	300	330	360	380	410	430	460	480	510																																																																																																																																																																																						
	Pulg	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																							
250	10																																																																																																																																																																																																		
280	11																																																																																																																																																																																																		
300	12																																																																																																																																																																																																		
330	13																																																																																																																																																																																																		
360	14																																																																																																																																																																																																		
380	15																																																																																																																																																																																																		
410	16						1590673	1590674	1634390																																																																																																																																																																																										
430	17							1634374	1627216																																																																																																																																																																																										
460	18																																																																																																																																																																																																		
480	19																																																																																																																																																																																																		
510	20																																																																																																																																																																																																		
530	21																																																																																																																																																																																																		
<p>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Firme (hasta 100 kgr.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="7">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>cm</th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> <tr> <th>Pulg</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td>17</td> <td></td> <td>1634375</td> <td>1555685</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>530</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PROFUNDIDAD	ANCHURA							cm	380	410	430	460	480	510	Pulg	15	16	17	18	19	20	360	14							380	15							410	16							430	17		1634375	1555685				460	18							480	19							510	20							530	21																																																																																																																	
PROFUNDIDAD	ANCHURA																																																																																																																																																																																																		
	cm	380		410	430	460	480	510																																																																																																																																																																																											
	Pulg	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																												
360	14																																																																																																																																																																																																		
380	15																																																																																																																																																																																																		
410	16																																																																																																																																																																																																		
430	17		1634375	1555685																																																																																																																																																																																															
460	18																																																																																																																																																																																																		
480	19																																																																																																																																																																																																		
510	20																																																																																																																																																																																																		
530	21																																																																																																																																																																																																		
<p> Tallas en Stock Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) Tallas no disponibles </p>																																																																																																																																																																																																			




Descripción	P.V.P. Sin IVA
<p>Cojín Invacare® Flo-tech Contour</p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo bajo/medio. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Este cojín de perfil alto es apto para usuarios de peso elevado.</p> <p>Altura: 103 mm Peso máximo usuario: 152 kg / anchuras 51 cm (20"): 191 kg</p> <p>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005905**</p>	
<p>Flo-Tech Contour con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>	 105,43



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour (hasta 152/ 191 kg, según talla)												
		ANCHURA										
		360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROFUNDIDAD	330											
	360											
	380											
	410											
	430					1548221						
	460					1548222	1548224					
	480							1634377				
	510											
	530											
	560											

Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles

<p>Invacare® Flo-tech Contour Visco NG NUEVO</p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo medio/Elevado. El cojín Contour Visco NG está compuesto 100% espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. El cojín se entrega con dos fundas con asa y base antideslizante Corte especial en la parte delantera para liberar el hueso poplíteo y favorecer propulsión podal. Peso máximo de usuario y densidades: según código.</p> <p>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**</p>																																	
<p>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 405 / Firme (hasta 80 kg)</p> <p>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 430 / Firme (hasta 80 kg)</p> <p>Flo-Tech Contour Visco NG 430 x 430 / Muy Firme (hasta 100 kg)</p> <p>Flo-Tech Contour ViscoNG 430 x 455 / Muy firme (hasta 100 kg)</p> <p>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 430 / Muy firme (hasta 100 kg)</p> <p>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 455 / Muy firme (hasta 110 kg)</p>	 105,43																																
<p>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>410</th><th>430</th><th>460</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>16</th><th>17</th><th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PROFUNDIDAD</th> <th>410</th> <td>1632354</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td>1632355</td><td>1632358</td><td>1632361</td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td><td>1632359</td><td>1632362</td> </tr> <tr> <th> </th> <td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles </p>				ANCHURA					410	430	460			16	17	18	PROFUNDIDAD	410	1632354			430	1632355	1632358	1632361	460		1632359	1632362				
		ANCHURA																															
		410	430	460																													
		16	17	18																													
PROFUNDIDAD	410	1632354																															
	430	1632355	1632358	1632361																													
	460		1632359	1632362																													



Descripción	P.V.P. Sin IVA
--------------------	-----------------------

Cojín Invacare® Flo-tech Contour Visco

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo Elevado**. El cojín Contour Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.

Cojín disponible en 4 densidades según peso del usuario.
Altura: 120 mm

Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**



	Flo-Tech Contour Visco con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / Visco blando (hasta 51 kg)	 105,43
	Flo-Tech Contour Visco Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / Visco medio (hasta 76kg)	
	Flo-Tech Contour Visco Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / Visco firme (hasta 108 kg)	
	Flo-Tech Contour Visco con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / Visco Muy firme (hasta 127 kg)	


GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Blando (hasta 51 kg)						
PROFUNDIDAD	ANCHURA					
	mm	Pulg	360	380	410	430
	330	13				
360	14					
380	15					
410	16					
430	17					

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Medio (hasta 76kg.)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510
	330	13							
360	14								
380	15								
410	16			1590736	1634376				
430	17			1501073	1590738				
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Firme (hasta 102 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510
	330	13							
360	14								
380	15								
410	16								
430	17								
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Muy Firme (hasta 125 kg)							
PROFUNDIDAD	ANCHURA						
	mm	Pulg	380	410	430	460	510
	330	13					
360	14						
380	15						
410	16						
430	17						
460	18						
480	19						
510	20						
530	21						


Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles

Descripción	P.V.P. Sin IVA
<p>Cojín Invacare® Flo-tech Image</p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con Riesgo Elevado. El cojín Flo-tech Image está compuesto por una bolsa de gel viscofluido sobre una base de espuma HR recubierta por una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). El gel viscofluido aumenta la zona de contacto a nivel del sacro y limita los riesgos de fricción y cizallamiento. Usuario con riesgo Alto.</p> <p>Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 140 kg</p> <p>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006048**</p>	
<p>Flo-Tech Image con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>	 323,15



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Image (hasta 140 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	360	380	410	430	460	480	510	
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	
330	13								
360	14								
380	15								
410	16		1548226	1548585	1634378	1631938			
430	17		1548237	1548586	1548608	1548610			
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								


Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles

Descripción	P.V.P. Sin IVA
<p>Cojín Invacare® Flo-tech Plus</p> <p>El cojín Flo-tech Plus incorpora una sección de gel de silicona que está localizada en la parte trasera del cojín. Base de espuma HR con diseño anatómico que ofrece más estabilidad y un soporte postural mejorado Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La posición de la sección de gel soporta la tuberosidad isquiática ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).</p> <p>Usuarios con Riesgo Elevado.</p> <p>Altura: 103 mm Peso Máx. usuario: 152 kg (191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")</p> <p>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006054**</p>	
<p>Flo-Tech Plus con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable Tallas en Stock*</p>	 323,15



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Plus (hasta 152 kg / 191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	mm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
330	13											
360	14											
380	15											
410	16											
430	17											
460	18											
480	19											
510	20											
530	21											
560	22											


Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles

Descripción	P.V.P. Sin IVA	
<p><i>Cojín Invacare® Flo-tech Solution</i></p> <p>Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con Riesgo Muy Elevado. El cojín Flo-tech Solution es un cojín de espuma HR (Alta Resiliencia), anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución óptima de las presiones. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.</p> <p>Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.</p> <p>Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 140 kg</p> <p>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006060**</p>		
<p>Flo-Tech Solution con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>		 323,15




		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution (hasta 140 kg)										
		ANCHURA										
PROFUNDIDAD	mm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	330											
	360											
	380											
	410			1601590								
	430				1602366							
	460											
	480											
	510											
	530											
	560											

Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles

Invacare® <i>Matrx® Libra</i>		
<p>Cojín de posicionamiento. Apto para usuarios con riesgo Muy Elevado de desarrollar úlceras por presión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base: espuma de alta resiliencia - Bolsa de gel fluido de doble compartimento para una inmersión máxima de la tuberosidad isquiática - Diseño anatómico para maximizar el posicionamiento y la sujeción de la pelvis - Parte delantera con corte ángulado para facilitar las transferencias y/o la tracción podal - Funda de Poliuretano impermeable para proteger el cojín como estándar. - Cojín disponible en dos versiones: con funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua o funda espaciadora, transpirable y micro ventilada. - Accesorios para el posicionamiento disponibles como opción <p>Altura: 70 mm - Peso máximo usuario: 136 kg (227 kg a partir de tallas 21" / 53 cm)</p> <p>Código Prescripción: ECJ 010A - E0012512**</p>		
<p>Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada</p>		 323,15



		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor (hasta 136 kg / 227 kg según talla)										
		ANCHURA										
PROFUNDIDAD	mm	Adaptable en silla profund. (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560	
	Pulg		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	310	310-330	LC1412									
	360	360-380	LC1414									
	410	410-430	LC1416	LC1516	LC1616	LC1716	LC1816	LC1916	LC2016			
	430	430-450		LC1517	LC1617	LC1717	LC1817	LC1917	LC2017	LC2117	LC2217	
	460	460-480		LC1518	LC1618	LC1718	LC1818	LC1918	LC2018			
	510	510-530		LC1520	LC1620	LC1720	LC1820	LC1920	LC2020			



		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra ESPACIADORA, micro-ventilada y transpirable (hasta 136 kg / 227 kg según talla)										
		ANCHURA										
PROFUNDIDAD	cm	Adaptable en silla prof. (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560	
	Pulg		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	310	310-330	LCS1412									
	360	360-380	LCS1414									
	410	410-430	LCS1416	LCS1516	LCS1616	LCS1716	LCS1816	LCS1916	LCS2016			
	430	430-450		LCS1517	LCS1617	LCS1717	LCS1817	LCS1917	LCS2017	LCS2117	LCS2217	
	460	460-480		LCS1518	LCS1618	LCS1718	LCS1818	LCS1918	LCS2018			
	510	510-530		LCS1520	LCS1620	LCS1720	LCS1820	LCS1920	LCS2020			

Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar plazo de entrega)
 Tallas no disponibles

Descripción **P.V.P. Sin IVA**

Invacare® Flo-tech Solution Xtra

Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**. El cojín Flo-tech Solution Xtra es un cojín de espuma HR, anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución de las presiones óptima. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.

El cojín es preformado con cinchas de velcro para poder añadir cuñas de posicionamiento. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Plátano de PU. Diseño especial de la funda con doble cremallera que permite incrementar la altura para poder colocar las cuñas.

Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 140 kg

Código Prescripción: ECJ 020A - E0009256**



Flo-Tech Solution Xtra  616,15

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)

PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
310	12											
330	13											
360	14	1501056										
380	15											
410	16		1494430	1487145	1494441							
430	17			1494436	1487146							
460	18			1556601	1634379	1494447						
480	19			1634389	1634380	1556587	1634381					
510	20				1494444	1494449						
530	21											
560	22											


 Tallas en Stock
 Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
 Tallas no disponibles


Invacare® Flo-tech Solution Xtra Positioning

Pack que incluye:

- Cojín Invacare® Solution Xtra (talla estándar o especial)
- Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento

Código Prescripción: SRC 030B - S0013100**

Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojin Solution Xtra - tallas en Stock*	 685,00	
Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojin Solution Xtra - Otras tallas*		
1487270	Sistema Modular Xtra (Incluye : 1 cojinete para oblicuidad pélvica, 1 almohadilla de gel, 1 base de fijación, 2 alineadores de caderas, 2 alineadores de muslos, 1 perilla de abducción estándar, 1 perilla de abducción elevada, 2 cuñas laterales horizontal, 2 cuñas laterales verticales y 1 cuña frontal) No incluye cojín ni cobertura de gel.		



Descripción		P.V.P. Sin IVA		
Invacare® Solution Xtra - Cuñas independientes				
1487164	Cojineta para oblicuidad pélvica			
1487166	Almohadilla de gel (adicional)			
1487165	Base rígida tamaño estándar (40 X 40cm)			
1494495	Base rígida tamaño 40 X 45cm			
1487161	Alineador de Caderas (unidad)			
1487160	Alineador de Muslos (unidad)			
1487163	Perilla de abducción estándar (unidad)			
1487162	Perilla de abducción elevada (unidad)			
1487158	Cuña lateral horizontal (par)			
1487155	Cuñas laterales verticales (unidad)			
1487157	Cuña Frontal (unidad)			
Invacare® Flo-tech Libra Positioning				
Pack que incluye: - Cojín Invacare® Libra (talla estándar o especial) - Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento				
Código Prescripción: SRC 030B - S0023420**				
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrx Libra - Funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua			
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada			685,00
1589366	Caja accesorios Matrx Libra Incluye códigos 1487155, 1487157, 1487158, 1634585, 1578357			
Invacare® Matrx Libra - Cuñas independientes				
1487155	Cuña lateral, Unidad			
1487157	Cuña frontal, Unidad			
1487158	Cuñas, cónicas, Par			
1487162	Perilla de abducción alta (altura 5 cm), Unidad			
1634585	Perilla de abducción Matrx (altura 4 cm), Unidad			
1578357	Bolsa de gel fluido adicional, Unidad			