

**Invacare IBERIA**  
 Tel. (34) 900 992 841  
 E-Mail: contactsp@invacare.com  
 www.invacare.es



**Invacare® Matrix® Flo-Tech** **matrix®** **CE**  
SEATING SERIES

Los cojines **Invacare® Matrix® Flo-Tech** en combinación con la amplia gama de respaldos **Matrix®** ofrecen al usuario un **confort superior** con un **alto nivel de protección** para un **posicionamiento óptimo**.

Ortopedia :  
 Nombre usuario :  
 Dirección usuario :  
 Teléfono contacto :  
 Dirección entrega :  
 Número pedido :  
 Cantidad pedido :  
 Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Descripción		P.V.P. Sin IVA																						
<p><b>Invacare® Classic Visco</b></p> <p>Cojín de espuma 100% viscoelástica para usuarios <b>en Riesgo</b> de desarrollar úlceras por presión. Desarrollado para proporcionar un confort adicional y aliviar las presiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plano, reversible, simple de usar</li> <li>- Material termo sensible.</li> <li>- Funda transpirable negra, repelente al agua, bi elástica impermeable, con asa de transporte</li> <li>- Entregado con 2 fundas</li> <li>- Disponible en 4 tallas y 2 densidades: Firme &amp; Muy Firme (ver guía de tallas)</li> <li>- Para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión</li> <li>- Peso máx. usuario: 50kg (Firme) - 100kg (Muy Firme)</li> </ul> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005949**</b></p>																								
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 1 unidad		 105,43																					
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 3 unidades																							
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 5 unidades																							
<input type="checkbox"/>	Invacare® Classic Visco - 10 unidades																							
<p style="text-align: center;"><b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="4">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>375</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>400</th> <td></td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629078</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629079</td> <td></td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629081</td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">1629080</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1629078 - Invacare® Classis Visco <b>Firme (hasta 50 kg)</b>                      1629079 / 1629080 / 1629081 - Invacare® Classis Visco <b>Muy Firme (hasta 100 kg)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles</p>			PROFUNDIDAD	ANCHURA				mm	375	405	430	455	400		1629078	1629079		1629081	430			1629080		
PROFUNDIDAD	ANCHURA																							
	mm	375	405	430	455																			
400		1629078	1629079		1629081																			
430			1629080																					

<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>	
--------------------	-----------------------	--

**Propad *Revolve Si***

Cojín de espuma HR y gel fluido de silicona para usuarios con **Alto riesgo** de desarrollar escaras.  
 - Plano, reversible, simple de usar  
 - Gel fluido de silicona, tecnología Flo-Tech  
 - Funda azul bi elástica de alta calidad  
 - Peso máx. usuario: 125 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005955\*\***



	Invacare® <b>REVOLVE SI</b> - 1 Unidad	 105,43
	Invacare® <b>REVOLVE SI</b> - 2 Unidades	

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI				
PROF.	ANCHURA			
	mm	410	430	460
	410	1601977-EU		1601995-EU
430		1601993-EU		

Tallas en Stock     Tallas no disponibles

**Invacare® *Flo-tech Lite***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo bajo/medio. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

Altura: 78 mm  
 Peso máximo usuario: 127 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005927\*\***



	Flo-Tech Lite con base plana y funda Tejido Negro Impermeable	 105,43

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite (127 kgr.)													
PROFUNDIDAD	mm	ANCHURA											
		Pulg	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
250	10												
280	11												
300	12												
330	13												
360	14												
380	15												
410	16						1634382	1627075	1627076				
430	17							1602386	1603035				
460	18							1626669	1603036	1603038			
480	19								1633794				
510	20												
530	21												

Tallas en Stock     Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)     Tallas no disponibles

**Descripción** **P.V.P. Sin IVA**


**Invacare® Flo-tech Lite Visco**

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo medio/ alto. El cojín Lite Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.  
Cojín disponible en 3 densidades según peso del usuario.

Altura: 80 mm  
Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005933\*\***




	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> con base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Blando</b> (hasta 32kgrs.)	 105,43
	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Medio</b> (hasta 51kgrs.)	
	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Firme</b> (hasta 100kgrs.)	

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Blando (hasta 32 kgrs)							
PROFUNDIDAD	ANCHURA						
	cm		250	280	300	330	360
		Pulg	10	11	12	13	14
250	10						
280	11						
300	12						
330	13						
360	14						

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Medio (hasta 51 kgr.)													
PROFUNDIDAD	ANCHURA												
	cm		250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
		Pulg	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250	10												
280	11												
300	12												
330	13												
360	14												
380	15												
410	16							1590673	FLB16/LMM	FLB17/16/LMM			
430	17								FLB16/17/LMM	FLB17/LMM			
460	18												
480	19												
510	20												
530	21												

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Firme (hasta 100 kgr.)								
PROFUNDIDAD	ANCHURA							
	cm		380	410	430	460	480	510
		Pulg	15	16	17	18	19	20
360	14							
380	15							
410	16							
430	17			FLB16/17/LMF	FLB17/LMF			
460	18							
480	19							
510	20							
530	21							


Tallas en Stock
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
  Tallas no disponibles

<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>
<p><b>Cojín Invacare® Flo-tech Contour</b></p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>riesgo bajo/medio</b>. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Este cojín de perfil alto es apto para usuarios de peso elevado.</p> <p>Altura: 103 mm Peso máximo usuario: 152 kg / anchuras 51 cm (20"): 191 kg</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005905**</b></p>	
<p><b>Flo-Tech Contour</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>	 105,43



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour (hasta 152/ 191 kg, según talla)												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	mm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
330	13											
360	14											
380	15											
410	16											
430	17				1548221							
460	18				1548222	1548224						
480	19						1634377					
510	20											
530	21											
560	22											

Tallas en Stock  
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)  
  Tallas no disponibles

<p><b>Invacare® Flo-tech Contour Visco NG</b> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">NUEVO</span></p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>riesgo medio/Elevado</b>. El cojín Contour Visco NG está compuesto 100% espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. El cojín se entrega con dos fundas con asa y base antideslizante Corte especial en la parte delantera para liberar el hueso poplíteo y favorecer propulsión podedal. Peso máximo de usuario y densidades: según código.</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**</b></p>																													
<p><b>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 405</b> / Firme (hasta 80 kg)</p>	 105,43																												
<p><b>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 430</b> / Firme (hasta 80 kg)</p>																													
<p><b>Flo-Tech Contour Visco NG 430 x 430</b> / Muy Firme (hasta 100 kg)</p>																													
<p><b>Flo-Tech Contour ViscoNG 430 x 455</b> / Muy firme (hasta 100 kg)</p>																													
<p><b>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 430</b> / Muy firme (hasta 100 kg)</p>																													
<p><b>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 455</b> / Muy firme (hasta 110 kg)</p>																													
<p><b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="4">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> </tr> <tr> <th>Pulg</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410</td> <td>16</td> <td>1632354</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td>17</td> <td>1632355</td> <td>1632358</td> <td>1632361</td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>18</td> <td></td> <td>1632359</td> <td>1632362</td> </tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock                   <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles             </p>		PROFUNDIDAD	ANCHURA				mm	410	430	460	Pulg	16	17	18	410	16	1632354			430	17	1632355	1632358	1632361	460	18		1632359	1632362
PROFUNDIDAD	ANCHURA																												
	mm		410	430	460																								
	Pulg	16	17	18																									
410	16	1632354																											
430	17	1632355	1632358	1632361																									
460	18		1632359	1632362																									



<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>
--------------------	-----------------------

**Cojín Invacare® Flo-tech Contour Visco**

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo Elevado**. El cojín Contour Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.

Cojín disponible en 4 densidades según peso del usuario.  
 Altura: 120 mm

Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911\*\***



	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / <b>Visco blando</b> (hasta 51 kg)	 105,43
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / <b>Visco medio</b> (hasta 76kg)	
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / <b>Visco firme</b> (hasta 108 kg)	
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / <b>Visco Muy firme</b> (hasta 127 kg)	


GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Blando (hasta 51 kg)						
PROFUNDIDAD	ANCHURA					
	mm	Pulg	360	380	410	430
	330	13				
360	14					
380	15					
410	16					
430	17					

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Medio (hasta 76kg.)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510
	330	13							
360	14								
380	15								
410	16			1590736	1634376				
430	17			1501073	1590738				
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Firme (hasta 102 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510
	330	13							
360	14								
380	15								
410	16								
430	17								
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Muy Firme (hasta 125 kg)								
PROFUNDIDAD	ANCHURA							
	mm	Pulg	380	410	430	460	480	510
	330	13						
360	14							
380	15							
410	16							
430	17							
460	18							
480	19							
510	20							
530	21							


Tallas en Stock
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
  Tallas no disponibles

<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>	
<p><b>Cojín Invacare® Flo-tech Image</b></p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>Riesgo Elevado</b>. El cojín Flo-tech Image está compuesto por una bolsa de gel viscofluido sobre una base de espuma HR recubierta por una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). El gel viscofluido aumenta la zona de contacto a nivel del sacro y limita los riesgos de fricción y cizallamiento. Usuario con riesgo Alto.</p> <p>Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 140 kg</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006048**</b></p>		
<p><b>Flo-Tech Image</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>		 323,15



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Image (hasta 140 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm	360	380	410	430	460	480	510	
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	
330	13								
360	14								
380	15								
410	16		1548226	1548585	1634378	1631938			
430	17		1548237	1548586	1548608	1548610			
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								


Tallas en Stock   
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)   
  Tallas no disponibles

<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>	
<p><b>Cojín Invacare® Flo-tech Plus</b></p> <p>El cojín Flo-tech Plus incorpora una sección de gel de silicona que está localizada en la parte trasera del cojín. Base de espuma HR con diseño anatómico que ofrece más estabilidad y un soporte postural mejorado Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La posición de la sección de gel soporta la tuberosidad isquiática ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).</p> <p>Usuarios con <b>Riesgo Elevado</b>.</p> <p>Altura: 103 mm Peso Máx. usuario: 152 kg (191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006054**</b></p>		
<p><b>Flo-Tech Plus</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable <b>Tallas en Stock*</b></p>		 323,15



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Plus (hasta 152 kg / 191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	mm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
330	13											
360	14											
380	15											
410	16											
430	17											
460	18											
480	19											
510	20											
530	21											
560	22											

Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)   
  Tallas no disponibles

<b>Descripción</b>	<b>P.V.P. Sin IVA</b>
<p><i>Cojín Invacare® <b>Flo-tech Solution</b></i></p> <p>Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>Riesgo Muy Elevado</b>. El cojín Flo-tech Solution es un cojín de espuma HR (Alta Resiliencia), anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución óptima de las presiones. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.</p> <p>Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.</p> <p>Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 140 kg</p>	
<p><b>Código Prescripción: ECJ 010A - E0006060**</b></p> <p><b>Flo-Tech Solution</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable</p>	 323,15



		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution (hasta 140 kg)										
		ANCHURA										
		360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PROFUNDIDAD	mm											
	Pulg											
	330											
	360											
	380											
	410											
	430											
	460											
	480											
	510											
530												
560												

■ Tallas en Stock   
 ■ Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)   
  Tallas no disponibles

*Invacare® **Matrx® Libra***


Cojín de posicionamiento. Apto para usuarios con **riesgo Muy Elevado** de desarrollar úlceras por presión

- Base: espuma de alta resiliencia
- Bolsa de gel fluido de doble compartimento para una inmersión máxima de la tuberosidad isquiática
- Diseño anatómico para maximizar el posicionamiento y la sujeción de la pelvis
- Parte delantera con corte ángulado para facilitar las transferencias y/o la tracción podal
- Funda de Poliuretano impermeable para proteger el cojín como estándar.
- Cojín disponible en dos versiones: con funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua o funda espaciadora, transpirable y micro ventilada.
- Accesorios para el posicionamiento disponibles como opción

Altura: 70 mm - Peso máximo usuario: 136 kg (227 kg a partir de tallas 21" / 53 cm)

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0012512\*\***





	 323,15
<p>Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada</p>	

		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor (hasta 136 kg / 227 kg según talla)										
		ANCHURA										
		360	380	410	430	460	480	510	530	560		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PROFUNDIDAD	mm											
	Pulg											
	310											
	360											
	410											
	430											
	460											
	510											

		GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra ESPACIADORA, micro-ventilada y transpirable (hasta 136 kg / 227 kg según talla)										
		ANCHURA										
		360	380	410	430	460	480	510	530	560		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PROFUNDIDAD	cm											
	Pulg											
	310											
	360											
	410											
	430											
	460											
	510											





■ Tallas en Stock   
 ■ Tallas disponibles fuera de Stock (consultar plazo de entrega)   
  Tallas no disponibles

**Descripción** **P.V.P. Sin IVA**

*Invacare® Flo-tech Solution Xtra*

Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**. El cojín Flo-tech Solution Xtra es un cojín de espuma HR, anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución de las presiones óptima. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.

El cojín es preformado con cinchas de velcro para poder añadir cuñas de posicionamiento.

Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.


Diseño especial de la funda con doble cremallera que permite incrementar la altura para poder colocar las cuñas.

Altura: 78 mm  
Peso máximo usuario: 140 kg






**Código Prescripción: ECJ 020A - E0009256\*\***

**Flo-Tech Solution Xtra**

  
616,15


GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
310	12											
330	13											
360	14	1501056										
380	15											
410	16		1494430	1487145	1494441							
430	17			1494436	1487146							
460	18			1556001	1634379	1494447						
480	19			1634389	1634380	1556587	1634381					
510	20				1494444	1494449						
530	21											
560	22											

 Tallas en Stock  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)  Tallas no disponibles

*Invacare® Flo-tech Solution Xtra Positioning*

Pack que incluye:  
- Cojín Invacare® Solution Xtra (talla estándar o especial)  
- Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento

**Código Prescripción: SRC 030B - S0013100\*\***

Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojín Solution Xtra - tallas en Stock*	 685,00
Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojín Solution Xtra - Otras tallas*	
1487270	Sistema Modular Xtra (Incluye : 1 cojinete para oblicuidad pélvica, 1 almohadilla de gel, 1 base de fijación, 2 alineadores de caderas, 2 alineadores de muslos, 1 perilla de abducción estándar, 1 perilla de abducción elevada, 2 cuñas laterales horizontal, 2 cuñas laterales verticales y 1 cuña frontal) No incluye cojín ni cobertura de gel.	



**Invacare® Solution Xtra - Cuñas independientes**



		Descripción	P.V.P. Sin IVA	
1487164		Cojineta para oblicuidad pélvica		
1487166		Almohadilla de gel (adicional)		
1487165		Base rígida tamaño estándar (40 X 40cm)		
1494495		Base rígida tamaño 40 X 45cm		
1487161		Alineador de Caderas (unidad)		
1487160		Alineador de Muslos (unidad)		
1487163		Perilla de abducción estándar (unidad)		
1487162		Perilla de abducción elevada (unidad)		
1487158		Cuña lateral horizontal (par)		
1487155		Cuñas laterales verticales (unidad)		
1487157		Cuña Frontal (unidad)		
<p><b>Invacare® Flo-tech Libra Positioning</b></p> <p>Pack que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cojín Invacare® Libra (talla estándar o especial)</li> <li>- Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento</li> </ul> <p><b>Código Prescripción: SRC 030B - S0023420**</b></p>				
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra		Matrx Libra - Funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua	<p>685,00</p>	
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra		Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada		
1589366		Caja accesorios Matrx Libra Incluye códigos 1487155, 1487157, 1487158, 1634585, 1578357		
<p><b>Invacare® Matrx Libra - Cuñas independientes</b></p>				
1487155		Cuña lateral, Unidad		
1487157		Cuña frontal, Unidad		
1487158		Cuñas, cónicas, Par		
1487162		Perilla de abducción alta (altura 5 cm), Unidad		
1634585		Perilla de abducción Matrx (altura 4 cm), Unidad		
1578357		Bolsa de gel fluido adicional, Unidad		