

# Sängtillbehör



För alla behov



Yes, you can.

Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket erbjuder möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar, allt för att kunna designa sängen efter smak och behov.

## Sänggavlar

Samtliga sänggavlar har hakbeslag och monteras/demonteras enkelt utan verktyg. Sänggavlarna passar till SB755/750/400/440.



### Sänggavel Victoria

Borttagbar mittpanel. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Bredd 85/90 cm. Kan användas i kombination med sänggrind Line eller Britt V.



### Sänggavel Sophie

Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Bredd 85/90 cm. Finns även i sänkt version (90 cm). Kan användas i kombination med sänggrind Line eller Britt V.



### Sänggavel Susanne

Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Bredd 85/90/105/120 cm. Finns även i sänkt version (90 cm). Kan användas i kombination med sänggrind Line eller Britt V.



### Sänggavel Anita

Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Bredd 85/90 cm. Finns även i sänkt version (90 cm). Kan användas i kombination med sänggrind Line eller Britt V.



### Sänggavel Susanne/Anita

Finns i boknatur och bredd 90 cm. Kan användas i kombination med sänggrind Line eller Britt V.



### Sänggavel Olivia

Används tillsammans med trälångsida. Finns i ljus ek och bok. Kan användas tillsammans med Scala 2 sänggrind eller stöd/vändhandtag.

## Långsidor



### Trälångsida

Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Finns i standardlängd, +10 cm och +20 cm, både för normalhög och sänkt gavel.



### Trälångsida

Passar till Olivia sänggavel. Kan användas tillsammans med Scala 2 sänggrind eller stöd/vändhandtag. Finns i ljus ek och bok. Finns i standardlängd, +10 cm och +20 cm.

---

## Sänggrindar

---

Samtliga sänggrindar uppfyller standard IEC60601-2-52



### Sänggrind Line

Aluminiumgrind i standardlängd för madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita.



### Sänggrind Line Förlängningsbar

Aluminiumgrind, teleskopiskt förlängningsbar 200-220 cm. För madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita.



### Sänggrind Britt V

Trägrind i standardlängd samt även förlängd, + 10 och + 20 cm för madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita.



### Grindförhöjning + 15 cm

Monterbar förhöjningsribba som höjer sänggrinden med 15 cm. För madrasshöjd upp till 33 cm. Två olika utföranden, passande till Line och Britt V.

Fällbara sänggrindar i metall.



### Sänggrind Scala Basic 2

För madrasshöjd upp till 15 cm.



### Sänggrind Scala Basic Plus 2

Sänggrind med snabbkoppling. För madrasshöjd upp till 15 cm.



### Sänggrind Scala Medium 2

För madrasshöjd upp till 20 cm.



### Sänggrind Scala Decubi 2

För madrasshöjd upp till 29 cm.

## Grindskydd



### Grindskydd polstrat till sänggrund Line och Britt V

Finns som normalpolstrat och dubbelpolstrat i längderna standard och förlängd + 10 samt + 20 cm. Kan sitta kvar på grunden när denna sänks. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.



### Grindskydd i nät till sänggrund Line och Britt V

Finns i längderna standard och förlängd + 10 samt +20 cm. Kan sitta kvar på grunden när denna sänks. Tvättbart i 60 grader. Färg vit.



### Grindskydd polstrat till fällbar metallgrund

Finns som normalpolstrat och dubbelpolstrat. Kan sitta kvar på grunden när denna sänks. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.



### Grindskydd till grindförhöjning + 15 cm

Heltäckande grindskydd som spänns olika hårt beroende på om det är monterat på Line eller Britt V. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.

## Stöd- och vändhandtag



### Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling i 5 olika längder och 2 olika höjder

Kan användas som hjälp vid vändning i säng samt vid i/urstigning till/från säng. Finns i färgerna beige och alu-silver. Storlekar från vänster till höger: H25xB80 cm, H40xB30 cm, H25xB30 cm samt H40xB50 cm (ej i bild).



### Stödhandtag svängbart

Det svängbara stödhandtaget kan användas vid vändning i säng eller som extra hjälp vid urstigning ur säng. H16xB34 cm innebär att handtaget inte hindrar benen att passera ovanför handtaget. Finns i beige och alu-silver.



### Stöd - och vändhandtag Octave med snabbkoppling

Kan användas som hjälp vid vändning i säng samt vid i/urstigning till/från säng. H40xB30 cm. Passar till **Octave** sängen. Finns i alu-silver.



### Situp-stöd

Används som hjälp för att komma upp helt i sittande samt som extra hjälp att komma ur sängen. Kan monteras på hö/vä sida i fotänden. Finns i beige och alu-silver.



### Uppresningsstöd

Används som eget stöd vid förflyttning till/från säng, till/från rullstol/rollator eller till stående. Passar i sängbottens lyftbågshylsor på hö/vä sida. Finns i beige och alu-silver.

## Lyftbågar



### Lyftbåge

Kan användas för att underlätta vård och förflyttning i säng. Kan ställas in i höjd- och längdled. Finns i beige och alu-silver.



### Lyftbåge svängbar

Svängbar parallellt med sängens långsida och till ca 20 grader från huvudände. Lämplig vid t.ex användning av taklyft. Handtaget kan ställas in i höjd- och längdled. Finns in beige och alu-silver.



### Lyftbåge Octave

Kan användas för att underlätta vård och förflyttning i säng. Kan ställas in i höjd- och längdled. Finns i silver.

## Övriga tillbehör



### Avståndsstöd

Skyddar väggar och elektriska kontakter från ofrivillig skada. Kan placeras på sängramens kort- eller långsida. Olika utföranden beroende på sängmodell. Finns i beige och alu-silver.



### Alternativa hjulstorlekar

Ett flertal olika hjulstorlekar 75 - 150 mm, separat eller centralt låsbar broms som alternativ. Riktningsspärr kan erbjudas till 100, 125 och 150 mm hjul.



### Lågbyggnadssats

75 cm, separat låsbara hjul. Finns i beige och alu-silver. Passar **SB755/750**.



### Täcksidor vid förlängning

Skydd för sängram vid förlängning av säng. Olika längder beroende på förlängning 5, 10 och 16 cm. Finns i beige eller alu-silver.



### Begränsningsbygel bendel

Förhindrar bendelen på **SB755/750** att komma under horisontalplanet. Färg beige eller alu-silver. Teleskopiskt ställbar 85-120 cm.



### Förlängningsdelar till Etude

Finns i 10 samt 20 cm. Ger ett madrassmätt på 210 resp 220 cm.



### Förlängningsdel Octave

Finns i 10 cm. Placeras i huvud- och/eller fotände. Ger madrassmätt på 210 eller 220 cm.

## Övriga tillbehör



### Hörnstolpar Pia II

Används vid montering av integrerade sänggrindar Line/Britt V på **Octave**.



### Grindlås

Enkel fixering/låsning av grinden när oavsiktlig användning av grinden skall förhindras. Passar alla modeller av integrerade sänggrindar.



### Transportbeslag till Etude

Kompleta beslag för transport och förvaring/lagring av Etude sängen. Två olika modeller, en för **Etude Classic** och en för **Etude Plus**.




### Transportvagn

För lagring och transport av 85/90 cm breda sängar.



### Transportvagn

För lagring och transport av samtliga 85-120 cm sängar.



### Filtstöd

Placeras i fotänden för att avlasta tryck från täcket på benen/fötterna.



### Droppställning


Kan fästas i sängbottens lyftbågshylsor på hö/vä sida eller fästas i långsidan (fästen ingår ej).



### Fäste för droppställning

Fäste för droppställning för lyftbågshylsa eller långsida.

## Alternativa manöverdosor



### Manöverdosa HB400 och HL400

Passar till **SB755** med elektronik CA40. Med HL400 kan varje funktion låsas.



### Manöverdosa HB85 och HL85

Passar till **SB755** med elektronik CB09. Med HL85 kan varje funktion låsas.



### Manöverdosa HB75 och HB74

HB75 passar 4-motors **SB755/750**. HB74 passar till 3-motors **SB750/400/440**.



### Manöverdosa Soft Control

Funktionsbaserad manöverdosa med lätttryckta knappar. Passar till 3- och 4-motors **SB750/755**.

## Alternativa manöverdosor och andra elektriska tillbehör



### Manöverdosa HL85 till Octave

Varje funktion på HL85 kan låsas individuellt.



### Manöverdosa för reumatiker

RA-manöverdosa med lätttryckta knappar.



### Hållare för manöverdosa

Hållare för manöverdosa för att underlätta åtkomst. Olika versioner beroende på modell.



### IR-mottagare (utan sändare)

Mottagare samt förgreningskabel för anslutning av standard manöverdosa.




### IR-sändare

Sändare som används tillsammans med IR-mottagare.



### Sänglampa LED

Kan monteras i hörnhylsan på alla Invacare sängar. Mycket låg strömförbrukning (4W). Finns i aluminium.



### Sänglarm

Alarmet kan anpassas till individuella behov. Finns i standard och epileptikerfunktion. Passar till de flesta sängar.



### Förgreningskabel

Kan användas vid behov av två manöverdosor.



### Batterienhet

Att användas som batteribackup. Sängen kan levereras förberedd med extra uttag för batterienhet. Installeras i efterhand.



### Förlängningskabel

2,5 m lång förlängningskabel till manöverdosa.



### ACP box

Erbjuder möjligheten att stänga av en eller flera funktioner i sängen.



### Manuell sänkningsdosa

Kan användas till att sänka/höja sängen och övriga motorfunktioner när det inte finns någon annan ström. Kopplas direkt till aktuell motor i sängen.

## Övrigt



### Matbordsbricka

Stabil matbordsbricka passande sängbredd 85 och 90 cm. Placeras på de integrerade grindarna. Kan även användas som avlastningsyta vid vårdarbete.



### Säng-/läsbord Sonnet Basic

Stabilt säng-/läsbord. Höjdställbart 65-100 cm. Avlastningshylla samt vinklingsbar skiva i sex lägen. Max belastning 20 kg.



### Säng-/läsbord Pausa

Höjdställbar 72-116 cm. Vinklingsbar skiva. Max belastning 10 kg.



### Sängbord Sonnet Dual

Mat-/lässkivan kan vinklas och anpassas i höjd från 75-105 cm beroende på behov och kan ändras från höger till vänster sida om bordet. Två lådor, ett skåp och en hylla. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Maxbelastning 6 kg.



### Sängbord Sonnet Combi

Matskivan kan anpassas i höjd från 31-93 cm och kan enkelt ändras från höger till vänster sida om bordet. En låda, ett skåp och två hyllor. Finns i bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Alla horisontella ytor är gjorda av plastlaminat. Maxbelastning 4 kg.

## Invacare **SB® 755, SB® 400**

Sänggrindar	Sänggavlar		
	Victoria Sophie Susanne Anita	Sophie sänkt <sup>1</sup> Susanne sänkt <sup>1</sup> Anita sänkt <sup>1</sup>	Olivia
Line / Line Förlängningsbar / Britt V / Britt V Förlängd	x	x	
Scala Basic 2 / Scala Basic Plus 2	x	x	x
Scala Medium 2	x	x	x
Scala Decubi 2	x	x	x

## Invacare **Etude® Plus (Low)**

Sänggrindar	Etude Plus
Line / Line Förlängningsbar / Britt V / Britt V Förlängd <sup>1</sup>	x
Scala Basic 2	x
Scala Basic Plus 2	x
Scala Medium 2	x
Scala Decubi 2	x

## Invacare **Octave®**

Sänggrindar	Sänggavlar
Line	Passar <b>Octave</b> sänggavlar
Line Förlängningsbar	
Britt V	
Britt V Förlängd	

1. Endast för 90 cm

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningsstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. Sängtillbehör - SE - 01/2024