

Action^{®2}
NG



La referencia en sillas de aluminio.



Yes, you can.

La silla **Action²_{NG}** ha sido desarrollada a partir de la referencia del mercado en sillas de aluminio: **Action³_{NG}** con la que comparte la misma plataforma.

Es el modelo ideal para los usuarios que buscan fiabilidad, comodidad y seguridad con buenos resultados de desplazamiento y un peso total reducido. Además, comparte componentes con las otras sillas de la gama **Action** para facilitar el almacenamiento de recambios en la ortopedia.

Ligera y cómoda

La nueva silla **Invacare Action²_{NG}** ofrece una gran estabilidad gracias a su robusto y cómodo sistema de plegado. Es una silla fácil de transportar con un peso reducido. La compatibilidad de piezas y recambios (reposabrazos, pescantes, paletas...) con las demás sillas de la Familia **Action (3NG y 4NG)** representa una gran ventaja en lo que se refiere a mantenimiento.

Características y opciones



Nueva configuración

Los últimos cambios en **Action²_{NG}**: respaldo fijo con tapizado acolchado, reposabrazos abatibles, soporte de rueda trasera tipo **Action³**, constituyen una mejora indiscutible para esta silla.

Respaldo fijo con tapizado acolchado

Ofrece una gran estabilidad y un confort óptimo. Altura 43 cm.

Action²_{NG} Transit Lite

Nueva silla transit de Aluminio, renovada y más cómoda. (consulte su catálogo específico)


Datos técnicos ¹

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Ángulo respaldo	Altura respaldo	Ángulo parte delantera del chasis	Regulación de los reposapiés	Ancho total
Action²_{NG}	 405 / 430 / 455 / 480 mm	 400 / 425 mm ²	 485 mm	 0°	 430 mm	 80°	 330 / 460 mm	 Ancho de asiento + 200 mm
Action²_{NG}	 240 mm	 325 mm	 1040 mm	 820-870mm	 945 mm	 125 kg	 16,7 kg	 8,9 kg


Color de chasis

Gris perla



Color de tapizado

Nylon negro



1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
2. Profundidad de asiento de 400 mm regulable a 425 mm cambiando la posición del tapizado de asiento.



Crash test
ISO 7176-19