



Vitesse jusqu'à

10 km/h



Autonomie jusqu'à

20 km



Pente maximale

16 %



Poids

7.2 kg

SMOOV one.

La solution parfaite pour les utilisateurs actifs.

Le SMOOV One est un dispositif de propulsion électrique innovant que vous pouvez fixer et retirer facilement de votre fauteuil roulant. A tout moment, dès que vous avez besoin d'un coup de pouce.

Cette motorisation augmente la mobilité et l'autonomie de son utilisateur tout en lui donnant un look moderne.

Grâce à sa poignée ergonomique sans fil qui s'installe aisément sur le fauteuil, ce dispositif est facile d'utilisation.



Be fly.

SMOOV

by Alber GmbH
Invacare Poirier SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com

45.0002.6.02.Edition 10/2019 © Alber GmbH. Abstract.
Subject to technical change.

SMOOV

MOTORISATION POUR FAUTEUILS ACTIFS

Vivez votre vie - sans limites.

Facile, tous les jours.

Economisez votre énergie grâce à la motorisation SMOOV One. Grâce à elle, tous les challenges du quotidien, comme monter les bordures ou prendre le bus seront des jeux d'enfants.

Vous suivra partout.

Le SMOOV One est parfait pour tous vos déplacements et vous aidera dès que vous en aurez besoin.

Sur tous les types de terrains.

Le SMOOV One vous assistera sur toutes les surfaces irrégulières et sur des pentes allant jusqu'à 16%.

Les mains libres pour les plus belles choses de la vie.

Avec le SMOOV One, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est vraiment important : en voyage, au bureau, en ville.

Plus d'infos sur :

www.smoov.com



Le SMOOV One est le dispositif de propulsion parfait pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs. Grâce à ses fixations discrètes pour la motorisation et la télécommande, votre fauteuil roulant peut toujours être utilisé manuellement : accrocher et décrocher la motorisation se fait en un tour de main.

Avec une autonomie jusqu'à 20 km, cette motorisation puissante vous emmène à votre destination, en toute élégance. La batterie se charge facilement depuis n'importe quelle prise de courant.

Avec sa vitesse jusqu'à 10 km/h, le SMOOV One sera votre compagnon de tous les jours. Vous pourrez franchir les trottoirs et les bordures grâce à son point de fixation flexible et son axe de rotation à 360°.


Le SMOOV One vous emmènera même dans les lieux que vous évitez jusque-là. Même les collines et les pentes jusqu'à 16 % ne poseront plus problème avec le SMOOV.

MADE IN GERMANY 



App connectée

Téléchargez-la dès maintenant !



Retrouvez plus d'information sur www.smoov.com ou demandez un essai !