



Aguatec Trans XL 4.03.002, 4.03.008



Disque de transfert pivotant s'utilisant sur l'assise d'un élévateur de bain pour un transfert sans effort.

- Assise extra large et antidérapante
- Le mouvement de pivotement et de translation s'effectue avec le poids de l'utilisateur
- Disponible en bleu roi (4.03.002) et gris clair (4.03.008)

Pièces détachées

Support ressort: 16090 Ressort de rappel pour mécanisme de verrouillage: 15303

Insert de charnière: 15304 Rondelle de guidage: 15302



Aquatec Disk 1562350




Disque pivotant pour faciliter les transferts en position assise, qui s'utilise avec ou sans l'**Orca**.

- Assise extra large et antidérapante
- Le mouvement de pivotement s'effectue avec le poids de l'utilisateur
- Disponible en gris clair
- Compatible avec l'élévateur de bain Orca

Pièces détachées

Plaque intermédiaire: 15325 Adaptateur pour Dot: 15326AQT Rondelle de guidage: 15302

Aquatec Step 3.00.002



Tabouret de bain et marche-pied stable.

- Patins et revêtement antidérapants
- Revêtement déhoussable et lavable en machine

Pièces détachées

Patin de pied (à l'unité): 13163 Revêtement bleu: 13160

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Trans XL	Disk	Step
Hauteur (mm)	25	25	165
Poids (kg)	2,2	1,6	1,5
Poids max. utilisateur (kg)	140	140	150



Invacare H112 Marina 1541330



Sécurité et design pour toujours plus de confort

La planche de bain *H112 Marina* a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires pour des patients allant jusqu'à 150 kg. Le revêtement de la planche *H112 Marina* est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.

L'écartement maximal entre les pieds est de 62 cm.

Version XL 1471594



Plus longue et renforcée Ecartement maxi entre les pieds = 68 cm

Caractéristiques et Options





Fonctionnelle:

Porte-savon, découpe pour pommeau de douche, assise ergonomique

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Marina	Marina XL
Longueur (mm)	690	740
Poids (kg)	1,6	1,6
Poids max. utilisateur (kg)	150	200