

Accessoires NordBed™



Pour répondre à tous les besoins !



Yes, you can.

La gamme NordBed comprend un large panel d'accessoires vous donnant la possibilité de personnaliser votre lit selon vos envies. Permet une parfaite association entre l'environnement personnel et des accessoires de soutien adaptés aux besoins de l'utilisateur.

Dans ce catalogue, vous trouverez l'ensemble des références compatibles aux lits incluant nos panneaux, panneaux latéraux, barrières latérales et autres accessoires.

Panneaux

Une gamme de panneaux modernes diffusant une atmosphère conviviale. Disponibles dans certains coloris et diverses finitions bois afin de s'adapter aux goûts et préférences de chacun. L'ensemble des panneaux sont facilement amovibles sans outils.



Una

Association possible :

- Barrières latérales pleine longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux



Una / Una Low

Peut être utilisé uniquement avec les panneaux latéraux



Nora

Association possible :

- Barrières latérales pleine longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux



Astrid

Plaque centrale amovible pour faciliter l'accès

Association possible :

- Barrières latérales pleine longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux



Nanna

Peut être associé aux barrières latérales Ane et panneaux latéraux



Runa

Peut être associé aux barrières latérales Ane et panneaux latéraux

Gamme de panneaux	Hêtre	Chêne	Noyer	Blanc
Una	✓	✓	✓	
Nora	✓	✓	✓	✓
Astrid	✓	✓	✓	
Nanna	✓	✓	✓	✓
Runa	✓	✓	✓	✓

Panneaux latéraux

Notre gamme de panneaux latéraux offre un design épuré, permettant de s'adapter parfaitement à l'environnement des collectivités.



Panneau latéral bois

Compatible avec les panneaux Una, Astrid et Nora



Panneau latéral bois

Compatible avec le panneau Runa et barrières latérales Ane



Panneau latéral bois

Compatible avec le panneau Nanna et barrières latérales Ane

Barrières latérales

Les barrières latérales peuvent être utilisées pour de multiples raisons :

- Assurer une sécurité omniprésente
- Prévenir des chutes
- Faciliter les transferts et repositionnements

La gamme de barrières latérales Invacare répond à l'ensemble des besoins sans compromettre les conditions de travail du personnel soignant.



Freya

Barrières latérales bois pleine longueur, 200 cm, 210 cm et 220 cm



Embla

Barrières latérales aluminium pleine longueur 200 cm



Embla extensible

Longueur réglable en continu 200 - 220 cm



Torill

Réglable sur 3 hauteurs



Ane

Barrières latérales acier longueur 3/4



Ane

Barrières latérales acier longueur 3/4 pour les matelas hauts

Gamme des panneaux	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓	✓	✓	✓	
Ane	✓	✓	✓	✓	✓

Aide au repositionnement

Nos accessoires d'aide aux repositionnement favorisent l'indépendance du patient en toute sécurité.



Poignée de support

H40 X L30 cm



Poignée de support

H40 X L90 cm



Poignée de support pivotante

Permet de faire pivoter les jambes sur la poignée avant qu'elle ne soit dépliée.
Peut être utilisée seule ou par paire



Poignée d'aide pour se relever

Facilite l'entrée au lit



Poignée d'aide pour s'asseoir

Aide le patient à se mettre dans une véritable position assise lors de l'entrée et sortie du lit



Potence d'angle

Simple à attraper, elle est réglable en hauteur et profondeur

Autres accessoires



Cache extension

À monter sur le cadre du lit lorsque l'extension de lit est déployée



Support télécommande



Pare-choc de distance

À monter sur le cadre du lit lorsque celui-ci est déployé, cela évite d'endommager les murs lorsque le lit se fait déplacer. Peut également être placé sur le cadre à l'extrémité ou sur le côté du lit

Accessoires électroniques

Plusieurs télécommandes sont disponibles dans la gamme NordBed afin de répondre aux différents besoins.



Télécommande pour Optimo et Ultra

Avec Proclive et Déclive



Télécommande pour Optimo et Ultra

Avec Proclive et Déclive, avec lumière sous le lit



Télécommande LCD

Fonction RememberMe pour Optimo et Ultra



Télécommande pour Essential

Télécommande standard



Télécommande pour Essential

Disponible avec Proclive et Déclive en option



Lampe LED

Design moderne avec une très faible consommation d'énergie (4W). Peut être montée sur le support de tous les lits Invacare.

Optimo & Ultra

Hauteur de matelas en cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)					10 - 17 cm																	
Embla /Embla extensible					10 - 17 cm																	
Ane					10 - 18 cm																	
Ane High														18 - 28 cm								
Torill									14 - 19 cm													

Essential

Hauteur de matelas en cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)					10 - 16 cm																	
Embla /Embla extensible					10 - 16 cm																	
Ane					10 - 17 cm																	
Ane High														17 - 27 cm								
Torill									13 - 18 cm													