

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**  
 Rua da Estrada Velha, n.º 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>2</sup><sub>NG</sub> Transit Lite** **CE**

**Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante**

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1/4" maciças. Travão de acompanhante e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:





Ortopedia:

Nome Utilizador:



Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição			P.R.P. €
<b>Invacare® Action2NG Transit Lite</b>				299,00
<b>Rodas 12" x 2 maciças - eixo fixo</b>				
BR1673114	Largura 40,5 x prof. 40 cm	BR1673116	Largura 45,5 x prof. 40 cm	
BR1673115	Largura 43 x prof. 40 cm	BR1673117	Largura 48 x prof. 40 cm	
<b>Acessórios</b>				
<b>Apoio de Pernas Elevatório (par)</b>		<b>Largura da Cadeira</b>		
Patim Ajustável em ângulo e profundidade 	AP1656946	405mm		204,75
	AP1657056	430 mm		
	AP1662822	455 mm		
	AP1662823	480 mm		
<b>Suporte para Amputados</b>				
	AP1442991	Esquerdo		115,76
	AP1442990	Direito		
<b>Suporte de Canadianas</b>				
	AP0572-02056	Suporte de canadianas		33,08
<b>Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)</b>				
	AP1673830	P/ Largura Assento 40,5cm		152,25
	AP1673831	P/ Largura Assento 43cm		
	AP1673832	P/ Largura Assento 45,5cm		
	AP1673833	P/ Largura Assento 48cm		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
<b>Rodas Anti-Volteio</b>				
	AP1673828		Roda Anti-volteio (par)	40,95
<b>Suporte de Soro (inclui Esticador)</b>				
	AP1673836		P/ Largura Assento 40,5cm	130,20
	AP1673837		P/ Largura Assento 43cm	
	AP1673838		P/ Largura Assento 45,5cm	
	AP1673839		P/ Largura Assento 48cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.