

INVACARE PORTUGAL II, Lda
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare[®] Action⁵ - Versão de Encartar €

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura de alumínio com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofa ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composto (em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.
 Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
SJC004	Action5	1.362,69 €
ESPECIAL		
N	◆ Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJCSPEC	Especial	
ALBER		
SJC0180	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	520,75 €
TIPO DE CHASSIS		
SJC0200	Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440, 3450)	○
SJC0210	◆ Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
SJC0300	◆ Auto-propulsão	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SJC1030	Largura assento 38 cm	○
SJC1040	Largura assento 40,5 cm	○
SJC1050	◆ Largura assento 43 cm	◆
SJC1060	Largura assento 45,5 cm	○
SJC1070	Largura assento 48 cm	○
SJC1075	Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170)	○
SJC1078	Largura assento 53 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm		
A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.		
SJC1100	Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	○
SJC1110	Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	○
SJC1120	◆ Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJC1130	Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	○
SJC1140	Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	○
SJC1150	Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	○
SJC1160	Profundidade assento 50 cm (NC: 5020, 5040)	○
SJC1170	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	68,13 €
SJC1180	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC:1510, 5054)	68,13 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC1190	Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	68,13 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA		
SJC1200	Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1210	Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1220	Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1230	Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJC1240	Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1250	Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1260	◆ Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	◆
SJC1270	Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	○
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA		
SJC1300	Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJC1310	Altura assento 38,5 cm	○
SJC1320	Altura assento 41 cm	○
SJC1330	Altura assento 43,5 cm	○
SJC1340	◆ Altura assento 46 cm	◆
SJC1350	Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	○
SJC1360	Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
SJC1500	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJC1510	◆ Nylon fixo	◆
SJC1520	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	68,13 €
ENCOSTO		
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO		
SJC2000	◆ Fixo 90° vs base do assento	◆
SJC2010	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	107,88 €
SJC2020	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	141,94 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)		
SJC2130	Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2143	Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2153	◆ Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJC2163	Fixo a 7º, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	Fixo a 7º, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)		
SJC2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	107,88 €
SJC2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	107,88 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)		
SJC2400	Sem punhos, tubo a 7º (NC: 9100, 9200)	○
SJC2410	Montados na traseira, fixos a 7º (NC: 9000)	164,66 €
SJC2420	Integrados (telescópico ajustável)	85,17 €
TIPO DE ESTOFO		
SJC2510	◆ Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)		
SJC2430	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2432	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2434	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2436	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2438	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2460	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2465	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2440	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2442	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €
SJC2444	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																																																																																														
SJC2446	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware)(NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
SJC2448	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
SJC2452	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)(NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
SJC2470	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
SJC2475	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
SJC2478	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	794,90 €																																																																																																														
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)																																																																																																																
SJC2481	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2482	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2484	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2486	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2488	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2490	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2492	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Seat width in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(mm)</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Backrest Width</th> <th>360</th> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>380</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>					Seat width in mm												(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Backrest Width	360			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							380				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						410					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					430						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				460							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			480								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		510									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Seat width in mm																																																																																																														
		(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																																				
Backrest Width	360			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																										
	380				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																									
	410					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																								
	430						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																							
	460							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																						
	480								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																					
	510									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																				
APOIO PERNAS / PÉS																																																																																																																
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)																																																																																																																
SJC3010	70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3020	80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3030	90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3040	Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	170,34 €																																																																																																														
SJC3050	Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	158,98 €																																																																																																														
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)																																																																																																																
SJC3110	70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3120	80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3130	90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3140	Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	170,34 €																																																																																																														
SJC3150	Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	158,98 €																																																																																																														
APOIO PÉS DIREITO																																																																																																																
SJC3200	◆ Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	◆																																																																																																														
SJC3210	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	45,42 €																																																																																																														
SJC3230	Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300) (inclui calcanheiras ajustáveis)	170,34 €																																																																																																														
APOIO PÉS ESQUERDO																																																																																																																
SJC3300	◆ Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	◆																																																																																																														
SJC3310	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	45,42 €																																																																																																														
TUBO DO PATIM																																																																																																																
SJC3400	Rebatível, tubo do patim posição subida LLL= 160 a 375 mm	107,88 €																																																																																																														
SJC3410	Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	56,78 €																																																																																																														
SJC3420	Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3430	Rebatível, tubo do patim longo LLL= 400 a 525 mm	56,78 €																																																																																																														
SJC3440	Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	<input type="radio"/>																																																																																																														

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC3450	Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm	56,78 €
PROTETORES DE ROUPA		
SJC3750	◆ Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJC3800	Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	○
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
SJC4010	Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJC4030	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
SJC4110	Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJC4130	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
OPÇÕES ASSENTO		
TIPO DE ALMOFADA		
SJC5010	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco	154,50 €
SJC5020	Almofada Matrx Flo-tech Image (NC: 5054)	226,60 €
SJC5030	Almofada Matrx Flo-tech Lite	118,45 €
SJC5040	Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra (NC: 5054)	567,79 €
SJC5044	Almofada Matrx Libra	453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA		
SJC5050	40 cm	○
SJC5052	45 cm	○
SJC5054	50 cm	○
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO		
SJC5100	◆ Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJC5500	Esticador dobrável	85,17 €
CORES		
SJC6000	Branco Pérola	○
SJC6010	◆ Antracite	◆
SJC6015	Azul Marinho	○
SJC6030	Vermelho escuro	○
SJC6040	Verde elétrico	○
SJC6045	Púrpura Escuro	○
SJC6060	Cinza pérola	○
SJC6070	Preto mate	○
SJC6080	Amarelo intenso	○
SJC6090	Laranja vibrante	○
SJC6099	Cor especial	sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)		
SJC6100	◆ Cinza	◆
SJC6110	Azul	107,88 €
SJC6200	Rosa	107,88 €
RODAS DIANTEIRAS		
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	102,21 €
SJC7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	102,21 €
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	102,21 €
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
RODAS TRASEIRAS		
RODAS TRASEIRAS		
SJC7200	22" (560 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	○
SJC7230	◆ 24" (610 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320)	◆
SJC7240	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	181,69 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC7250	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7304, 7315, 7410, 8000)	181,69 €
SJC7260	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	562,11 €
TIPO DE PNEU		
SJC7302	Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJC7304	pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	○
SJC7315	◆ Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	◆
SJC7320	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	113,56 €
TIPO DE ARO MOTOR		
SJC7400	◆ Alumínio	◆
SJC7410	Aço inoxidável	○
SJC7420	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
SJC7500	◆ Extração rápida	◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS		
SJC7600	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJC7610	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJC7620	◆ Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJC7630	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
ÂNGULO DAS RODAS		
SJC7700	◆ 0° camber	◆
SJC7710	1° camber	○
SJC7720	2° camber	○
SJC7730	3° camber	○
SJC7740	4° camber	○
OPÇÕES DE CHASSIS		
SJC8000	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJC7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	113,56 €
SJC8030	Bom de ar - alta pressão	107,88 €
TIPO DE TRAVÕES		
SJC8100	◆ Push to lock (de empurrar)	◆
SJC8110	Pull to lock (de puxar)	○
SJC8120	Push to lock com extensão	○
SJC8130	Pull to lock com extensão	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
SJC8200	Kit de Transporte (NC: 8300)	56,78 €
SJC8300	Cinto pélvico	34,07 €
SJC8500	Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	102,21 €
SJC8550	Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	102,21 €
SJC8600	Kit refletores (rodas)	○
ACESSÓRIOS		
SJC9000	Suporte canadianas	28,39 €
SJC9100	Ponteira traseira (esquerda)	34,07 €
SJC9200	Ponteira traseira (direita)	34,07 €
Novidade: Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
PREÇO TOTAL		
TABELAS AUXILIARES		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

		Largura de assento em mm										
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x	x

x Peso máx. Utilizador 100kg x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)								
		mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x			x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x		
	6"				x	x	x	x		
	7"					x	x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)							
		mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x			
	24"	x	x	x	x	x	x		
	25"		x	x	x	x	x	x	x