



Dolomite | **Alpha**

Til brugeren, som behøver
ekstra støtte

Trusted Solutions,
Passionate People



Dolomite Alpha er løsningen til brugeren, som behøver ekstra støtte, ved fx gangtræning, sygdomme som gigt, ortopædiske specialbehov eller efter en operation.

Alpha tilbyder stabilitet, og hvor andre produkter ikke kan give den rigtige armstøtte eller håndfunktion, er *Alpha* det rigtige valg.

Avancerede specialtilpasninger

Dolomite Alpha Advanced har flere unikke muligheder for betjening af bremsen. Vinklerne og højden på bremserne kan placeres efter ønske takket være et specielt avanceret kugleled. Denne multijusterbare funktion kan for eksempel være en fordel for brugere med nedsat eller manglende håndfunktion eller ved smerter ved håndtering af bremsen.

Egenskaber og tilbehør



Polstret underarmsstøtte

Ekstra god støtte for underarmene.



Bremse på *Advanced*

Bremsen på *Alpha Advanced* kan vinkles efter brugerens behov og formåen.



Underarmstøtte

Armen kan hvile i en blød og behagelig skål.

Flexible indstillingsmuligheder

Alle versioner af *Dolomite Alpha* har flexible indstillingsmuligheder for både højde-, bredde- og dybderegulering af håndgreb. Alle indstillinger der er væsentlige, for at give brugeren ekstra god støtte og et solidt greb. Som standard har *Alpha* behagelige formede underarmsstøtter.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk/da>

	Totalbredde	Dybde	Afstand mellem hjul	Højde interval	Sædehøjde	Afstand mellem håndtag	Hjul-diameter	Vægt
Basic	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1240 mm	620 mm	430 mm	200 mm	10.9 kg
Advanced	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1240 mm	620 mm	430 mm	200 mm	11.4 kg
Basic polstret støtte	650 mm	700 mm	510 mm	1030 - 1240 mm	620 mm	90 - 270 mm	200 mm	12.4 kg
Advanced polstret støtte	650 mm	700 mm	510 mm	1030 - 1240 mm	620 mm	100 - 300 mm	200 mm	12.9 kg



Max brugervægt

Dolomite Alpha 125 kg

Farve

Blå



Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®