

Invacare® Storm⁴ mit Sitzlifter LINX® CE

18.99.06.1105 (Storm4 mit Modulite-Sitz & Sitzlifter)
18.99.06.1107 (Storm4 X-Plore mit Modulite-Sitz & Sitzlifter)
18.99.06.1106 (Storm4 mit Recaro-Sitz & Sitzlifter)
18.99.06.1108 (Storm4 X-Plore mit Recaro-Sitz & Sitzlifter)

Benutzergewicht: **max. 150 kg**

Hochwertiger Elektro-Rollstuhl zur Grundversorgung bis zur hohen Individual-Versorgung mit einfachster Anpassung an den Nutzer. Besonders servicefreundlich und mit exzellenten Fahreigenschaften. Bestens für den Wiedereinsatz geeignet.

Grundpreis: 12.770,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	€
ATC0012	Invacare® Storm ⁴ mit Sitzlifter			12.770,00
ATC0014	Invacare® Storm ⁴ X-plore mit Sitzlifter, mit einstellbarer Einzelradfederung			14.114,00
SONDERBAU				
ATZ1300	Sonderbau-Ausführung			auf Anfrage
	(1) Modulite-Sitz (2) Recaro-Sitz			
ATC2100	(1) MODULITE-SITZ			◆
Sitzrahmen und Sitzplatte				
ATC2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			◆
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen				
ATC2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)			○
ATC2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)			◆
ATC2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)			○
ATC2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Positionierungsrücken Invacare MatrX, nicht mit Invacare MatrX Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)			○
Sitztiefe				
ATC2132	410 mm (nicht mit Invacare MatrX Vi, mitlaufenden Seitenteilen in Verbindung mit Lichtenanlage und Hüftstütze und Beckengurt mit Schnappverschluss, nur mit Standard Armlehnenpolster, nicht mit Invacare MatrX Libra/MatrX Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			○
ATC2134	460 mm			◆
ATC2136	510 mm (nicht mit Invacare MatrX Contour Visco NG)			○
Sitzkissen				
ATC2142	Invacare MatrX Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) / Invacare MatrX Flo-tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)			◆
ATC2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (bis max. 125 kg), (nicht mit Sitztiefe 510 mm, 560 mm)			349,00
ATC2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, 90 mm (bis max. 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm)			698,00
ATC2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (bis max. 136 kg)			698,00
ATC2140	ohne Sitzkissen			-10,00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare MatrX)				
ATC2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)			◆

Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matrix)			
ATC2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Schiebegriffe			
ATC2107	Rücken mit Schiebegriffen		◆
ATC2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit H-Gurt, Heckmarkierungstafel, Bedienung und Fahrpulhalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)		○
Rückenkissen			
ATC2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		◆
ATC2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken)	270,00	
ATC2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	169,00	
ATC2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	205,00	
ATC2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	725,00	
ATC2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	725,00	
ATC2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	772,00	
ATC2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	877,00	
ATC2170	ohne Rückenpolster	-20,00	
Polsterfarbe			
ATC2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex 3 Anpassrücken)		◆
ATC2152	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)		○
ATC2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen, Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Invacare Matrix Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		○
Seitenteile			
ATC2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
ATC2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
ATC2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	142,00	
ATC2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)	102,00	
ATC2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)	411,00	



Rücken: ATC 2171



Rücken: ATC2179



Rücken: ATC 2172 bzw. 2173




Rücken: ATC 2174, 2175

ATC2192	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
ATC2194	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
Armlehnenpolster			
ATC2195	Standard (325 mm)		◆
ATC2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		50,00
ATC2197	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, Kopfsteuerung)		57,00
ATC2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar, nicht mit Flex 3 Anpassrücken)		102,00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit rückschwenkbarer Armlehne), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ATC2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ATC2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ATC2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit rückschwenkbarer Armlehne), (nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ATC2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ATC2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ATC2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
ATC2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
ATC2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze			
ATC1350	Nackenstütze, tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwengbar)		269,00
ATC1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwengbar)		334,00
ATC1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich, nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwengbar)		381,00
ATC2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
ATC2325	Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
ATC1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
SITZZUBEHÖR (für Modulite-Sitz)			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)			
ATC1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		328,00
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ			
Sitzhöhe / Sitzlifter			
ATC1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 400 - 650 mm (ohne Sitzkissen), (nicht mit X-plore, Sitztiefe 510 mm und Stockhalter)		◆
ATC1040	Elektrischer Sitzlifter SH 440 - 690 mm (ohne Sitzkissen)		○
Sitzwinkelverstellung			
ATC1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung		◆


ATC1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 25°)		1.123,00
Rückenwinkelverstellung			
ATC0975	In Stufen winkeleinstellbar		◆
ATC0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit Kinnsteuerung und elektrisch wegschwenkbarer Halterung rechts)		1.123,00
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***			
ATC1152	(2) RECARO-SITZEINHEIT (Nicht mit H-Gurt, Kopfsteuerung, Mini-Joystick, USB-Ladeanschluss, Taschenhaken)		○
Sitztyp			
ATC0926	Recaro „Mobility“, mit elektrischer Rückenverstellung, Stoffbezug (Polsterstärke vorn 130 mm / hinten 70 mm)		2.753,00
Armlehnenpolster			
ATC0647	Armlehnenpolster, Standard (ca. 325 mm)		◆
ATC0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)		50,00
Schiebevorrichtung			
ATC1306	Schiebegriffe		247,00
SITZVERSTELLUNGEN RECARO-SITZ			
Sitzhöhe / Sitzlifter			
ATC1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 400 - 650 mm (ohne Sitzkissen), (nicht mit X-plore, Sitztiefe 510 mm und Stockhalter)		◆
ATC1040	Elektrischer Sitzlifter SH 440 - 690 mm (ohne Sitzkissen)		○
Sitzwinkelverstellung			
ATC1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung		◆
ATC1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 25°)		1.123,00
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenaufnahmen			
ATC0590	Beinstützenaufnahmen für Sitzkissen bis 70 mm (nicht für Recaro-Sitz)		○
ATC0591	Beinstützenaufnahmen für Sitzkissen über 70 mm (nur bei Recaro-Sitz)		○
Beinstützenoberteile links			
ATC0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ATC0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit fester Fußplatte)		67,00
ATC0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit fester Fußplatte)		916,00
ATC0535	Ohne Beinstütze links		-35,00
Beinstützenoberteile rechts			
ATC0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ATC0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit fester Fußplatte)		67,00
ATC0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit fester Fußplatte)		916,00
ATC0545	Ohne Beinstütze rechts		-35,00
Fußplatten links			
ATC0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)		◆
ATC0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links		77,00
ATC0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links		110,00
Fußplatten rechts			
ATC0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)		◆
ATC0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts		77,00
ATC0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts		110,00
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
ATC2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆

Aktuell nicht verfügbar!

Serienausstattung Recaro-Sitz:
 ATA0370 Sitzbreite 490-530 mm (360 mm Innenfläche Sitz / 520 mm Sitzbreite)
 ATA0329 Sitztiefe 460 - 510 mm
 ATA0486 Rückenhöhe 770 - 830 mm
 ATA0636 Seitenteil höhenverstellbar v. 290 - 380 mm
 ATA1355 Kopfstütze

0536/0546



0537/0547



0539/0549



2204

ATC2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		771,00
ATC2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen (NC: Fahrpulhalter Maxx Resolve)		1.599,00
ATC2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00
Fahrpulhalter für REM216 oder REM400			
ATC1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		◆
ATC1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		○
ATC1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts)		256,00
ATC1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung Links)		256,00
ATC1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig, Halter mit Handauflage ASL603, Tisch abschwenkbar, rechts)		399,00
ATC1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig, Halter mit Handauflage ASL603, Tisch abschwenkbar, links)		399,00
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ATC2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)		372,00
ATC2228	Fahrpulhalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)		372,00
ATZ2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Fahrpulhalter für REM500 Display			
ATC2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel Rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts)		○
ATC2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel Links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung links)		○
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00



2205



2206

ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick oder Mini-Joystick in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ATZ2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)			
ATC2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)		750,00
ATC2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)		1.026,00
ATC1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)		◆
ATC1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)		○
ATC1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)		◆
ATC1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)		○
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau.		
ATC2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)		823,00
ATC2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)		977,00
ATC2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)		○
ATC2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)		○
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ATZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
ATC2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Taschenhaken)		4.119,00
ATC1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze)		○
ATC1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze)		○
ATC1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)		3.295,00
ATC1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)		3.295,00



2219

2245



2231 / 2232

Aktuell nicht verfügbar!




2229

Kopfsteuerung LiNX		
ATC2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur möglich ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Mini-Joystick MEC)	5.561,00
ATC2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur möglich ohne Kopfstütze), (nicht mit Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	6.591,00
Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)		
ATC2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00
ATC2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	926,00
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter		
ATC2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Taschenhaken)	4.634,00
ATC2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	565,00
ATC2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	565,00
ATC2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	926,00
ATC2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	926,00
ATC2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Rechts, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Rechts, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Rechts, REM500 in Verbindung mit Halterung Rechts)	1.441,00
ATC2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung Links, Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar Rechts oder Links, Rückspiegel Links, REM400 in Verbindung mit Standard- oder Rhomboid-Halterung Links, REM500 in Verbindung mit Halterung Links)	1.441,00
ATZ2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	Auf Anfrage



2230



2247



2249



2250

LINX ZUBEHÖR			
Extra Bedieneinheiten			
ATC2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)		514,00
ATC2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)		<input type="radio"/>
ATC2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)		<input type="radio"/>
ATC2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung rechts, Taschenhaken)		<input type="radio"/>
ATC2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links für Kinnsteuerung, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung links, Taschenhaken)		<input type="radio"/>
ATC2225	Ohne feste Montageposition		<input type="radio"/>
ATC2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)		102,00
USB-Ladeanschluss			
ATC2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Recaro-Sitz, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Seitenteilen abnehmbar, seitlichen Führungen und Licht, Sitztiefe 460 mm in Verbindung mit Seitenteilen abnehmbar, mitlaufenden Armlehnen und seitlichen Führungen, Sitztiefe 510 mm in Verbindung mit Seitenteilen abnehmbar, mitlaufenden Armlehnen, seitlichen Führungen und Licht, Bodypoint Positionierungsgurte)		256,00
ATC2207	Montage rechts		<input type="radio"/>
ATC2208	Montage links		<input type="radio"/>
Weitere Komponenten / Zubehör			
ATC2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		<input type="radio"/>
ATZ2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC1685	Rot		148,00
ATC1686	Gelb		148,00
ATC1687	Grün		148,00
ATC1690	Blau		148,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC2254	Schwarz		153,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400 gewählt wurde)			
ATC1711	Rot		164,00
ATC1712	Gelb		164,00
ATC1713	Grün		164,00
ATC1714	Orange		164,00
ATC1715	Blau		164,00
ATC1716	Schwarz		164,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
ATC2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
ATC2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
ATC2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
ATC2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
FAHREINHEIT			
Farben für Verkleidung und Vorderradschwinge (Grundfarbe Gehäuse immer silber)			
ATC0202	Perlnachtblau		◆
ATC0228	Tiefschwarz		<input type="radio"/>
ATC0220	Champagner		<input type="radio"/>
ATC0204	Transparent Kirschrot		<input type="radio"/>



2251



2253

ATZ0299	RAL-Farbe (Verkleidung) nach Kundenwunsch (RAL-Ton erforderlich)		auf Anfrage
Vorderräder			
ATC0851	11" (3.00 - 6), Grau, Luftbereifung		◆
ATC0853	11" (3.00 - 6), Grau, pannengeschützt		165,00
ATC0855	11" (3.00 - 6), Grau, pannensicher		186,00
Hinterräder			
ATC0771	14" (3.00 - 8), Grau, Luftbereifung		◆
ATC0773	14" (3.00 - 8), Grau, pannengeschützt		175,00
ATC0799	14" Trelleborg 8 x 3.00 Stolle, Grau, Luftbereifung		191,00
ATC0798	14" Trelleborg 8 x 3.00 Stolle, Grau, pannengeschützt		361,00
ATC0750	14" (3.00 - 8) Grau, pannensicher		198,00
MOTOR, BATTERIE, FEDERUNG UND LADEGERÄT			
ATC1277	6 km/h Heavy Duty (Drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren)		◆
ATC1285	10 km/h Heavy Duty (Drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren), Heckmarkierungstafel erforderlich, nur mit Lichtanlage klassisch		493,00
ATC1224	12 km/h DuraWatt High Speed Motoren (drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren), Heckmarkierungstafel erforderlich, nur mit Lichtanlage klassisch		977,00
ATC1364	73,5 Ah Gelbatterien		◆
ATC1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)		◆
Hinterradfederung			
ATC1240	Federung leicht (bis 80 kg Benutzergewicht)		○
ATC1241	Federung mittel (70 bis 100 kg Benutzergewicht)		◆
ATC1242	Federung hart (90 bis 150 kg Benutzergewicht)		○
Hinterradfederung Storm4 X-plore			
ATC1233	Hitec Feder X-plore		◆
Vorderradfederung Storm4 X-plore			
ATC1238	Vorderradfederung (bis zu 100 kg Benutzergewicht)		○
ATC1239	Vorderradfederung (ab 100 kg Benutzergewicht)		○
SICHERHEITSOPTIONEN			
Stabilitätsprogramm			
ATC1215	G-Trac - Elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
Licht			
ATC1367	Lichtanlage klassisch mit Blinkern (entspr. StVZO), Leuchten vorn flexibel (nicht mit Gepäckträger)		◆
ATC1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, Leuchten flexibel (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)		50,00
ATC1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)		-200,00
Kippschutz			
ATC1205	Anti-Kippräder		◆
ATC1204	Anti-Kippräder, abklappbar		81,00
Heckmarkierungstafel			
ATC1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h), (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)		77,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
ATC1244	Bordsteinheber (nicht mit Docking-Station)		309,00
Transportbefestigung			
ATC1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht mit Bordsteinheber)		742,00
ATC1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer, bei Storm⁴ X-plore serienmäßig)		○
ATC1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)		◆

Aktuell nicht verfügbar!

Haltegurt			
ATC1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
ATC2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)		61,00
ATC1332	H-Gurt (nicht mit Recaro-Sitz, Rücken ohne Schiebegriffe)		121,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit), (nicht mit Recaro-Sitz)			
ATC2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		174,00
ATC2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		170,00
ATC2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		129,00
ATC2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		123,00
ATC2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		102,00
ATC2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		98,00
Rückspiegel			
ATC1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display rechts, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)		48,00
ATC1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display links, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)		48,00
ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
ATC2128	„Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Recaro-Sitz, Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Rückenplatte Flex3, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)“		123,00
Stockhalter			
ATC1312	Stockhalter rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)		35,00
ATC1363	Stockhalter links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)		35,00
Radspritzschutz			
ATC1416	Radspritzschutz vorn		71,00
ATC1417	Radspritzschutz hinten		202,00
Tisch			
ATC1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)		325,00

ATC1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		325,00
Werkzeugset			
ATC1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)		49,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
ATC3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			