

**Invacare® TDX SP2 mit Sitzlifter**
**LINX® CE**

HMV-Nummer: 18.99.06.1090 Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich

Benutzergewicht: **max. 160 kg****Grundpreis: 13.350,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Benutzergewicht			
ARJ1918	Benutzergewicht unter 100 kg		
ARJ1919	Benutzergewicht von 101 kg bis 125 kg		
ARJ1921	Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg		
ARJ1922	Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg		
ARJ1923	Benutzergewicht von 151 kg bis 160 kg		
ARJ1924	Benutzergewicht von 161 kg bis 180 kg		
Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
Ausführung			
ARJ0012	Invacare® TDX® SP2 mit Sitzlifter Standard-Ausführung		13.350,00
ARJ0072	Invacare® TDX® SP2 mit Sitzlifter LowRider-Ausführung inkl. 60Ah Batterien, Sitzhöhe 403 mm (nicht mit Sitzbreite 380 mm, Armlehnen rückschwenkbar oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		14.284,00
SONDERBAU			
ARW1300	Sonderbau-Ausführung		auf Anfrage
<b>ARJ2100</b>	<b>(1) MODULITE-SITZ</b>		◆
Sitzrahmen und Sitzplatte			
ARJ2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
ARJ2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Contour Visco NG, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech Lite/Libra/Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		○
ARJ2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		◆
ARJ2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
ARJ2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matrx, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra/ Matrx Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
Profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe			
ARJ2129	Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)		◆
ARJ2130	Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)		71,00
Sitztiefe			
ARJ2132	410 mm (nur mit Standard Armlehnenpolster), (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matrx Libra/Matrx Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)		○
ARJ2134	460 mm (nicht mit LowRider-Ausführung in Kombination mit zentraler LNX-Beinstütze, elektrisch)		◆

ARJ2136	510 mm (nicht mit Contour Visco NG)		○
ARJ2138	560 mm (Sitzkissen Invacare MatrX Flo-Tech Lite/Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare MatrX Vi nur in Verbindung mit SB 380mm), in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		○
<b>Sitzkissen</b>			
ARJ2142	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) / Invacare MatrX Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		◆
ARJ2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510mm, 560 mm)		349,00
ARJ2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380 - 480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)		698,00
ARJ2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)		698,00
ARJ2140	ohne Sitzkissen		-10,00
<b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare MatrX)</b>			
ARJ2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3)		◆
<b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare MatrX)</b>			
ARJ2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
<b>Schiebegriffe</b>			
ARJ2107	Rücken mit Schiebegriffen		◆
ARJ2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulhalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)		○
<b>Rückenkissen</b>			
ARJ2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich)		◆
ARJ2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		270,00
ARJ2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		169,00
ARJ2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		205,00
ARJ2174	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		725,00
ARJ2175	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)		725,00
ARJ2177	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		772,00
ARJ 2178	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		877,00
ARJ2170	ohne Rückenpolster		-20,00



Rücken: ARJ 2171



Rücken: ARJ2179



Rücken: ARJ 2172 bzw. 2173



Rücken: ARJ 2174, 2175

<b>Polsterfarbe</b>			
ARJ2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)		◆
ARJ2152	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)		○
ARJ2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung, Flex3 Anpassrücken)	39,00	
ARJ2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Contour Visco NG Sitzkissen, Matrx Libra Sitzkissen, Matrx Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		○
<b>Seitenteile</b>			
ARJ2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar, SH 403 mm, Armlehnen rückschwenkbar, oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		◆
ARJ2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar, SH 403 mm, Armlehnen rückschwenkbar, oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		○
ARJ2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar)	142,00	
ARJ2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)	102,00	
ARJ2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)	411,00	
ARJ2192	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	514,00	
ARJ2194	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	514,00	
<b>Armlehnenpolster</b>			
ARJ2195	Standard (325 mm)		◆
ARJ2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	50,00	
ARJ2197	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung)	57,00	
ARJ2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)	102,00	
<b>Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit LowRider-Ausführung, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b>			
ARJ2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARJ2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARJ2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
<b>Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit LowRider-Ausführung, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b>			
ARJ2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARJ2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARJ2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>			
ARJ2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
ARJ2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○

<b>Kopfstütze</b>			
ARJ1350	Nackenkstütze , tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		269,00
ARJ1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		334,00
ARJ1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, Kinnsteuerung mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		381,00
ARJ2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
ARJ2325	Elan-Nackenkstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
ARJ2327	Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		698,00
ARJ1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
<b>SITZZUBEHÖR</b>			
<b>Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)</b>			
ARJ1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		328,00
<b>SITZVERSTELLUNGEN</b>			
<b>Sitzlifter</b>			
ARJ1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm bei Standard-Ausführung, Sitzhöhe 403 mm bei LowRider-Ausführung), (max. Nutzergewicht 160 kg), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenkstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		◆
ARJ2053	Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° - 45°) mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		960,00
<b>Sitzwinkeloption</b>			
ARJ2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°), (nicht mit zentral montierter Beinstütze)		359,00
<b>Rückenwinkelverstellung</b>			
ARJ0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)		◆
ARJ0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit Kinnsteuerung und elektrisch wegschwenkbarer Halterung rechts, nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage rechts oder mit mittiger Montage/ inkl. Handauflage nach rechts wegschwenkbar)		1.123,00
<b>ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER</b>			
ARJ0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer einteiliger Fußplatte)		298,00
ARJ0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm)		1.850,00
<b>Fußplatten</b>			
ARJ2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○


ARJ0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆
ARJ0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○
ARJ0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○
<b>SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>			
<b>Beinstützenoberteil links, für seitlich montierte Beinstützen</b>			
ARJ0555	Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fußplatten links), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau)		184,00
ARJ0536	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ARJ0537	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		67,00
ARJ0539	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARJ0535	Ohne Beinstütze links		-35,00
<b>Beinstützenoberteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen</b>			
ARJ0554	Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fußplatten rechts), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)		184,00
ARJ0546	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ARJ0547	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		67,00
ARJ0549	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARJ0545	Ohne Beinstütze rechts		-35,00
<b>Fußplatten links</b>			
ARJ0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARJ0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links		77,00
ARJ0511	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links		110,00
<b>Fußplatten rechts</b>			
ARJ0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARJ0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts		77,00
ARJ0508	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts		110,00
<b>FAHRPULT</b>			
<b>Fahrpult LiNX</b>			
ARJ2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504)		◆
ARJ2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		771,00
ARJ2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.599,00
ARJ2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00
<b>Fahrpulhalter für REM216 oder REM400</b>			
ARJ1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)		◆
ARJ1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)		○
ARJ1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)		256,00



0536/0546



0537/0547



0539/0549



2204



2205



2206

ARJ1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)		256,00
ARJ1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig, Tisch abschwenkbar, rechts)		399,00
ARJ1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig, Tisch abschwenkbar, links)		399,00
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ARJ2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)		372,00
ARJ2228	Fahrpulhalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)		372,00
ARW2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>Fahrpulhalter für REM500 Display</b>			
ARJ2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		○
ARJ2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		○
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ARW2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage

<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)</b>		
ARJ2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)	750,00
ARJ2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)	1.026,00
ARJ1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)	◆
ARJ1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)	○
ARJ1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar rechts)	◆
ARJ1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200, Kinnsteuerung mit Halter elektr. abschwenkbar links)	○
<b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau	
ARJ2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)	823,00
ARJ2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)	977,00
ARJ2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	○
ARJ2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	○
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tasten und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	926,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
<b>Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
ARJ2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (nicht mit Fahrpult REM216, Taschenhaken)	4.119,00
ARJ1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze, nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)	○
ARJ1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628 (nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze, Elan-Nackenstütze oder Elan-4-Punkt-Kopfstütze, nicht mit anpassbarer Rückenbespannung)	○
ARJ1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson rechts, Bedienung für Begleitperson und Halterung rechts, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, Stockhalter rechts)	3.295,00
ARJ1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links (nicht mit Kopfstütze für Kinnsteuerung, Fahrpulhalter für Begleitperson links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson links, Bedienung für Begleitperson und Halterung links, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, Stockhalter links)	3.295,00



2219



2245



2231 / 2232

**Aktuell nicht verfügbar!**



2229

<b>Kopfsteuerung LiNX</b>		
ARJ2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR40OLF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	5.561,00
ARJ2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR40OLF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	6.591,00
<b>Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX</b>		
ARJ2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, nicht mit Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR40OLF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	7.209,00
ARJ2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard, oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	○
ARJ2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard, oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	○
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
<b>Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)</b>		
ARJ2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00
ARJ2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer	926,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter</b>		
ARJ2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR40OLF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	4.634,00
ARJ2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)	565,00
ARJ2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)	565,00
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	926,00



2230



2247



2257



2249



2250



ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARJ2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		1.441,00
ARJ2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		1.441,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>Heavy Duty-Joystick LiNX + Halter</b>			
ARJ2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)		1.956,00
ARJ2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)		565,00
ARJ2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)		565,00
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARJ2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		1.441,00

ARJ2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		1.441,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<b>LINX ZUBEHÖR</b>			
<b>Extra Bedieneinheiten</b>			
ARJ2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker) (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)		514,00
ARJ2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)		○
ARJ2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)		○
ARJ2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, für Kinnsteuerung, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung rechts, Taschenhaken)		○
ARJ2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, für Kinnsteuerung, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung links, Taschenhaken)		○
ARJ2225	Ohne feste Montageposition		○
ARJ2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)		102,00
<b>USB-Ladeanschluss</b>			
ARJ2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz, Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsgurte)		256,00
ARJ2207	Montage rechts		○
ARJ2208	Montage links		○
<b>Funk-Stop Fahrverriegelung</b>			
ARJ2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, Max-Sitz)		926,00
<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>			
ARJ2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
ARW2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
<b>Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b>			
ARJ1685	Rot		148,00
ARJ1686	Gelb		148,00
ARJ1687	Grün		148,00
ARJ1690	Blau		148,00
<b>Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b>			
ARJ2254	Schwarz		153,00
<b>Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b>			
ARJ1711	Rot		164,00
ARJ1712	Gelb		164,00
ARJ1713	Grün		164,00
ARJ1714	Orange		164,00
ARJ1715	Blau		164,00
ARJ1716	Schwarz		164,00




2251



2253

<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>			
ARJ2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
ARJ2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
ARJ2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
ARJ2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
<b>FAHREINHEIT</b>			
<b>Verkleidungsfarbe</b>			
ARJ2640	Tiefschwarz-Glanz		◆
ARJ2641	Rubinrot		○
ARJ2642	Lila		○
ARJ2643	Pfauenblau		○
ARJ2644	Arctic-Blau		○
<b>Farbe Felgenreif Antriebsrad</b>			
ARJ2650	Tiefschwarz-Glanz		◆
ARJ2651	Rubinrot		○
ARJ2652	Lila		○
ARJ2653	Pfauenblau		○
ARJ2654	Arctic-Blau		○
<b>Ausführung Vorder- und Hinterradgabel</b>			
ARJ2631	Einseitige Gabel		411,00
ARJ2632	Doppelseitige Gabel		◆
<b>Vorder- und Hinterräder</b>			
	Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei		◆
<b>Zentrale Antriebsräder</b>			
ARJ0704	Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz		◆
ARJ0705	Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz		198,00
ARJ0706	Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt, Schwarz		175,00
<b>MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT</b>			
ARJ1282	Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180kg)		◆
ARJ1283	Motoren, 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) Heckmarkierungstafel erforderlich, nur mit Lichtanlage klassisch		874,00
ARJ1224	Motoren 12 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) Heckmarkierungstafel erforderlich, nur mit Lichtanlage klassisch		977,00
ARJ1259	60 Ah Gelbatterien (nur mit LowRider-Ausführung)		○
ARJ1260	73,5 Ah Gelbatterien		◆
ARJ1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Stabilitätsprogramm</b>			
ARJ1215	G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
<b>Licht</b>			
ARJ1367	Lichtanlage klassisch mit Blinkern		
ARJ1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, Leuchten flexibel (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)		50,00
ARJ1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)		-200,00
<b>Heckmarkierungstafel</b>			
ARJ1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h)		77,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>Transportbefestigung</b>			
ARJ1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischem Sitzlifter)		742,00
ARJ1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)		○

ARJ1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischem Sitzlifter)		◆
<b>Haltegurt</b>			
ARJ1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken		61,00
ARJ2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)		61,00
ARJ1332	H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)		121,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>			
ARJ2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		174,00
ARJ2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		170,00
ARJ2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		129,00
ARJ2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		123,00
ARJ2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		102,00
ARJ2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		98,00
<b>Rückspiegel</b>			
ARJ1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display rechts, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)		48,00
ARJ1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display links, Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)		48,00
<b>ZUBEHÖR</b>			
<b>Taschenhaken</b>			
ARJ2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Kinnsteuerung, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)		123,00
<b>Stockhalter</b>			
ARJ1312	Stockhalter rechts (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)		35,00
ARJ1363	Stockhalter links (nicht mit Kinnsteuerung und Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)		35,00
<b>Tisch</b>			
ARJ1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)		325,00
ARJ1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		325,00



1329



1415/1339



1404/1405

<b>Programmierschlüssel</b>			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>			
ARJ3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
<b>BEMERKUNGEN</b>			