

Invacare® **Action³_{NG}** CE
Lagervariante
 HMV-Nr.: 18.50.02.2074
 Benutzergewicht: **max. 125 kg**
Grundpreis: 1.545,00 €

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€
	Gewicht des Patienten = kg	
	Invacare® Action³_{NG} Lagervariante	1.545,00
	Basisausstattung: Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwenkbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwenkbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.	

VARIANTENÜBERSICHT

Action ³ _{NG} Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	€
	Standardbremse		380 mm	BZI548406-A3	
		405 mm	BZI534922-A3		
		430 mm	BZI534923-A3		
		455 mm	BZI534924-A3		
		480 mm	BZI534925-A3		
		505 mm	BZI534926-A3		
Trommelbremse		380 mm	BZI534910-A3		1.771,00
		405 mm	BZI534911-A3		
		430 mm	BZI534912-A3		
		455 mm	BZI534913-A3		
		480 mm	BZI534914-A3		
		505 mm	BZI534915-A3		

ZUBEHÖR

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts	106,00	 1430
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links	106,00	
	Sitzkissen	65,00	
	Beckengurt mit Klippverschluss	◆	
	Kippschutz, Paar	◆	
	Passive Beleuchtung	◆	
	Stockhalter	◆	
	Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.		

	Summe	
--	--------------	--