



Standard

**Pflicht-Felder:**<sup>1</sup>  
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Optionsfeld

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

**Rechnungsadresse** (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Versandadresse** (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Auftragsart**

Selbstanbau<sup>2</sup> (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)

Anbau bei Alber im Werk<sup>3</sup> 1592525 **200,00 EUR**

**Versandart**  Standard 0,00 EUR

**Kommission** \_\_\_\_\_

**e-motion M25** – Radgröße 22" (550mm) 1592520 **6.990,00 EUR**

**e-motion M25** – Radgröße 24" (600mm) 1592521 **6.990,00 EUR**

**e-motion M25** – Radgröße 25" (625mm) 1592522 **7.290,00 EUR**  
625 mit Bereifung Right Run, 615 mit Bereifung Marathon Plus

Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen)  \_\_\_\_\_ cm

Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen)  \_\_\_\_\_ cm

**Wichtiges Zubehör**

Halterung zur Montage am Rollstuhl 1467178 249,00 EUR

Kippstützen mit Aufbockfunktion 1593206 (Paar) 265,00 EUR

Radsturz (falls möglich)

0°

3°

**Angaben zum Rollstuhl**

Rollstuhlhersteller (z. B. Küschall) \_\_\_\_\_

Modell (z. B. Compact, 1.850) \_\_\_\_\_

Baujahr \_\_\_\_\_

Variante (z. B. Hemi) \_\_\_\_\_

Trommelbremsen<sup>5</sup>  Ja  Nein  
↳ Achtung: Trommelbremsen müssen entfernt werden

Seitenteil \_\_\_\_\_

Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Alber Kundenservice)

Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

1 = hinten

2 = mittig

3 = vorne



**Bemerkungen** (Anbau, Lieferung etc.)

.....  
.....

**E-MOTION®** Standard **Pflicht-Felder:**<sup>1</sup>

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

 Optionsfeld**Bereifung**

- Schwalbe Right Run (Standard). 1592530 0,00 EUR  
schwarz  
(1" bei Radgrößen 22" und 24", 1,1" bei Radgrößen 25")
- Schwalbe Marathon Plus 1565894 48,00 EUR  
mit Pannenschutz-Einlage, schwarz  
(nicht für 22" verfügbar)
- Pannensichere Bereifung 1" Pro Speed 1592532 125,00 EUR  
aus massivem PU, schwarz  
(+300 g pro Rad, nicht für 22" und 25" verfügbar)
- Pannensichere Bereifung 1 3/8" 1592533 125,00 EUR  
mit PU-Einlage und Reifendecke,  
schwarz  
(+500 g pro Rad, nicht für 25" verfügbar)

**Greifreifen**

- Edelstahl (Standard) 1592526 0,00 EUR
- Greifreifenbeschichtung Tetra 1592527 175,00 EUR  
(nicht für 25" verfügbar)  
(+250 g pro Rad)
- Carbolife CURVE L, 1592528 380,00 EUR  
schwarz, pulverbeschichtet  
(nicht für 22" verfügbar)
- Carbolife QUADRO 1592529 460,00 EUR  
Tetra-Grip-Beschichtung  
(nicht für 22" und 25" verfügbar)

**Greifreifenüberzüge (nachrüstbar)**

- Greifreifenüberzug 22" 1592425 (Paar) 125,00 EUR
- Greifreifenüberzug 24" 1592421 (Paar) 125,00 EUR
- Greifreifenüberzug 25" 1592426 (Paar) 125,00 EUR

**Speichenschutz (nachrüstbar)**

- Speichenschutz 22", Dekor „Comic“ 1592266 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 24", Dekor „Sphere“ 1592268 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 25", Dekor „Sphere“ 1592269 (Paar) 145,00 EUR
- Speichenschutz 24", unbedruckt 1592553 (Paar) 145,00 EUR

**Zubehör**

- Ergonomische Steckachse 1592972 (Paar) 105,00 EUR
- Steckachse für Transport 1591362 50,00 EUR
- Umbau manuelle Räder auf 1/2"-Steckachse<sup>4</sup> 1565005 85,00 EUR
- Bremsverbreiterungssatz 1467780 (Paar) 22,00 EUR
- Halterung für ECS-Fernbedienung 1592743 165,00 EUR  
zur Montage am Rollstuhl  
inkl. Adapter für Smartphone

Anbau für Halterung Fernbedienung (Option)

 Rechts Links (statt rechts)

Datum ..... / ..... / .....

Unterschrift Besteller .....

Stand 01.01.2024. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inkl. Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alber GmbH, Änderungen vorbehalten.

- 1 Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- 2 Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
- 3 Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.
- 4 Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-motion verwendet werden, müssen diese mit 1/2"-Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1" ausgerüstet sein.
- 5 Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-motion Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.

