

**DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE (€)**  
*Aquatec® Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL / Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo*

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

◆ = Standard-Ausstattung    ✓ = kompatibel    x = nicht kompatibel

Kategorie	Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	HMV-Nummer	Preis in EURO (ohne MwSt.)
<b>Aquatec® Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo max. Nutzergewicht: 150 kg</b> Dusch- und Toilettenrollstuhl, inkl. Standardfußstütze und Fersenbänder, ohne Toilettentopfhalter und Toilettentopf					
Schiebeversion		1604208	<b>Ocean Ergo</b> , Standardversion, alle Lenkrollen (5", mit Feststellbremse)	18.46.01.2021	675,00
		1641987	Standardversion + <b>Toilettentopfhalter + Toilettentopf</b>		720,00
		1641988	Standardversion + Toilettentopfhalter + Toilettentopf + <b>Softsitz</b> (schlüsselförmiger Ausschnitt)		820,00
Selbstfahrer-version		1604209	<b>Ocean 24" Ergo = Ocean Ergo</b> (1604208) + 24"-Räder inkl. Bremsen und Steckachsen (16379)	18.46.01.0028	945,00
		1641991	24"-Version + <b>Toilettentopfhalter + Toilettentopf</b>		985,00
		1641992	24"-Version + Toilettentopfhalter + Toilettentopf + <b>Softsitz</b> (schlüsselförmiger Ausschnitt)		1080,00
<b>Aquatec® Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL max. Nutzergewicht: 180 kg</b> Dusch- und Toilettenrollstuhl, inkl. Standardfußstütze und Fersenbänder, ohne Toilettentopfhalter und Toilettentopf					
Schiebeversion		1604210	<b>Ocean Ergo XL</b> , breiter XL-Rücken, alle Lenkrollen (5", mit Feststellbremse)	18.46.01.3004	885,00
		1641989	XL-Version + <b>Toilettentopfhalter + Toilettentopf</b>		925,00
		1641990	XL-Version + Toilettentopfhalter + Toilettentopf + <b>Softsitz</b> (schlüsselförmiger Ausschnitt)		1.025,00
Selbstfahrer-version		1604212	<b>Ocean 24" Ergo XL = Ocean Ergo XL</b> (1604210) + 24"-Räder inkl. Bremsen und Steckachsen (16379)	18.46.01.1003	1.145,00
<b>Aquatec® Ocean VIP Ergo max. Nutzergewicht: 150 kg</b> Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Sitzwinkelverstellung, inkl. Standardfußstütze, Fersenbänder und Kopfstütze, ohne Toilettentopfhalter und Toilettentopf					
mit Sitzwinkelverstellung		1603139	<b>Ocean VIP Ergo</b> , Standardversion, alle Lenkrollen feststellbar (ohne Richtungsfeststeller)	18.46.01.4003	1.625,00
		1641995	Standardversion + <b>Toilettentopfhalter + Toilettentopf</b>		1.675,00
		1642029	Standardversion + Toilettentopfhalter + Toilettentopf + <b>Softsitz</b> (schlüsselförmiger Ausschnitt)		1.775,00
<b>Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo max. Nutzergewicht: 150 kg</b> Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung, inkl. Standardfußstütze, Fersenbänder, Kippstützen und Kopfstütze, ohne Toilettentopfhalter und Toilettentopf					
mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung		1603719	<b>Ocean Dual VIP Ergo = Ocean VIP Ergo</b> (1603139), jedoch mit absenkbarer Rückenlehne (API606976)	18.46.01.4002+ 18.99.99.0099	2.740,00
		1642118	Standardversion + <b>Toilettentopfhalter + Toilettentopf</b>		2.800,00
		1642628	Standardversion + Toilettentopfhalter + Toilettentopf + <b>Softsitz</b> (schlüsselförmiger Ausschnitt)		2.900,00

**DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE € €**  
**Zubehör für Aquatec® Ocean Ergo / Ocean 24“**  
**Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24“ Ergo XL /**  
**Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**


Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

◆ = Standard-Ausstattung    ✓ = kompatibel    x = nicht kompatibel

Kategorie	Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung		HMV- Nummer	Preis in EURO (ohne MwSt.)
<b>Zubehör für Ocean Ergo-Modelle</b>						
<b>Sitzfläche</b>		API603142	Standard-Softsitz	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0101	95,00
		API603143	Einsatz für Standard-Softsitz	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	65,00
		API603145	Softsitz mit kleiner Öffnung	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	95,00
		API603152	Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	55,00
		AP60121311	Ergonomischer Softsitz	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	245,00
		1544469	Variabler Softsitz	- Ocean / Ocean (Dual-)VIP / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	125,00
		API605002	Schutzabdeckung zur Verwendung mit Variablem Softsitz	- Ocean (Dual-)VIP Ergo	18.99.99.0199	10,00
		API603154	Universalsoftsitz	- Ocean Ergo Familie	18.99.99.0199	105,00
<b>Rücken- lehne</b>		1575299	Feste Rückenlehne	- Ocean/ (Dual-)VIP/ Ocean E-VIP/ Ocean (24") Ergo/ Ocean (Dual-)VIP Ergo	18.99.99.0002	69,00
		API606976	Absenkbare Rückenlehne	- Ocean VIP Ergo	18.99.99.0099	1.080,00
		1558769	Weiches Rückenkissen, blauer Bezug	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0099	129,30
		API603606	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	- Ocean (Dual-)VIP Ergo	18.99.99.0099	67,30
		API604016	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	- Ocean (24") Ergo XL	18.99.99.0099	67,30
		API604136	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	- Ocean (24") Ergo	18.99.99.0099	67,30
<b>Positio- nierung</b>		1535077	Seitenpelotte	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie		115,00
		API643748	Weiche Armlehnenauflage (kompatibel mit Armlehne 2.0)	- Ocean Ergo Familie		27,90
		1531613	Ergonomische Kopfstützenhalterung, verstellbar	- Ocean (Dual-)VIP / Ocean E-VIP / Ocean (Dual-)VIP Ergo		99,00
		API531613	Ergonomische Kopfstützenhalterung, multi-direktional verstellbar	- Ocean (Dual-)VIP / Ocean E-VIP / Ocean (Dual-)VIP Ergo		99,00
		1531465	Ergonomisches Kopfstützenpolster + Schrauben	- Ocean (Dual-)VIP / Ocean E-VIP / Ocean (Dual-)VIP Ergo		59,00
		1531608	Ergonom. Nackenstützenpolster + Schrauben	- Ocean (Dual-)VIP / Ocean E-VIP / Ocean (Dual-)VIP Ergo		69,00
		API643572	Beinstützenoberteil hochschwenkbar mit Fußstütze (komplett), links	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0399	276,00
		API643543	Beinstützenoberteil hochschwenkbar mit Fußstütze (komplett), rechts	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0399	276,00
		API643574	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, links	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0399	249,00
		API643573	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, rechts	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0399	249,00



**DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE €**  
**Zubehör für Aquatec® Ocean Ergo / Ocean 24“**  
**Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24“ Ergo XL /**  
**Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

◆ = Standard-Ausstattung    ✓ = kompatibel    x = nicht kompatibel

Kategorie	Stück	Artikelnummer	Bezeichnung		HMV- Nummer	Preis in EURO (ohne MwSt.)
<b>Zubehör für Ocean Ergo-Modelle</b>						
		I0167-10	Sicherheitsbügel	- Ocean (24")/ Ocean (Dual-)VIP/ Ocean E-VIP/ Ocean (24") Ergo/ Ocean (Dual-)VIP Ergo		69,00
		AP60123732	Sicherheitsbügel 2.0 (kompatibel mit Armlehne 2.0)	- Ocean (24")/ Ocean (Dual-) VIP/ Ocean E-VIP/ Ocean (24") Ergo/ Ocean (Dual-)VIP Ergo		79,00
		I470078	XL-Sicherheitsbügel, gebogen	- Ocean XL /Ocean VIP XL / Ocean (24") Ergo XL		79,00
		AP60123771	XL-Sicherheitsbügel 2.0 (kompatibel mit Armlehne 2.0)	- Ocean XL /Ocean VIP XL/ Ocean (24") Ergo XL		89,00
<b>Sicherheit</b>		I470081	Brustgurt	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0905	120,00
		I470082	Beckengurt	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0905	130,00
		I470077	Armlehnenarretierung, <b>Paar</b>	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie		59,00
		API643760	Armlehnenarretierung 2.0, <b>Stück</b> (kompatibel mit Armlehne 2.0)	- Ocean Ergo Familie		9,50
		API601986	Kippstütze, vorne	- Ocean (24") Ergo (XL)		76,50
		API603992	Kippstütze, vorne oder hinten montierbar	- Ocean (Dual-)VIP Ergo		76,50
		AP60129156	Sitzwinkelbegrenzer, Schraubenset	- Ocean (Dual-)VIP Ergo		12,50
		API603155	Spritzschutz	- Ocean Ergo Familie		29,00
<b>Hygiene</b>		I0230	Toilettentopf mit Deckel	- Ocean Familie / Ocean Ergo Familie	18.99.99.0103	32,00
		API602078	Toilettentopfhalter	- Ocean Ergo Familie		15,00
<b>Selbstständigkeit</b>		I6379	Antriebsräder 24" (Satz) mit Bremsen + Steckachsen	- Ocean / Ocean Ergo (XL)	18.99.99.0902	290,00
		API604015	XL-Rücken, Umrüstsatz	- Ocean (24") Ergo	18.99.99.0099	145,00
<b>Um- rüstung</b>		I470086	XL-Armlehnen (Paar), Umrüstsatz	- Ocean (Dual-)VIP / Ocean E-VIP / Ocean (24") Ergo / Ocean (Dual-)VIP Ergo		79,00
		API606985	Ocean VIP Ergo Rückenlehnenrohr, Umrüstsatz	- Ocean (24") Ergo	18.99.99.0099	145,00

**DUSCH- UND TOILETTENROLLSTÜHLE** (€)

**Kompatibilität von  
Ocean Ergo-Zubehör**

Fast alle Zubehörteile sind kompatibel zwischen den **Ocean Ergo-Modellen** und auch rückwärtskompatibel zu den **Ocean-Modellen**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Kategorie	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ocean Ergo-Modelle		Ocean Ergo XL-Modelle		Ocean VIP Ergo-Modelle	
			Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sitzfläche	Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomischer Spezialsoftsitz	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Variabler Softsitz	1544469	✓	✓	✓	✓	✓ mit API 605002 <sup>a</sup>	✓ mit API 605002 <sup>a</sup>
	Universalssoftsitz	API 603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	Feste Rückenlehne (Kunststoff)	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	modell-abhängig	✓ API 604136		✓ API 604016		✓ API 603606	◆ API 603606
	Weiches Rückenkissen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positionierung	Seitenpelotte (1 Stück), passend für rechts und links	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, rechts	API 643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, links	API 643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, rechts	API 643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, links	API 643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomische Kopfstützenhalterung (alternativ: multi-direktionale Halterung) + Klemmhalter	1531613 od. API 1531613 + 1470971	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
	Kopfstützenpolster	1531465	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
Nackensteützenpolster	1531608	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓	
Sicherheit	Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel XL	modell-abhängig	✓ I 10167-10		✓ I 1470078		✓ I 10167-10	
	Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel XL 2.0	modell-abhängig	✓ I AP60123732**		✓ AP60123771**		✓ AP60123732**	
	Brustgurt	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beckengurt	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlehnenarretierung (Paar)	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlehnenarretierung 2.0 (Stück)	API 643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kippstütze	modell-abhängig	✓ API 1601986 (vorne)		✓ API 1601986 (vorne)		✓ API 1603992 (vorne bzw. hinten)	
Sitzwinkelbegrenzer	AP60129156	✗	✗	✗	✗	✓	✓	
Hygiene	Spritzschutz	API 603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopf (mit Handgriff und Deckel)	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopfhalter	API 602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstständigkeit	24"-Räder (Set) inkl. Bremsen und Steckachse	16379	✓	◆	✓	◆	✗	✗
Umrüstung	XL-Rücken	API 604015	✓	✓	◆	◆	✗	✗
	Verbreiterte XL-Armlehnen (Paar), Nachrüstsatz	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Ocean VIP Ergo Rückenlehnenrohr, Umrüstsatz*	API 606985	✓	✓	✗	✗	◆	◆

<sup>a</sup> Schutzabdeckung (Paar) für variablen Softsitz (unbedingt mitbestellen unter API 605002)

<sup>b</sup> Kopfstützen nur in Verbindung mit Rückenlehnen-Rohrrahmen des Ocean VIP Ergo möglich, Artikel API 606985 unbedingt mitbestellen

\* Standard-Kopfstütze komplett, bestellbar unter Artikel 1470790 (Kopfstütze, Polster, Klemmhalter, Distanzstück)

\*\* Kompatibel mit den Armlehnen 2.0 (ab Mai 2021)

◆ = bereits enthalten  
 ✓ = kompatibel  
 ✗ = nicht kompatibel  
 ■ = rückwärtskompatibel mit den jeweiligen Vorgängermodellen der Ocean-Familie **329**