

Invacare® **Matrx® PB** CE
Invacare® **Matrx® PB Heavy Duty**

Kunden-Nr.:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrx PB und PB Heavy Duty		
Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug. Max. Nutzergewicht: 136 kg , Heavy Duty: 227 kg Konturtiefe (A): 13 cm	Hinweise / Einsatzbereich: Zur Positionierung für mehr Stabilität in Oberkörper und Hüfte. HMV-Nummer: 18.99.07.0015	

Invacare Matrx PB - Rückenschale ohne Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme						ab 431,00 €
Breite (cm)						je Rückenschale 431,00
Brustkorb (B)	≤ 26	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 41	
Rücken (C)	36	41	43	46	51	
Rollstuhlsitz	36 - 38	38 - 43	41 - 46	43 - 48	48 - 53	
Rückenhöhe (cm)	31	41	51			

Halterungen		
Easy Set Halterung (Standard) mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545275	245,00
Split Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545278	245,00
Verlängerte Montage Pins (+50mm). Ermöglicht die Montage einer schmaleren Rückenschale, bei bis zu 5 cm größerer Sitzbreite	1544237	69,00
Easy Set Halterung (Heavy Duty) mit 2-Punkt-Befestigung	1544776	299,00

Invacare Matrx PB Heavy Duty - Rückenschale inkl. Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme				ab 889,00 €
Breite (cm)				je Rückenschale 889,00
Brustkorb (B)	≤ 41	≤ 46	≤ 51	
Rücken (C)	51	56	61	
Rollstuhlsitz	48 - 53	53 - 58	58 - 64	
Rückenhöhe (cm)	41	51		

Zubehör		
Kopfstütze Invacare Matrx Loxx mit weichem Polster inkl. Kopfstützenaufnahme	1634173	379,00
Montageset für Brustgurt	1580358	75,00
Kälteschutz-Latz S (330x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 38 - 41 cm	1551800	59,00
Kälteschutz-Latz M (380x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 43 - 46 cm	1551903	59,00
Kälteschutz-Latz L (430x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 48 - 51 cm	1551904	59,00

