

**Invacare® Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub>  
Lagervariante**

CE

HMV-Nr.: I8.50.02.2074

Benutzergewicht: **max. 125 kg****Grundpreis: 1.545,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	<b>Gewicht des Patienten = kg</b>		
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>		<b>€</b>
	<b>Invacare® Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> Lagervariante</b>		<b>1.545,00</b>
	<b>Basisausstattung:</b> Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar; 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwengbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwengbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.		

**VARIANTENÜBERSICHT**

	<b>Bremse</b>	<b>Sitzbreite</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>		
<b>Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> Lagervariante</b> Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Standardbremse	380 mm	BZI548406-A3			1.545,00
		405 mm	BZI534922-A3			
		430 mm	BZI534923-A3			
		455 mm	BZI534924-A3			
		480 mm	BZI534925-A3			
		505 mm	BZI534926-A3			
	Trommelbremse	380 mm	BZI534910-A3			1.771,00
		405 mm	BZI534911-A3			
		430 mm	BZI534912-A3			
		455 mm	BZI534913-A3			
		480 mm	BZI534914-A3			
		505 mm	BZI534915-A3			

**ZUBEHÖR**

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts		106,00	 1430
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links		106,00	
	Sitzkissen		65,00	
	Beckengurt mit Klippverschluss	◆		
	Kippschutz, Paar	◆		
	Passive Beleuchtung	◆		
	Stockhalter	◆		

**Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.**

	<b>Summe</b>			
--	--------------	--	--	--