

Invacare® **Action^{®3}** **NG**

CE

HMV-Nr.: 18.50.02.2074

Benutzergewicht: **max. 125 kg****Grundpreis: 1.355,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:







Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
CEB0026		Invacare® Action ^{®3} NG	1.355,00
CEBSPEC		Sonderbau	auf Anfrage
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CEB0070		Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Standard, Verstärkt oder Leichtgewicht) (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Armlehne Hemi, pannensichere Bereifung, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Transfer-Kit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Ankipphilfen)	432,00
CEB0080		Halterung Alber Viamobil V25 (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, abklappbarer Rücken, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter)	432,00
CEB0090		Halterung Alber Viamobil Eco V14 (120kg) (NC: Doppelgreifreifen, Einhandhebelantrieb, Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, faltbare Rückenstrebe, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfen)	432,00
ANTRIEBSVERSION			
CEB0100		Greifreifenantrieb	◆
CEB0140		Doppelgreifreifen rechts, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnenrohr Rechts, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse links, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder)	553,00
CEB0150		Doppelgreifreifen links, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnenrohr links, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse rechts, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder)	553,00
CEB0160		Einhandhebelantrieb rechts, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit passiver Hinterradposition, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: 5" Vorderrad, 22" Hinterräder, Hinterräder verstärkt & Leichtgewicht, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder, Bremshebelverlängerung, halbseitiger Therapietisch rechts)	752,00
CEB0170		Einhandhebelantrieb links, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit passiver Hinterradposition, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: 5" Vorderrad, 22" Hinterräder, Hinterräder verstärkt & Leichtgewicht, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder, Bremshebelverlängerung, halbseitiger Therapietisch links)	752,00
SITZ			
SITZBREITE			
CEB0180		380 mm Sitzbreite	○
CEB0190		405 mm Sitzbreite	○
CEB0200		430 mm Sitzbreite	○
CEB0210		455 mm Sitzbreite	○
CEB0220		480 mm Sitzbreite	○



CEB0230	505 mm Sitzbreite		○	
SITZTIEFE				
CEB0240	Sitztiefe 400 mm		○	
CEB0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm		◆	
SITZHÖHE				
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)			
	385	410	435	460 485 510
8" - 24"				4)
6" - 24"			3)	
6" - 22"		2)		
5 ½" - 24"			3)	
5 ½" - 22"				
5" - 22"	1)	2)		
1) NC: Trommelbremse, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Armlehnen Nr. 2, Armlehnenrohre, Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 2) NC: Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, Trommelbremsen mit Einhandbremse, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 3) NC: Armlehnen Nr. 2 4) NC: Armlehnenrohre				
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG				
CEB0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen		◆	
CEB0350	Nylon gepolstert		61,00	
RÜCKEN				
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipprädern)				
CEB0380	0°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		○	
CEB0395	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+I Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matrix-Rücken, Nackenstütze, Invacare Matrix Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)		71,00	
CEB0396	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, höhenverstellbare Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+I Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matrix-Rücken, Nackenstütze, Invacare Matrix Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)		123,00	
CEB0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		◆	
CEB0420	7°, 510 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		50,00	
CEB0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm (NC: Invacare Matrix Rücken, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		106,00	
I) NC: Standard-Rückenbespannung				
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+I Klettbänder, CEB0477)				
CEB0431	7°, winkleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Infusionshalter)		205,00	
CEB0432	7°, winkleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: laterale Positionierungspads)		205,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)				
CEB0435	Rastermechanismus, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, Schiebegriffe fest, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+I (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)		348,00	
CEB0445	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+I (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)		473,00	
CEB0450	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+I (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)		473,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN				
CEB0455	430 mm, auf 400 mm einstellbar (NC: Invacare Matrix Rücken bis Rückenhöhe 310 mm, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		81,00	



MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: RÜCKENPOLSTER, RÜCKENSTREBEN, LATERALE POSITIONIERUNGSPADS)					
CEB0451	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 160 mm		725,00	 0480	
CEB0452	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 210 mm		725,00		
CEB0453	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 260 mm		725,00		
CEB0454	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 310 mm		725,00		
CEB0456	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 360 mm		725,00		
CEB0461	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 410 mm		725,00		
CEB0462	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 460 mm		725,00		
CEB0457	Invacare Matrxx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhhöhe 510 mm		725,00		
CEB0458	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 160 mm		877,00		
CEB0459	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 210 mm		877,00		
CEB0466	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 260 mm		877,00		
CEB0467	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 310 mm		877,00		
CEB0468	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 360 mm		877,00		
CEB0463	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 410 mm		877,00		
CEB0464	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 460 mm		877,00		
CEB0469	Invacare Matrxx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhhöhe 510 mm		877,00		
RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN					
CEB0482	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○		
CEB0483	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○		
CEB0484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○		
CEB0485	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○		
CEB0486	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○		
CEB0487	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○		
CEB0488	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○		
RÜCKENPOLSTER					
CEB0471	Standard, fest (Jemima) (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze)		○		
CEB0474	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		○		
CEB0475	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, I Klettband, Standard-Überwurf		◆		
CEB0477	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CEB0431/CEB0432)		111,00		
CEB0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		111,00		
CEB0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		96,00		
CEB0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		160,00		
CEB0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+I Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		173,00		
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN					
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband					
CEB0510/0610	Rechts		◆	 0510 / 0560  0520 / 0570	
CEB0560/0630	Links		◆		
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel-, und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)					
CEB0520/0610	Rechts		106,00	 0545 / 0595  0610 / 0630	
CEB0570/0630	Links		106,00		
AMPUTATIONSBEINSTÜTZE					
CEB0545	Rechts		161,00		
CEB0595	Links		161,00		
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE					
CEB0611	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		195,00	 0611	



0480

ARMLEHNEN / SEITENTEILE
Armlehnen Nr. 1, Paar (abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus), in Schwarz

CEB0640/0740	Desk (NC: Therapietisch)		<input type="radio"/>
CEB0650/0750	Lang		<input type="radio"/>

Armlehnen Nr. 2, Paar (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm), in Schwarz

CEB0660/0760	Desk (NC: Therapietisch)		<input type="radio"/>
CEB0670/0770	Lang		<input checked="" type="radio"/>

Armlehnen Nr. 3, Paar (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm), in Schwarz

CEB0680/0780	Desk (NC: Therapietisch)		212,00
CEB0690/0790	Lang (NC: halbseitiger Therapietisch)		212,00


Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz

CEB0732	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00
CEB0832	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00


Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, inkl. Radspritzschutz (bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird die Wahl eines Sitzkissens empfohlen), in Schwarz

CEB0739	Rechts (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		123,00
CEB0839	Links (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		123,00


POSITIONIERUNGSOPTIONEN
INVACARESITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)

CEB0849	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		65,00
CEB0869	Invacare Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00
CEB0871	Invacare Flo-tech Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00
CEB0876	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm		698,00


SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN

CEB0878	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>
CEB0879	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>

WEITERE POSITIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN

CEB0882	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00
CEB0905	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		81,00
CEB0908	Kopfstütze Invacare Matrix, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare Matrix-Rücken, nicht mit Rückenstreben)		369,00
CEB0930	Einstellbares Wadenband		20,00
CEB0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		25,00
CEB0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte		71,00
CEB0940	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+I und 7+I Klettbänder)		61,00
CEB0945	Faltbare Rückenstrebe (NC: Infusionshalter)		98,00
CEB0955	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>


Spezielle Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.
RAHMENFARBEN

CEB0961	Schiefergrau		<input checked="" type="radio"/>
CEB0964	Perlweiß		<input type="radio"/>
CEB0965	Grün-Metallic		<input type="radio"/>
CEB0966	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>
CKB0974	Marineblau		<input type="radio"/>

CKB0976	Violett			○		
CEB0969	Rot-Matt			○		
CEB0972	Türkis-Blau			○		
CEB0980	Schwarz-Metallic			○		
CEB0991	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)			auf Anfrage		
VORDERRADAUFNAHME						
CEB0995	Standard			◆		
CEB0996	Leichtgewicht			50,00		
VORDERRÄDER						
CEBI030	8" x 2" pannensicher, Schwarz			○		
CEBI035	6" X 1 ¼" pannensicher mittelhart, Schwarz			○		
CEBI050	6" x 1 ¼" pannensicher, Schwarz			○		
CEBI056	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz			◆		
CEBI054	5" x 1" pannensicher, Schwarz			○		
HINTERRÄDER						
HINTERRADGRÖSSE						
CEBI066	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)			○		
CEBI068	24"			◆		
HINTERRADAUSFÜHRUNG						
CEBI071	Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)			◆		
CEBI072	Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)			153,00		
CEBI073	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)			○		
CEBI076	Leichtgewicht mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm), (NC: Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)			153,00		
HINTERRADBEREIFUNG						
CEBI082	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			◆		
CEBI085	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz			○		
CEBI088	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz			○		
CEBI092	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für Hinterrad Leichtgewicht			○		
GREIFREIFEN						
CEBI140	Aluminium eloxiert			◆		
CEBI150	Kunststoff beschichtet, Schwarz, rutschfest			81,00		
CEBI151	Greifreifen Edelstahl			95,00		
HINTERRADACHSE						
CEBI180	Steckachse			◆		
RADSTAND						
CEBI190	Standard Hinterradposition, 25 mm vor dem Rückenrohr			◆		
CEBI200	Passive Hinterradposition, 25 mm hinter dem Rückenrohr			○		
CEBI201	Radstandsverlängerung für Amputierte (einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr) (Nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)			28,00		
EXTRAS						
CEBI230	Luftpumpe mit Halter			10,00		
CEBI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder			121,00		
CEBI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder			121,00		
BREMSEN						
CEBI270	Druckbremse			◆		
CEBI275	Ziehbremse			26,00		
CEBI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)			225,00		

CEBI320	Einhandbremse rechts (inkl. Bremshebelverlängerung)		83,00	
CEBI330	Einhandbremse links (inkl. Bremshebelverlängerung)		83,00	
CEBI331	Trommelbremse und Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		312,00	
CEBI332	Trommelbremse und Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		312,00	
ZUBEHÖR				
CEBI345	Transportbefestigungshaken		36,00	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
CEBI360	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		28,00	
CEBI361	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		101,00	
CEBI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		109,00	
CEBI363	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		130,00	
CEBI364	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		136,00	
CEBI365	Transferkit (4" Räder)		102,00	
CEBI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)		85,00	
CEBI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		102,00	
CEBI380	Passive Beleuchtung		◆	
CEBI390	Bremshebelverlängerung, Paar		28,00	
CEBI430	Stockhalter		20,00	
CEBI440	Ankipphilfe rechts		20,00	
CEBI441	Ankipphilfe links		20,00	
CEBI451	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)		112,00	
CEBI480	Therapietisch, aufschiebbar		143,00	
CEBI483	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, rechts		205,00	
CEBI484	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, links		205,00	
Summe				

BEMERKUNGEN