

Invacare® Action^{®4} NG Comfort €

HMV-Nr.: 18.50.02.5055

Benutzergewicht: **max. 125 kg**
Grundpreis: 2.149,00 €

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
CKN0026		Invacare® Action ^{®4} NG Comfort	2.149,00
AUSSTATTUNGSVARIANTE RÜCKEN			
CKN0333 CKN0370		Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Anpassrücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, inkl. Radstandsver- längerung, Rücken- bespannung anpassbar, 7+1 Klettänder, Standard-Überwurf	◆
CKN0334 CKN0370		Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Anpassrücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, inkl. Radstandsverlängerung, Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettänder, Standard-Überwurf	○
CKN0344 CKN0372		Komfort-Ausstattung mit gepolstertem Laguna-Rücken, winkelverstellbar 0 - 30°, Gasdruckfeder, Rückenhöhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Sitztiefe 450 mm, Rückenschale Laguna und Radstands- verlängerung, inkl. Positionierungsrücken Laguna (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	214,00
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CKN0080		Halterung Alber Viamobil V25 (NC: Anti-Kippräder)	432,00
CKN0090		Halterung Alber Viamobil Eco (120kg) (NC: Anti-Kippräder)	432,00
ANTRIEBSVERSION			
CKN0100		Greifreifenantrieb	◆
SITZ			
SITZBREITEN			
CKN0130		405 mm Sitzbreite (NC: Sitztiefe anpassbar 450-500 mm)	○
CKN0140		430 mm Sitzbreite	○
CKN0150		455 mm Sitzbreite	○
CKN0160		480 mm Sitzbreite (NC: Laguna-Rückenausführung)	○
SITZTIEFE			
CKN0190		Sitztiefe 450 mm	◆
CKN0195		Sitztiefe 500 mm (nur mit Nylon Sitzpolster)	○
CKN0201		Sitztiefe 450-500 mm (nur mit Nylon Sitzpolster)	○
SITZHÖHE			
CKN0210		Sitzhöhe 510 mm	○
CKN0220		Sitzhöhe 485 mm	○
CKN0230		Sitzhöhe 460 mm	◆
SITZPOLSTER			
CKN0290		Nylon mit Klettstreifen	○
CKN0297		Sitzkissen Mistral 2, mit Klettänder gegen Verrutschen gesichert	◆
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			

BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern				
CKN0390/0490	Rechts			○
CKN0440/0510	Links			○
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern				
CKN0400/0490	Rechts			◆
CKN0450/0510	Links			◆
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
Armlehnen Nr. 4 „KOMFORT“ abnehmbar, gepolstert, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				
CKN0536/0596	Lang			◆
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CKN0716	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe			◆
CKN0717	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe			256,00
RAHMENFARBEN				
CKN0801	Schiefergrau			◆
VORDERRÄDER				
CKN0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz			◆
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CKN0948	24"			◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CKN0961	Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)			◆
CKN0963	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)			○
HINTERRADBEREIFUNG				
CKN0972	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			◆
GREIFREIFEN				
CKN1020	Greifreifen Aluminium			◆
HINTERRADACHSE				
CKN1050	Steckachse			◆
HINTERRADPOSITION				
CKN1070	Radstandsverlängerung			◆
BREMSEN				
CKN1120	Druckbremse			◆
CKN1130	Trommelbremse für Begleitperson			225,00
ZUBEHÖR				
CKN1175	Transportbefestigungshaken			36,00
CKN1176	Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt			46,00
CKN1190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)			28,00
CKN1189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung			101,00
CKN1192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung			109,00
CKN1193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung			130,00
CKN1194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung			136,00
CKN1200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)			◆
CKN1210	Passive Beleuchtung			◆



0390 / 0440 0400 / 0450



0490 / 0510 0536 / 0596



0716 0870



0717



0972



1070 1175/1176



1189/1192 1193/1194



1200 1210