

Rea® Clematis® Pro

CE

Lagervariante

HMV-Nr.: 18.50.02.7068

Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 2.489,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten =	kg		
Art.-Nr.	Beschreibung			€
	<i>Rea Clematis Pro Lagervariante</i>			
	Grundausrüstung: 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmuttbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Sitzhöhe 450 mm, Sitzkissen Mistral 2 Dartex Schwarz, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenissen Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster, Fußplatten tiefen-, breiten- und winkleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsaufgaben und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Kippschutz, Transportbefestigungsset			ab 2.489,00 €



Sitzbreite	Bremse	ohne Zubehör	Preis in EUR	mit Therapietisch	Preis in EUR	mit Seitenpelotten	Preis in EUR	mit Therapietisch und Seitenpelotten	Preis in EUR
SB 390 mm	ohne Trommelbremse	DVI661458	2.489,00	DVI661655	2.646,00	DVI661652	2.657,00	DVI661649	2.814,00
	mit Trommelbremse	DVI661455	2.714,00	DVI661646	2.871,00	DVI661603	2.882,00	DVI661600	3.039,00
SB 440 mm	ohne Trommelbremse	DVI661459	2.489,00	DVI661656	2.646,00	DVI661653	2.657,00	DVI661650	2.814,00
	mit Trommelbremse	DVI661456	2.714,00	DVI661647	2.871,00	DVI661644	2.882,00	DVI661601	3.039,00
SB 490 mm	ohne Trommelbremse	DVI661460	2.489,00	DVI661657	2.646,00	DVI661654	2.657,00	DVI661651	2.814,00
	mit Trommelbremse	DVI661457	2.714,00	DVI661648	2.871,00	DVI661645	2.882,00	DVI661602	3.039,00