

Invacare® MyOn^{HC} Rigid

CE

Starrrahmen-Rollstuhl

Benutzergewicht: **max. 100 bzw. 130 kg****Grundpreis: 2.107,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = Beschreibung	kg	€
SJF0100	Invacare® MyOn^{HC} Rigid Standardkonfiguration: - Aktiv-Rollstuhl mit festem 80°-Vorderrahmen - fester 90°-Rücken - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit festen langen Schiebegriffen - gepolsterte, anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung - hochklappbare Fußplatten - abnehmbarer Radspritzschutz - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305-530 mm), 7 Sitztiefen (350-500 mm), 8 vorderen Sitzhöhen (360-535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360-510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelhöhen 160-525 mm - Auswahl aus 7 Standard-Farben - 5" x 1.3/8" Alu-Softroll Vorderräder, 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse		2.107,00
SJFSPEC	Sonderbau		auf Anfrage
RAHMENAUSFÜHRUNG			
SJF0200	Invacare® MyOn ^{HC} Rigid mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte)		○
SJF0210	Invacare® MyOn ^{HC} Rigid mit festem 80°-Vorderrahmen		♦
ANTRIEBSVERSION			
SJF0300	Greifreifenantrieb		♦
SITZ			
SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJFI000	305 mm ^{1) 2) 3) 4)}		○
SJFI010	330 mm ^{1) 2) 3)}		○
SJFI020	355 mm ^{1) 3)}		○
SJFI030	380 mm		○
SJFI040	405 mm		○
SJFI050	430 mm		○
SJFI060	455 mm		○
SJFI070	480 mm		○
SJFI075	505 mm		○
SJFI078	530 mm ¹⁾		○
 Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.			
1) Nur mit Standard-Sitzkissen 2) NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm 3) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, feste Rückenstrebe 4) NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken			
SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJFI100	350 mm ^{1) 2)}		○
SJFI110	375 mm ²⁾		○
SJFI120	400 mm		○
SJFI130	425 mm		○
SJFI140	450 mm		○
 Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.			

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelhöhe.

223

SJFI150	475 mm		☐
SJFI160	500 mm		☐
SJFI170	350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) ²⁾		☐
SJFI180	400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm)		☐
SJFI190	450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm)		☐


1) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder

2) NC: Hinterradposition I (bei ST 350 mm auch Hinterradposition 2), Armlehnenrohre, Invacare® **Matrix**® & Flo-Tech Sitzkissen

		Sitzbreite in mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Sitztiefe in mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x
		x	Max. Nutzergewicht 100 kg				x	Max. Nutzergewicht 130 kg			

SITZHÖHE VORN (gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden)

SJFI200	360 mm (NC: 4"x1.3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 mm und UL 400-525 mm und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500 mm)		☐
SJFI210	385 mm (NC: 4", 5"x1.3/8" Alu-Softroll, 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525 mm)		☐
SJFI220	410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder)		☐
SJFI230	435 mm (NC: 7" Vorderrad)		☐
SJFI240	460 mm		☐
SJFI250	485 mm		☐
SJFI260	510 mm (NC: 4" Vorderräder)		☐
SJFI270	535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, 350 - 400 mm)		☐




Sitzhöhe vorne
gemessen von
Oberkante
Sitzrohr vorne
bis Boden.

SITZHÖHE HINTEN (gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden;

Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9°; SHv muss immer höher als SHh sein)

SJFI300	360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz)		☐
SJFI310	385 mm		☐
SJFI320	410 mm		☐
SJFI330	435 mm		☐
SJFI340	460 mm		☐
SJFI350	485 mm (NC: 22"-Hinterräder)		☐
SJFI360	510 mm, nur mit 25"-Hinterrädern		☐



Sitzhöhe hinten
gemessen
von Rollstuhl
Oberkante
Sitzrohr hinten
bis Boden.

Sitzhöhe vorn (SHv)		 mögliche Sitzhöhen hinten	Sitzhöhe hinten (SHh)			
360			360			
385			385	360		
410			410	385	360	
435			435	410	385	
460			460	435	410	
485			485	460	435	
510			510	485	460	
530				510	485	

SITZPOLSTER

SJFI520	Anpassbare Sitzbespannung, tiefeinstellbar (-50 mm)		◆
---------	---	--	---




I520

RÜCKEN

1) RÜCKENAUSFÜHRUNG

SJF2000	Fester Rückenwinkel 90°		◆
SJF2010	Winkleinstellbarer Rücken -15° - +15°, 90° voreingestellt		153,00
SJF2020	Winkleinstellbarer u. faltbarer Rücken -15° bis +15°, abklappbar und auf Sitzfläche verriegelbar		205,00



2000

2010

2020

	Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit Auswahl der Rückenhöhe FEST (2) ODER! Auswahl Rückenhöhe EINSTELLBAR (3) in Verbindung mit Schiebegriffen (4)			
2) RÜCKENHÖHE FEST (Bespannung bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar)				
SJF2143	Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)			○
SJF2150	Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit festen langen Schiebegriffen (NC: Transportbefestigungskit)			○
SJF2153	Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit festen langen Schiebegriffen			◆
SJF2160	Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit festen langen Schiebegriffen			○
SJF2163	Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit festen langen Schiebegriffen			○
SJF2170	Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit festen langen Schiebegriffen			○
SJF2173	Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit festen langen Schiebegriffen			○
3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (Die Wahl eines Invacare® Matrx® Positionierungsrückens schränkt den Einstellbereich der Rückenhöhe ein.)				
SJF2300	Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt			50,00
SJF2310	Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt			50,00
4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE)				
SJF2400	Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe)			◆
SJF2410	Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest)			215,00
SJF2420	Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick (NC: Invacare Matrx Rücken)			195,00
Invacare® Matrx® -POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: FESTE RÜCKENSTREBE)				
Bei Wahl eines Invacare® Matrx® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. Der Einstellbereich der höhenverstellbaren Rückenrohre wird eingeschränkt.				
SJF2430	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 160 mm			725,00
SJF2432	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 210 mm			725,00
SJF2434	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 260 mm			725,00
SJF2436	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 310 mm			725,00
SJF2438	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 360 mm			725,00
SJF2460	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 410 mm			725,00
SJF2465	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 460 mm			725,00
SJF2440	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 510 mm			725,00
SJF2442	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 160 mm			877,00
SJF2444	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 210 mm			877,00
SJF2446	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 260 mm			877,00
SJF2448	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 310 mm			877,00
SJF2452	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 360 mm			877,00
SJF2470	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 410 mm			877,00
SJF2475	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 460 mm			877,00
SJF2478	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 510 mm			877,00
RÜCKENBREITE Invacare® Matrx® RÜCKEN (bitte nachstehende Konfigurationstabelle beachten)				
SJF2481	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)			○
SJF2482	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)			○
SJF2484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)			○
SJF2486	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)			○
SJF2488	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)			○
SJF2490	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)			○
SJF2492	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			○

feste kurze
Schiebegriffefeste lange
Schiebegriffe

2300/2310



2400


2410

2420

Invacare Matrx Rückenbreite	Sitzbreite in mm										
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
	360	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X		X
	380	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X
	410	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X
	430	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X
	460	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
	480	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
510	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	

RÜCKENPOLSTER			
SJF2500	Ohne Rückenbespannung		○
SJF2505	Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche (NC: feste Rückenstrebe)		○
SJF2510	Gepolsterte Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche		◆


2505


2510

BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS			
SJF3000	Ohne Beinstütze rechts		- 25,00
SJF3010	70° Beinstützenoberteil rechts, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3020	80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3030	90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJF3040	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° rechts, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3050	Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00


3010/3110


3020/3120


3030/3130

BEINSTÜTZENOBerteile LINKS			
SJF3100	Ohne Beinstütze links		- 25,00
SJF3110	70° Beinstützenoberteil links, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJF3120	80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJF3130	90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJF3140	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° links, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm und einstellbares Wadenband)		106,00
SJF3150	Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00


3040/3140


3050/ 3150

FUSSPLATTEN RECHTS (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3200	Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3210	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar rechts		○


3200/3300

EINTEILIGES FUSSBRETT (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3230	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar (NC: Einschubrohre für wegschwenkbaren Beinstützen)		202,00


3210/3310

FUSSPLATTEN LINKS (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJF3300	Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJF3310	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar links		○


3230

EINSCHUBROHR FÜR VORDERRAHMEN MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3400	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter)		○
SJF3410	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm		○
SJF3420	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm		○
SJF3430	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm		○
EINSCHUBROHR FÜR FESTEN VORDERRAHMEN (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)			
SJF3440	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm		○
SJF3450	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm		○
ARMLEHNEN / SEITENTEILE			
KLEIDERSCHUTZ/RADSPRITZSCHUTZ			
SJF3700	Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz		○
SJF3750	Kleiderschutz (NC: Armlehnen)		○
SJF3800	Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse)		◆
ARMLEHNEN RECHTS			
SJF4000	Ohne Armlehne, rechts		○
SJF4010	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts (NC: Hinterradposition 1 und 2)		○
SJF4020	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts		○
SJF4030	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4040	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, rechts	106,00	
SJF4050	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, rechts	123,00	
ARMLEHNEN LINKS			
SJF4100	Ohne Armlehne links		○
SJF4110	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, links (NC: Hinterradposition 1 und 2)		○
SJF4120	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, links		○
SJF4130	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, links	106,00	
SJF4140	Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, links	106,00	
SJF4150	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, links	123,00	
SITZOPTIONEN			
SJF5000	Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug	31,00	
INVACARE MATRX & FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5010	Invacare® Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm	349,00	
SJF5030	Invacare® Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm	139,00	
SJF5044	Invacare® Matrx® Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)	698,00	
SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRX & FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5050	Sitztiefe 400 mm		○
SJF5052	Sitztiefe 450 mm		○
SJF5054	Sitztiefe 500 mm		○
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
SJF5400	Einstellbares Wadenband	20,00	
SJF5600	Feste Rückenstrebe (NC: Invacare Matrx Kopfstütze)	61,00	
SJF5650	Kopfstütze Invacare Matrx, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur für Invacare Matrx Rücken)	369,00	
SJF5700	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		○
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
FARBEN			
RAHMENFARBE			
SJF6000	Perlweiß		○
SJF6010	Anthrazit-Schwarz		○



3750

3800



4010/4110



4030/4130



4050/4150



5000



5010



5030




5044



5650



5400

SJF6015	Marineblau			○																																																								
SJF6040	Limonengrün			○																																																								
SJF6045	Violett			○																																																								
SJF6060	Silbergrau			○																																																								
SJF6070	Matt-Schwarz			○																																																								
COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Vorderradgabeln)																																																												
SJF6100	CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt)			◆																																																								
SJF6110	CPS Türkis			○																																																								
SJF6200	CPS Flieder			○																																																								
VORDERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																												
SJF7000	4" x 1.1/4" Softroll			○																																																								
SJF7055	5" x 1" Pannensicher			○																																																								
SJF7070	5" x 1.3/8" Alu-Softroll			◆																																																								
SJF7080	6" x 1" Pannensicher			○																																																								
SJF7100	6" x 1.3/8" Alu-Softroll			○																																																								
SJF7110	7" x 1.1/4" Pannensicher			○																																																								
	<table><tr><td></td><td></td><td colspan="8">Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn</td></tr><tr><td rowspan="5">Vorderradgröße</td><td>mm</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td>4"</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>5"</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>6"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>7"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>						Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn								Vorderradgröße	mm	360	385	410	435	460	485	510	530	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
		Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn																																																										
Vorderradgröße	mm	360	385	410	435	460	485	510	530																																																			
	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																			
	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																			
	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																			
	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																			
HINTERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																												
HINTERRADAUSFÜHRUNG																																																												
SJF7200	22" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, Greifreifen Edelstahl)			○																																																								
SJF7230	24" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung)			◆																																																								
SJF7240	24" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)	153,00																																																										
SJF7250	25" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung, nur mit 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)	153,00																																																										
	<table><tr><td></td><td></td><td colspan="7">Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten</td></tr><tr><td rowspan="4">Hinterradgröße</td><td>mm</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td></tr><tr><td>22"</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>24"</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>25"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>						Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten							Hinterradgröße	mm	360	385	410	435	460	485	510	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓														
		Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten																																																										
Hinterradgröße	mm	360	385	410	435	460	485	510																																																				
	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																				
	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓																																																				
HINTERRADBEREIFUNG																																																												
SJF7302	1 3/8" Pannensichere Bereifung, Schwarz			○																																																								
SJF7304	1 3/8" Luftbereifung, Schwarz			◆																																																								
SJF7315	1" Luftbereifung Leichtlauf Schwarz	50,00																																																										
SJF7320	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung	71,00																																																										
GREIFREIFEN																																																												
SJF7400	Greifreifen Aluminium			◆																																																								
SJF7410	Greifreifen Edelstahl poliert (nur mit 24" Standard-Hinterrad)	50,00																																																										
SJF7420	Greifreifen mit Anti-Rutsch, schwarz	81,00																																																										
HINTERRADACHSE																																																												
SJF7500	Steckachse			◆																																																								
HINTERRADPOSITION																																																												
SJF7600	Hinterradposition 1 (sehr aktiv) (= 100 mm)			○																																																								
SJF7610	Hinterradposition 2 (= 75 mm)			○																																																								
SJF7620	Hinterradposition 3 (= 50 mm)			◆																																																								
SJF7630	Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm)			○																																																								

RADSTURZ			
SJF7700	Radsturz 0°		○
SJF7710	Radsturz 1°		◆
SJF7720	Radsturz 2°		○
SJF7730	Radsturz 3°		○
SJF7740	Radsturz 4°		○
HINTERRADZUBEHÖR			
SJF8000	Speichenschutz, Paar		121,00
BREMSSEN			
SJF8100	Druckbremse		◆
SJF8110	Ziehbremse		26,00
SJF8120	Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung		27,00
SJF8130	Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung		27,00
SJF8160	Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder (22" u. 24")		225,00
ZUBEHÖR			
SJF8200	Transportbefestigungskit (inkl. Beckengurt)		36,00
SJF8300	Beckengurt mit Klippverschluss		28,00
SJF8500	Kippschutz rechts (NC: Ankipphilfe rechts)		92,00
SJF8550	Kippschutz links (NC: Ankipphilfe links)		92,00
SJF8600	Passive Beleuchtung (Hinterrad)		◆
SJF9000	Stockhalter		26,00
SJF9100	Ankipphilfe links		50,00
SJF9200	Ankipphilfe rechts		50,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		200,00
BEMERKUNGEN			



8000



8100



8110



8120



8130



8160



8200



8300



8500/8550



9100/9200



8600