

**ANTI-DEKUBITUS PRODUKTE**

**Hybrid-System, Invacare® Softform Active® 2 Rx**  
**Non-energetisches System, Invacare® InvaSoft™ Hybrid**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

| Stück | Artikel-<br>nummer | Bezeichnung | Preis in EURO<br>(ohne MwSt.) |
|-------|--------------------|-------------|-------------------------------|
|-------|--------------------|-------------|-------------------------------|

**Non-energetisches Matratzensystem****Invacare® InvaSoft™ Hybrid**

max. Nutzergewicht: 230 kg

(Weichlagerungsmatratze inkl. Bezug, mit **selbstregulierenden Luftzellen**, bis einschließlich Dekubitusstadium IV nach EPUAP)

1633303 880 x 2000 mm, Gesamthöhe 170 mm

1250,00

**2-in-1-Matratzensystem****Invacare® Softform Active® 2 Rx**

(Matratze inkl. Wechseldruckzelleneinlage und Steuergerät)

max. Nutzergewicht: 247 kg

(Weichlagerungsmatratze inkl. Bezug, mit **Wechseldrucksystem**, bis einschließlich Dekubitusstadium IV nach EPUAP)

Bitte schreiben Sie bei der Bestellung eines Sondermaßes die gewünschte Breite und Länge in die dafür vorgesehenen Kästchen.

|         |                                                                                                                         |                                |                               |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1630061 | 900 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                        |                                |                               | 1795,00 |
| 1630062 | 1000 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                       |                                |                               | 1895,00 |
| 1631768 | 1200 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                       |                                |                               | 2295,00 |
| ○       | Sondermaß: Gesamthöhe 152 mm<br>Gewünschte Breite in mm: 830, 855, 880, 900<br>Gewünschte Länge in mm: 2000, 2030, 2100 | Breite<br><input type="text"/> | Länge<br><input type="text"/> | 1995,00 |

**Einzelkomponenten für Hybrid-System Invacare® Softform Active® 2 Rx****Matratze inkl. Wechseldruckzelleneinlage, ohne Steuergerät**

(max. Nutzergewicht: 247 kg)

(Weichlagerungsmatratze inkl. Bezug, Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium IV nach EPUAP)

Bitte schreiben Sie bei der Bestellung eines Sondermaßes die gewünschte Breite und Länge in die dafür vorgesehenen Kästchen.

|         |                                                                                                                         |                                |                               |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1630063 | 900 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                        |                                |                               | 995,00  |
| 1630064 | 1000 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                       |                                |                               | 1095,00 |
| 1631770 | 1200 x 2000 mm, Gesamthöhe 152 mm                                                                                       |                                |                               | 1395,00 |
| ○       | Sondermaß: Gesamthöhe 152 mm<br>Gewünschte Breite in mm: 830, 855, 880, 900<br>Gewünschte Länge in mm: 2000, 2030, 2100 | Breite<br><input type="text"/> | Länge<br><input type="text"/> | 1195,00 |

**Steuergerät inkl. Netzkabel**

Betriebsgeräusch &lt; 24 dB (A)

Maße: H 155 x B 275 x T 105 mm

Gewicht: 1,75 kg

|         |                                          |  |  |        |
|---------|------------------------------------------|--|--|--------|
| 1629800 | <b>Softform Active® 2 Rx</b> Steuergerät |  |  | 945,00 |
|---------|------------------------------------------|--|--|--------|