

KÜSCHALL COMPACT attract neuro
 Adaptivrollstuhl
 Benutzergewicht: **max. 130 kg**
Grundpreis: 2.150,00 €

Kunden-Nr.:


Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung			€
DDY0014	KÜSCHALL Compact attract neuro Standardkonfiguration: - Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit höhenstellbarem Fußbügel - 70° Beinstützen mit 2-teiliger Kunststoff-Fußauflage und Wadenband - vielfältig einstellbar - Fester Rücken, ohne Lumbalknick - Anpassbare Rückenbespannung, Standard-Sitzbespannung - Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Auswahl aus 8 Sitzbreiten (360 - 500 mm), 8 Sitztiefen (360 - 500 mm), 10 vorderen Sitzhöhen (430 - 520 mm), 10 hinteren Sitzhöhen (400 - 490 mm), 7 Rückenhöhen (405 - 495 mm) und 9 Unterschenkelängen (380 - 460 mm) - Standard-Schiebegriffe, fest, lang - Auswahl aus 4 Standard-Farben - 24" Standard-Hinterräder mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen, leicht, eloxiert - feste Achsposition mit Standard-Achse - Attract-Druckbremse			2.150,00
RAHMEN				
DDY0211	Standard-Rahmen		♦	
SITZKONFIGURATION				
SITZBREITE (SB) 360 - 500 mm				
Doppelkreuzstrebe ab SB 440 mm				
DDY0126	SB 360 mm			○
DDY0128	SB 380 mm			○
DDY0130	SB 400 mm			○
DDY0132	SB 420 mm			○
DDY0134	SB 440 mm			○
DDY0136	SB 460 mm			○
DDY0138	SB 480 mm			○
DDY0140	SB 500 mm			○
SITZTIEFE (ST) 360 - 500 mm				
DDY0412	ST 360 mm ¹⁾			○
DDY0415	ST 380 mm ¹⁾			○
DDY0417	ST 400 mm ²⁾			○
DDY0420	ST 420 mm			○
DDY0422	ST 440 mm			○
DDY0424	ST 460 mm			○
DDY0427	ST 480 mm			○
DDY0429	ST 500 mm			○
1) NC: Hinterradposition 1, Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 2) 2) Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 1 oder 2)				
RÜCKENHÖHE (RH) 330 - 495 mm				
DDY0585	Rückenhöhe abhängig von Positionierungsrücken - bitte auswählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist (NC: winkeleinstellbarer Rücken)			○
DDY0518	RH 405 mm			○
DDY0520	RH 420 mm			○
DDY0522	RH 435 mm			○
DDY0524	RH 450 mm			○
DDY0526	RH 465 mm			○
DDY0528	RH 480 mm			○
DDY0530	RH 495 mm			○


 Sitzbreite gemessen
 am Rollstuhl von
 Außenkante Rahmen
 bis Außenkante
 Rahmen.

 Sitztiefe gemessen
 von Rollstuhl-
 Rückenrohr, bis
 Vorderkante
 Sitzbespannung.

 Rückenhöhe
 gemessen von
 Rollstuhl Sitzrahmen
 bis Oberkante
 Rückenbespannung.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

SITZHÖHE VORN (SHv) 430 - 520 mm (bitte die nachfolgende Kombinationstabelle beachten)

Sitzhöhe vorn		
Vorderrad / Vorderradbefestigung	Hoch montierter Höhenadapter	Standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

DDY0845	SHv 430 mm ¹⁾		☐
DDY0846	SHv 440 mm ¹⁾		☐
DDY0847	SHv 450 mm ²⁾		☐
DDY0848	SHv 460 mm ²⁾		☐
DDY0849	SHv 470 mm ²⁾		☐
DDY0850	SHv 480 mm		☐
DDY0851	SHv 490 mm		☐
DDY0852	SHv 500 mm		☐
DDY0853	SHv 510 mm		☐
DDY0854	SHv 520 mm		☐

1) NC: 6" und 7" Vorderräder

2) NC: 7" Vorderräder

SITZHÖHE HINTEN (SHh 400 - 490 mm)

Allgemein: SHv-SHh = max. 80 mm

Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm""


Bei 90°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 30 mm"

DDY0945	SHh 400 mm ¹⁾		☐
DDY0946	SHh 410 mm		☐
DDY0947	SHh 420 mm		☐
DDY0948	SHh 430 mm		☐
DDY0949	SHh 440 mm		☐
DDY0950	SHh 450 mm		☐
DDY0951	SHh 460 mm		☐
DDY0952	SHh 470 mm		☐
DDY0953	SHh 480 mm		☐
DDY0954	SHh 490 mm		☐

1) NC: Kleiderschutz und Radspritzschutz fest

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 380 - 460 mm

Unterschenkelänge max. SHv - 20 mm bei 70°-Beinstützen; SHv - 30 mm bei 90°-Beinstützen

**Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):**

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

DDY1679	UL 380 mm		☐
DDY1680	UL 390 mm		☐
DDY1681	UL 400 mm		☐
DDY1682	UL 410 mm		☐
DDY1683	UL 420 mm		☐
DDY1684	UL 430 mm		☐
DDY1685	UL 440 mm		☐
DDY1686	UL 450 mm ¹⁾		☐
DDY1687	UL 460 mm ^{2) 3)}		☐

1) NC: Beinstütze 90°

2) NC: Beinstütze 90°, winkeleinstellbare Fußauflagen

3) NC: Fußauflage 1-teilig

RÜCKEN**RÜCKENAUSFÜHRUNG**




DDY0736	Fester Rücken, ohne Lumbalknick		◆
DDY0720	Winkeleinstellbarer Rücken, 82° bis 102°		184,00


RÜCKENPOLSTERUNG

DDY0725	Anpassrücken, einstellbar über Klettbander; Schwarz-Grau		◆
---------	--	--	---

SCHIEBEGRIFFE

DDY0702	Standard-Schiebegriffe fest, lang		◆
DDY0733	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (NC: Rückenstabilisierungsstange)		195,00



RÜCKENOPTION																	
DDY1491	Rückenstabilisierungstange bei hohen RH, abschwenkbar; abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert; Standard-Rückenpolster; RH 330 - 390 mm)							102,00									
SITZ																	
SITZBESpannung																	
DDY0611	Standard-Sitzbezug, mit 1 zentralen Klettband, soft							◆									
SITZKISSEN																	
DDY0600	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)							92,00	 0600  0662								
DDY0662	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)							698,00									
Invacare® MatrX® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen						Invacare® MatrX® Vi, mögliche SB-ST-Kombinationen											
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm								Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	360	380	400	420	440	460	480	500		360	380	400	420	440	460	480	500
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X	360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.																	
SITZZUBEHÖR																	
DDY0616	Sitztasche, klein							30,00	 0616/0617								
DDY0617	Sitztasche, groß							40,00									
BEINSTÜTZEN																	
Besondere Beinstützen, wie Amputationsbeinstützen oder höhenverstellbare Beinstützen können aus dem Produktprogramm von Invacare montiert und geordert werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm" Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm"																	
DDY1540	Beinstütze 70°							◆	 1542 / 1540								
DDY1542	Beinstütze 90° (NC: 6" / 7"-Vorderräder; UL 450/460 mm, Fußauflage 1-teilig, winkleinstellbare Fußauflage in Verbindung mit SHv <480mm, Fußauflage 2-teilig Kunststoff rückversetzt)							○									
FUSSAUFLAGEN																	
DDY1561	Fußauflage 1-teilig, Kunststoff, winkel- und tiefeinstellbar							198,00	 1563  1534  1530								
DDY1563	Fußauflage 2-teilig, Kunststoff, rückversetzt							○									
DDY1573	Fußauflage 2-teilig, winkleinstellbar (rückversetzt und vorversetzt montierbar), (NC: 90°- Beinstütze in Verbindung mit SHv <480mm)							246,00									
BÄNDER																	
DDY1530	Fersenband							◆									
DDY1534	Wadenband							20,00									
SEITENTEILE																	
SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER (NC: Therapietisch)																	
DDY1424	Kunststoff-Seitenteil-Kleiderschutz							○	 1424  1425/1426  1401  1405  1408								
DDY1425	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite und ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)							102,00									
DDY1426	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, fest (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)							◆									
DDY1401	Leichtgewichts-Seitenteil - Kleiderschutz							102,00									
DDY1408	Leichtgewichts-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax							328,00									
DDY1405	Leichtgewichts-Radspritzschutz fest, festes Seitenteil mit Radabdeckung (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse)							226,00									
SEITENTEILE MIT ARMLEHNENPOLSTER UND KLEIDERSCHUTZ																	
Gesamtbreite + 20 mm																	
DDY1416	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz							124,00	 1416/1421  1445								
DDY1421	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz							124,00									
DDY1445	Küschall-Armlehne mit schwarz konturriertem Bezug, rückschwenkbar; abnehmbar; höhenverstellbar von 250 - 310 mm, mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Radsturz 3°)							195,00									
RAHMENFARBE (Hinterrahmen und Kreuzstrebe sind immer in Attract Schwarz verbaut, Vorderrahmen und Beinstützenoberteile erhalten sie in Ihrer gewählten Farbe)																	
DDY0360	Attract Schwarz							◆	Für Farbbeispiele schauen Sie bitte in unseren Katalog oder setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.								
DDY0307	Attract Grau							○									
DDY0308	Attract Blau							○									
DDY0311	Attract Rot							○									

VORDERRÄDER				 6" Luftträd 6"17" Leichtlaufträd 5" für SHv 430-520 mm 6" für SHv 450-520 mm 7" für SHv 480-520 mm
VORDERRADGRÖSSE				
DDY0863	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○	
DDY0821	6" Luftträd (31 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
DDY0820	6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
DDY0822	7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00	
HINTERRÄDER				
RADSTAND				
DDY0250	Standard-Hinterradbefestigung		◆	
HINTERRADPOSITION				
DDY0262	Position 0° (aktivste Position)		○	
DDY0264	Position 1 von vorn (NC: ST 360/380 mm)		○	
DDY0265	Position 2 von vorn		◆	
DDY0266	Position 3 von vorn (am wenigsten aktive Position) (NC: Alber Anbau Kit)		○	
HINTERRADGRÖSSE				
DDY0902	24"		◆	
RADSTURZ				
DDY0282	0°		○	
DDY0284	1°		◆	
DDY0283	3°		○	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
DDY0921	24" Standard Hinterräder; Greifreifen Aluminium mit 6-Punkt-Befestigung, 24 Speichen und Nabe in schwarz (NC: Greifreifen, Speichenschutz)		◆	
DDY0923	24" Hinterräder mit Trommelbremse (NC: Radsturz 3°, Alber Anbau Kit, kurze Standardschiebegriffe, abklappbare Schiebegriffe, ohne Schiebegriffe)		370,00	
HINTERRADBEREIFUNG				
DDY1014	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆	
DDY1004	24" Pannensicher Schwarz (NC: High-Performance- und Spinergy LXX Hinterräder)		30,00	
DDY1008	24" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		45,00	
DDY1011	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		50,00	
GREIFREIFEN (NC: 24"-Standard Hinterrad)				
DDY1113	24" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm		◆	
DDY1102	24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00	
DDY1104	24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		50,00	
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
DDY1200	24" Transparent (NC: 24" Standard Hinterrad)		143,00	
SICHERHEIT				
BREMSEN				
DDY1311	Zugbremse "attract", ST360/380 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 2, ST400 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 1 oder 2		○	
DDY1312	Druckbremse "attract"		◆	
DDY1306	Zugbremse Standard		30,00	
DDY1310	Bremshebelverlängerung für Zugbremse Standard		46,00	
SICHERHEITZUBEHÖR				
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden				
DDY1703	Kippschutz, wegschwenkbar, links		123,00	
DDY1704	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig		242,00	
DDY1720	Transportbefestigungs-Kit (Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte)		50,00	
DDY1730	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		81,00	
DDY1710	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆	
SONSTIGES ZUBEHÖR				
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden				
DDY1760	Therapietisch einstellbar; Polycarbonat, nur mit langen Armlehnen, höhenverstellbar und abnehmbar (NC: Kleiderschutz, Radspritzschutz)		287,00	
DDY1708	Ankipphilfe, rechts (NC: Stockhalter rechts, Alber Anbau Kit)		50,00	
DDY1709	Ankipphilfe, links (NC: Stockhalter links, Alber Anbau Kit)		50,00	
DDY1706	Stockhalter, rechts (NC: Ankipphilfe, rechts, Alber Anbau Kit)		50,00	
DDY1707	Stockhalter, links (NC: Ankipphilfe, links, Alber Anbau Kit)		50,00	
SERVICEPAUSCHALE				
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		200,00	