

Bestellung



Bestellformular Österreich 2026

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Orion® PRO**



Lagervariante

Benutzergewicht: max. 160 kg

Grundpreis: 4.352,10 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis €
I676188	Invacare® Orion PRO , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Silber, bis 160 kg		4.352,10
I676187	Invacare® Orion PRO , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 160 kg		4.352,10
I676189	Invacare® Orion PRO , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Ahornrot, bis 160 kg		4.352,10
LIEFERUMFANG			
	Komfort-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510mm	◆	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	◆	
	Premium-Rückspiegel links	◆	
	Premium-Rückspiegel rechts	◆	
	Bremshebel	◆	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment	◆	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE			
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4	◆	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 12"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	
	Fahrwerk mit Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆	
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	
SITZOPTIONEN			
API518274	Haltegurt mit Schnappverschluss		68,07
API640428	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		111,76
API640429	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		111,76
API640430	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		111,76
API640447	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		111,76
API640448	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		111,76
API640449	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		111,76

ZUBEHÖR (beigelegt)			
MOBILTELEFON			
API637912	Halterung für Mobiltelefon		52,94
HALTER			
API528274	Stockhalter zur Montage rechts (NC: Halter für Gehgestell)		90,76
API553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter (NC: Sitztasche, Stockhalter, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		206,72
SPI580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	
API521594	Getränkehalter		67,23
RAMMSCHUTZ			
API638965	Rammschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31
API638966	Rammschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31
PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL			
API543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln		47,90
BEHÄLTER UND KÖRBE			
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)		68,07
WIND- UND WETTERSCHUTZ			
API543160	Windschild		96,64
API677531	Faltgarage wasserabweisend, mit Befestigungsriemen (schützt den geparkten Scooter vor Schmutz)		90,76
API521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz		59,66