

SITZLIFTER

Sonderanpassung Aquatec® Orca

Bitte vollständig ausfüllen!

Anfrage
Bestellung

Bestellerangaben

Kundennummer

Firmenadresse ggf. Firmenstempel

Datum, Unterschrift


Kommission

Wir passen den Lifter individuell an Ihre Badewanne an!

Freistehende Wanne

ja nein


Vermaßung für Badewannenlifter mit Sonderseitenklappen



B	Wannenbreite unten Nicht möglich bei: < 280 mm / > 600 mm	mm
E	Wannenbreite oben (außen)	mm
F	Wannenbreite oben (innen)	mm
T	Wanntiefe* Wanntiefe >= 430 mm – dann Höhenadapter nötig. Max. 3 Höhenadapter je 2 cm möglich.	mm

Achtung:
Differenz zwischen "E" und "F" muss mindestens 60 mm betragen.
 $E - F = > 60$ mm, mindestens 30 mm pro Seite

Zusätzliche Vermaßung bei ungleichen Seitenklappen



Seitenklappenbreite:
 $d1; d2$ max.: 300 mm
 $d1; d2$ min.: 100 mm

d1	Breite Seitenklappe links	mm
d2	Breite Seitenklappe rechts	mm

Sondersitzbezug

Für Bezüge für Sitzplatten mit Sonderseitenklappen – bitte unbedingt folgende Maße angeben;
 $d1 + 375$ mm (Sitzplattenbreite) + **$d2$**

d1	Breite Seitenklappe links	mm
	Breite Sitzplatte	375 mm
d2	Breite Seitenklappe rechts	mm

* Legen Sie dazu bitte eine Holzplatte oder ähnliches quer von Rand zu Rand und messen Sie die Tiefe in der Mitte der Wanne.

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Maßangaben haftet der Besteller!