

- Standard
 Optionsfeld

Pflicht-Felder: ¹⁾
 Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

- BESTELLUNG
 KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) **Kd.-Nr.**

Firma

Straße

PLZ/Ort

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Auftragsart

- Selbstanbau
 Anbau bei Alber im Werk 1466652 **200,00 EUR**

Versandart Standard 0,00 EUR

Kommission

<input type="checkbox"/> scalamobil S45	(Ergo Balance Griffe, 20 cm Steighöhe, 140 kg Zuladung)	1595225	6.825,00 EUR
<input type="checkbox"/> scalacombi S46	(mit integrierter Sitzeinheit, nachträglicher Anbau an Rollstühle nicht möglich, Sicherheitssensorik und Haltewinkelanzeige, 20 cm Steighöhe, 140 kg Zuladung)	1595226	7.225,00 EUR

Angaben zum Rollstuhl Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Rollstuhlhersteller (z.B. Invacare)

Modell (z. B. Action 3)

Baujahr

Variante (z. B. Hemi)

- Trommelbremsen vorhanden
 Kippstützen vorhanden
 Steckachse vorhanden (falls nicht, muss ein Umbau erfolgen)
 Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Kundenservice)



Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) cm



Sitzhöhe (hinten, Unterkante Bespannung gemessen) cm

! Wichtiges Zubehör

- Halterung zur Montage am Rollstuhl 1457771 249,00 EUR
 Halterung mit Bolzenvorverlegung 1457765 310,00 EUR
 (für ausgewählte Rollstühle zwischen SB 28 cm und 38 cm bei einem max. Personengewicht von 60 kg)
 Sonderbau im Werk 1466672 510,00 EUR
 (erforderlich bei einigen Pflegerollstühlen und Buggies)
 Umbau manuelle Räder auf 1/2" Steckachse 1565605 165,00 EUR
 (bei Schraubachsen notwendig)
 Automatische Verriegelung, Set 1 1595564 99,00 EUR
 (für Rollstühle ab Sitzbreite 40 cm)
 ISO-Fix Anbindung für Kindersitze 1594935 99,00 EUR

Vorhandene Radposition



- 1 = hinten
 2 = mittig
 3 = vorne

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

.....

Standard

Pflicht-Felder: ¹⁾

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Optionsfeld

Transfersysteme

- | | | |
|--|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Universaladapter scalaport X7 für scalamobil S45 | 1520414 | 1.690,00 EUR |
| <small>(für Rückenlehne Rollstuhl 35 cm bis 55 cm, Kippstützen sollten abnehmbar sein)</small> | | |
| <input type="checkbox"/> scalastuhl X3 faltbar für scalamobil S45 | 1457912 | 1.850,00 EUR |

Zubehör Transfersysteme

- | | | |
|---|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> Adaptersatz Oberteil scalaport X7 (für schmale Rückenlehnen von 25 cm bis 40 cm) | 1490526 | 47,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze für scalastuhl X3 (in Höhe und Tiefe verstellbar) | 1457914 | 142,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Schiebegriffe für scalastuhl X3 | 1456850 | 110,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt für scalastuhl X3 | 1456343 | 60,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Hosenträger-Gurtsystem scalastuhl X3 (inkl. Fußgurte, nicht geeignet für scalacombi S46) | 1456345 | 115,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Fußgurt für scalastuhl X3 | 1464910 | 35,50 EUR |

Zubehör scalamobil/scalacombi

Gurtsysteme

- | | | |
|--|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> Automatik-Beckengurt für S46 | 1565509 | 140,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Brustschultergurt für S46 | 1564990 | 320,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt (statisch) für Rollstuhl | 1456343 | 60,00 EUR |

Sonstiges

- | | | |
|---|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Ersatz Akku-Pack für S45/S46 | 1595179 | 175,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze mit Clipfunktion für S45/S46 | 1594961 | 165,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Kippstützen für den Rollstuhl (Parallelbetrieb mit scalamobil nicht möglich) | 1593205 (Paar) | 265,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> Ankipphilfe für den Rollstuhl (Parallelbetrieb mit scalamobil nicht möglich, nicht geeignet für scalastuhl X3) | 1520929 | 55,00 EUR |

- | | | |
|--|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> Radtransporthalterung zur Montage am Rollstuhl (erspart das lästige Nachholen der Rollstuhlräder) | 1467584 | 105,00 EUR |
|--|---------|------------|

Bitte Rohrdurchmesser angeben:

- 19 mm
- 22 mm
- 23,3 mm
- anderer Durchmesser cm

- | | | |
|--|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> Kfz-Ladegerät (Zum Laden des Akku-Pack im Fahrzeug während der Fahrt) | 1520413 | 265,00 EUR |
|--|---------|------------|

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

.....

.....

.....

.....

Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.06.2025. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Invacare Österreich GmbH, Änderungen vorbehalten.

1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
 2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
 3) Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.
 4) Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-motion verwendet werden, müssen diese mit 1/2" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1" ausgerüstet sein.