

alber e-fix®



Elektroantrieb als Zusatz für manuelle Rollstühle

Kunden-Nr.:



Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück	Preis in EURO
Auftragsart			
	Selbstanbau ² - Bitte Abschnitt "Angaben zum Rollstuhl" vollständig ausfüllen		
1466650	Anbau durch Alber		200,00
	Gewicht des Patienten kg		
e-fix - der vielseitige Elektroantrieb für deinen individuellen Rollstuhl			
Daten bei e-fix E35:			
max. Personengewicht 120 kg max. zulässiges Gesamtgewicht 170 kg			
Steig- & Bremsfähigkeit bis 20 %			
Akkureichweite: bis zu 16 km (ISO 7176, je nach Untergrund, Geschwindigkeit usw) 37 V, 5,85 Ah, 216 Wh - auslaufsicher und wartungsfrei Ladezeit ca. 5 Stunden			
verfügbare Radgrößen: 22" und 24" pannensicher 14" mit PU-Inlay oder mit Luftbereifung			
Gesamtgewicht bei E35: 19,3 kg Akku Gewicht solo: 2,1 kg Gewicht pro Antriebsrad 7,9 kg Gewicht Bediengerät 0,6 kg Gewicht Schnittstelle 0,8 kg			
Lieferumfang E35 und E36:			
+) Antriebsräder je nach gewählter Dimension und Bereifung, 0,5 - 6 km/h stufenlos (mit Mobility-Plus Package auf 8 km/h) +) Bediengerät: mit programmierbaren Parameter, perfekte Ergonomie, integr. LED-Umfeldbeleuchtung +) leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku in gewählter Kapazität +) Akku-Aufnahme +) Automatik-Ladegerät, mit intuitivem Magnetstecker			
bei E36 inkludierte Bedienhilfe für Antriebsrad			
e-fix E35			
1566293	e-fix E35 mit 24" Antriebsräder, 5,85 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)	◆	6.390,00
1566295	e-fix E35 mit 22" Antriebsräder, 5,85 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.390,00
1566301	e-fix E35 mit 24" Antriebsräder, 7,35 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.550,00
1566296	e-fix E35 mit 22" Antriebsräder, 7,35 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.550,00
1595689	e-fix E35 mit 14" Antriebsräder, PU-pannensichere Bereifung, 5,85 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.440,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück	Preis in EURO
1595691	e-fix E35 mit 14" Antriebsräder, PU-pannensichere Bereifung 7,35 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.600,00
1595682	e-fix E35 mit 14" Antriebsräder, Luftbereifung, 5,85 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.490,00
1595683	e-fix E35 mit 14" Antriebsräder, Luftbereifung, 7,35 Ah Akku-Pack (Flugtauglicher Akku, IATA zert.)		6.650,00
e-fix E36			
1566302	e-fix E36 mit 24" Antriebsräder, 7,35 Ah Akku-Pack		6.990,00
Daten bei e-fix E36:			
max. Personengewicht 160 kg max. zulässiges Gesamtgewicht 210 kg			
Steig- & Bremsfähigkeit bis 15 % (bei max. 160 kg Personengewicht) oder 20 % (bei max. 120 kg Personengewicht)			
Akkureichweite: bis zu 18 km (ISO 7176, je nach Untergrund, Geschwindigkeit usw) 37 V, 5,85 Ah, 216 Wh - auslaufsicher und wartungsfrei Ladezeit ca. 5 Stunden			
verfügbare Radgrößen: 24" Luftbereifung			
Gesamtgewicht bei E36: 19,1 kg Akku Gewicht solo: 2,1 kg Gewicht pro Antriebsrad 7,8 kg Gewicht Bediengerät 0,6 kg Gewicht Schnittstelle 0,8 kg			
Angaben zum Rollstuhl			
Rollstuhlhersteller (z.B. Invacare)	Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen)	cm	
Modell (z.B. Action 4)	Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen)	cm	
Baujahr			
Variante (z.B. Hemi)			
	Anbau Bediengerät	Rechts <input checked="" type="checkbox"/>	
		Links (statt rechts) <input type="checkbox"/>	
1457739	Umsteckbares Bediengerät	Rechts und Links <input type="checkbox"/>	66,00
	Anbau Bediengerätehalterung	Rahmenrohr <input type="checkbox"/>	
		Seitenteil/Armauflage <input type="checkbox"/>	
Weitere Angaben zum Rollstuhl			
	Trommelbremse vorhanden	(müssen entfernt werden) <input type="checkbox"/>	
1593206	Kippstützen mit Aufbockfunktion	(Paar) <input type="checkbox"/>	265,00
	KFZ-Rückhaltesystem vorhanden	<input type="checkbox"/>	
	Radstandsverlängerung vorhanden	<input type="checkbox"/>	
1593206	Halterung zur Montage am Rollstuhl	(DIP-Konfig. machen) <input checked="" type="checkbox"/>	249,00
! Es kann bei manchen Herstellern oder Konfigurationen zu Preisunterschieden bei der Montagehalterung kommen! Bitte hierzu unseren Customer Service vorab kontaktieren!			
Vorhandene Radposition			
	hinten	<input type="checkbox"/>	
	mittig	<input type="checkbox"/>	
	vorne	<input type="checkbox"/>	



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück	Preis in EURO
Zubehör Bediengerät			
1591926	Mobility Plus Package		295,00
1593361	Schwenkarm	◆	262,00
1565836	Schutzbügel		48,00
1456776	Schlüssel Wegfahrsperr		18,00
1565835	Programmierschlüssel (Service, rot)		16,00
1594608	Sticker Set "Kids"		35,00
	Gestalte mit dem Aufkleber Set "Kids" dein Bediengerät um!		
Set beinhaltet Sticker für das Bediengerät in den Designs "Sprüche", "Lama" und "Dinos"			
! Auch im Set mit Speichenschutz in 22" oder 24" erhältlich			
			
Joystickaufsatz			
1565669	Aufsatz Spezial	Durchmesser 40 mm	22,50
1566196	Aufsatz Soft	Durchmesser 70 mm	24,50
1591586	Aufsatz Tetragabel		105,00
Bedienhilfe Geschwindigkeitsvorwahl			
1566197	Aufsatz, vergrößert		36,00
Montage Bediengerät - Halterung Bediengerät als Begleitsteuerung			
nur bei Rollstuhl mit geeigneten Schiebegriffen			
1457754	Montage Rechts als Begleitsteuerung		122,00
1457755	Montage Links als Begleitsteuerung		122,00
vorhandener ist:			
	Schiebegriff	mm	○
	Schiebestange	mm	○
Therapietisch - Bediengerät (BDG)			
1566206	Einbaurahmen Therapietisch	Bediengerät herausnehmbar	140,00
1566207	Therapietisch inkl. Halterung BDG	für SB 38 - 46 cm	240,00
1566208	Therapietisch inkl. Halterung BDG	für SB 46 - 54 cm	240,00
Intuitive Begleitsteuerung (BGS)			
1566165	Bedieneinheit intuitive Begleitsteuerung		475,00
1566177	Adapterkabel für intuit. BGS	in Verbindung mit BGS 0,00	89,00
1566472	Montagebügel Adapterkabel	für RS mit geschlossenem Rücken	21,00
1521212	Zusatzgriff intuitive BGS	zur optimalen Bedienung empfohlen	54,45
1489217	Halterung intuitive BGS (Paar)	in Verbindung mit Neugerät 0,00	136,00
Zubehör AKKU-Pack			
1565639	Wechselakku 5,85 Ah (216 Wh)	zusätzlich	489,00
1566153	Wechselakku 7,35 Ah (265 Wh)	zusätzlich	656,00
1566168	Transporttasche für Wechselakku	bei Akkubestellung 0,00	52,00
1566169	Befestigungsset für Transporttasche		18,00
1566367	Montageset Akku an Kreuzstrebe		170,00
1566163	Montageset Akku an Querrohr		140,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück	Preis in EURO
Zubehör Antriebsrad - Speichenschutz			
1566201	22" Rad, Dekor "Alber"	Paar	119,00
1566203	22" Rad, unbedruckt	Paar	119,00
1566670	24" Rad, Dekor "Alber"	Paar	119,00
1566666	24" Rad, unbedruckt	Paar	119,00
1594609	22" Rad, Speichenschutz mit Stickerset "KIDS"	Paar	135,00
1594607	24" Rad, Speichenschutz mit Stickerset "KIDS"	Paar	135,00
Gestalte mit dem Aufkleber Set "Kids" dein Bediengerät und den Speichenschutz um!			
Set beinhaltet Sticker für Bediengerät und den Speichenschutz in den Designs "Sprüche", "Lama" und "Dinos"			
! Auch nur für Bediengerät alleine im Sticker-Set erhältlich			
			
Bedienhilfe Antriebsrad			
1566179	Set für ein Antriebsrad	Stück	97,00
1566178	Set für zwei Antriebsräder	Paar	189,00
Achsumbau der Manuellen Räder (kompatibel mit e-fix Halterung)			
1565005	Umbau Steckachsen auf DM 1/2"	Paar	85,00
Umbau Trommelbremse nicht möglich, Preis kann in Einzelfällen abweichen)			
Manuelle Räder (kompatibel zu e-fix, komplett)			
1520119	Rad-Set 22" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen	Paar	155,00
1520072	Rad-Set 24" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen	Paar	155,00
Sonstiges Zubehör			
1566177	Externe Ladebuchse (inkl. Clip)		89,00
1566184	Opti-Box, Sondersteuerungen und Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Funktionen		286,00
1591597	Halterung für Opti-Box		40,00
1467958	externer Ein/Aus-Schalter (Buddy Button)	nur in Verbindung mit Opti-Box	96,00
1467698	Speed-Stop/Speed-Limit-Schalter	nur in Verbindung mit Opti-Box	61,00
(notwendig zur Kombination von e-fix mit Aufsteh-/Liftstühlen)			
1467780	Bremsverbreiterungssatz	je nach Rollstuhltyp erforderlich	22,00

- 1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir alle Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- 2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbausicherung) verschickt werden.
- 3) Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei eingeschickt werden.
- 4) Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-fix verwendet werden, müssen diese mit 1/2" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1 3/8" ausgerüstet sein.
- 5) Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-fix Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.