

Invacare® Action^{®2} NG CE

HMV-Nr.: I8.50.02.2103
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 1.124,00 €
inkl. Armlehnen und Beinstützen

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
		Invacare® Action ^{®2} NG	1.124,00
Basisausstattung: Farbe Silbergrau, Sitztiefe 425 mm, Sitzhöhe 510 mm (veränderbar auf 485 und 460 mm), Sitzpolsterung Nylon, fester Rücken 7° (RH 430 mm), Standard-Rückenpolster Nylon, Beinstützenoberteile 80° nach innen und außen abschwengbar, Fußplatten hochklappbar, Armlehnen Nr. 2 abnehmbar & abschwengbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4", Hinterräder 24" x 1 3/8" pannensicher, Aluminium Greifreifen, Steckachsen, Feststellbremse / Druckbremse, Passive Beleuchtung.			



VARIANTENÜBERSICHT					
Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.		€
Pannensicher	Standardbremse	380 mm	BSI547594		1.124,00
		405 mm	BSI547595		
		430 mm	BSI547596		
		455 mm	BSI547597		
		480 mm	BSI547598		
		505 mm	BSI662817		
	Trommelbremse	380 mm	BSI547652		1.349,00
		405 mm	BSI547653		
		430 mm	BSI547654		
		455 mm	BSI547655		
		480 mm	BSI547656		
		505 mm	BSI662818		

ZUBEHÖR			
	Lange Armlehnenpolster		<input type="checkbox"/>
	Kit für Sitzhöhe 460 mm, bestehend aus 6" Vorderrädern		<input type="checkbox"/>
	Stockhalter		20,00
	Beckengurt		28,00
	Kippschutz, beidseitig		85,00
	Standard-Sitzkissen		65,00
	Beinstützenoberteil hochschwengbar 0 - 80° mit Fußplatte winkelverstellbar und tiefenverstellbar, rechts		106,00
	Beinstützenoberteil hochschwengbar 0 - 80° mit Fußplatte winkelverstellbar und tiefenverstellbar, links		106,00
	Amputationsbeinstütze rechts		161,00
	Amputationsbeinstütze links		161,00
	Bremshebelverlängerung, Paar		28,00
	Summe		