

**Invacare® Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup>** **CE**
Benutzergewicht: **max. 80 kg****Grundpreis: 1.236,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr.  | Gewicht des Patienten = kg | Beschreibung  | €           |         |
|---|----------------------------|---|-------------|---------|
| CNC0025   |                            | Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior <sup>®</sup> Evolution  | 1.236,00    |         |
| CNCSPEC   |                            | Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior <sup>®</sup> Evolution Sonderbau-Ausführung                                       | auf Anfrage |         |
| <b>ANTRIEBSVERSION</b>  |                            |   |             |         |
| CNC0100   |                            | Greifreifenantrieb  | ◆           |         |
| <b>SITZ</b>   |                            |   |             |         |
| <b>SITZBREITE</b>   |                            |   |             |         |
| CNC0140   |                            | 205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>   | ○           |         |
| CNC0141   |                            | 230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>   | ○           |         |
| CNC0142   |                            | 255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>   | ○           |         |
| CNC0143   |                            | 280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>   | ○           |         |
| CNC0150   |                            | 305 mm <sup>2)</sup>  | ◆           |         |
| CNC0151   |                            | 330 mm <sup>3)</sup>  | ○           |         |
| CNC0152   |                            | 355 mm <sup>3)</sup>  | ○           |         |
| CNC0153   |                            | 380 mm <sup>3)</sup>  | ○           |         |
| <b>Mögliche SB-ST-Kombinationen</b>   |                            |   |             |         |
| <b>Sitzbreite in mm</b>   | <b>Sitztiefe in mm</b>     |   |             |         |
|   | 200-250                    | 250-300   | 300-350     | 275-325 |
|   | 325-375                    |   |             |         |
| 205   | ✓                          | ✓   | ✓           | ✗       |
| 230   | ✓                          | ✓   | ✓           | ✗       |
| 255   | ✓                          | ✓   | ✓           | ✗       |
| 280   | ✓                          | ✓   | ✓           | ✗       |
| 305   | ✗                          | ✗   | ✗           | ✓       |
| 330   | ✗                          | ✗   | ✗           | ✓       |
| 355   | ✗                          | ✗   | ✗           | ✓       |
| 380   | ✗                          | ✗   | ✗           | ✓       |
| 1) NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar, Transferkit |                            |   |             |         |
| 2) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte   |                            |   |             |         |
| 3) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte  |                            |   |             |         |
| <b>SITZTIEFE</b>  |                            |   |             |         |
| CNC0160   |                            | Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M) | ○           |         |
| CNC0161   |                            | Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm) (NC: Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M)                  | ○           |         |
| CNC0162   |                            | Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)   | ○           |         |
| CNC0170   |                            | Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)   | ◆           |         |
| CNC0171   |                            | Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)   | ○           |         |
| <b>SITZHÖHE</b>   |                            |   |             |         |
| CNC0260   |                            | 460 mm  | ◆           |         |
| CNC0270   |                            | 435 mm  | ○           |         |
| CNC0280   |                            | 410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)   | ○           |         |
| <b>SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>  |                            |   |             |         |
| CNC0335   |                            | Nylon mit Klettstreifen, anpassbar  | ◆           |         |
| <b>SITZKISSEN</b>   |                            |   |             |         |
| CNC0362   |                            | Sitzkissen MSS (Essential Junior)   | 92,00       |         |



| <b>RÜCKEN</b>                                     |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| <b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>                           |  |  |        |
| CNC0380   | Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)   |  | ◆      |
| CNC0390   | Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)   |  | 348,00 |
| CNC0395   | Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)  |  | 473,00 |
| CNC0400   | Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)   |  | 174,00 |
| CNC0420   | Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)  |  | 205,00 |
| CNC0425   | Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)  |  | 106,00 |
| <b>RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>                    |  |  |        |
| CNC0475   | Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar   |  | ◆      |
| CNC0480   | Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)   |  | 92,00  |
| <b>BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband</b> |  |  |        |
| <b>BEINSTÜTZENOBerteil RECHTS</b>                 |  |  |        |
| CNC0505   | Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, rechts (UL 125 - 260 mm)   |  | ○      |
| CNC0510   | Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/aussen abschwenkbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)   |  | ◆      |
| CNC0511   | Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwenkbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung) |  | 50,00  |
| CNC0512   | Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/aussen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)   |  | ○      |
| CNC0513   | Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)          |  | 50,00  |
| CNC0520   | Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/aussen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)             |  | 106,00 |
| CNC0530   | Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/aussen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)              |  | 81,00  |
| <b>BEINSTÜTZENOBerteil LINKS</b>                  |  |  |        |
| CNC0555   | Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, links (UL 125 - 260 mm)  |  | ○      |
| CNC0560   | Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/aussen abschwenkbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm)   |  | ◆      |
| CNC0561   | Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwenkbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)  |  | 50,00  |
| CNC0562   | Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/aussen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm)  |  | ○      |
| CNC0563   | Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)   |  | 50,00  |
| CNC0570   | Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/aussen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)  |  | 106,00 |
| CNC0580   | Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/aussen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)   |  | 81,00  |
| <b>FUSSPLATTE RECHTS</b>                          |  |  |        |
| CNC0600   | Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )   |  | ◆      |
| CNC0605   | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar rechts  |  | 40,00  |
| CNC0610   | Fußplatte, winkleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )   |  | 30,00  |



|                            |  |  |        |   |  |
|----------------------------|--|--|--------|---|--|
| CNC0611                    | Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberteil 90°, Beinstützenoberteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )  |  | 201,00 | <br>0611   |  |
| <b>FUSSPLATTE LINKS</b>    |  |  |        |   |  |
| CNC0620                    | Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )  |  | ◆      |   |  |
| CNC0625                    | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar links   |  | 40,00  |   |  |
| CNC0630                    | Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> ) |  | 30,00  |   |  |
| <b>SEITENLEHNEN</b>        |  |  |        |   |  |
| <b>SEITENLEHNE RECHTS</b>  |  |  |        |   |  |
| CNC0640                    | Armlehne (Nr.1), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus   |  | ◆      | <br>0640 / 0740      0645 / 0745                           |  |
| CNC0645                    | Armlehne (Nr.1), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus   |  | ○      |   |  |
| CNC0650                    | Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)  |  | 61,00  |   |  |
| CNC0655                    | Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)  |  | ○      |   |  |
| <b>SEITENLEHNE LINKS</b>   |  |  |        |   |  |
| CNC0740                    | Armlehne (Nr.1), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus  |  | ◆      | <br>0650 / 0750      0655 / 0755                           |  |
| CNC0745                    | Armlehne (Nr.1), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus  |  | ○      |   |  |
| CNC0750                    | Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)   |  | 61,00  |   |  |
| CNC0755                    | Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)   |  | ○      |   |  |
| <b>SITZUBEHÖR</b>          |  |  |        |   |  |
| CNC0855                    | Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)  |  | 123,00 | <br>0855      0860      0881<br>0865      0880      0886 |  |
| CNC0860                    | Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange  |  | 256,00 |   |  |
| CNC0865                    | Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange  |  | 256,00 |   |  |
| CNC0880                    | Einstellbares Wadenband  |  | 20,00  |   |  |
| CNC0881                    | Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)  |  | ○      |   |  |
| CNC0875                    | Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers <sup>®</sup> (Paar), Größe S   |  | 184,00 |   |  |
| CNC0886                    | Optimierungskit für Fußplattenverstellung  |  | 20,00  |   |  |
| CNC0910                    | Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1   |  | ○      |   |  |
| <b>RAHMENFARBEN</b>        |  |  |        |   |  |
| CNC0952                    | Perlweiß   |  | ○      |   |  |
| CNC0953                    | Schwarz-Matt   |  | ○      |   |  |
| CNC0954                    | Rot-Matt   |  | ◆      |   |  |
| CNC0955                    | Gelb   |  | ○      |   |  |
| CNC0956                    | Polarblau  |  | ○      |   |  |
| CNC0957                    | Pink   |  | ○      |   |  |
| CNC0959                    | Marineblau   |  | ○      |   |  |
| <b>VORDERRÄDER</b>         |  |  |        |   |  |
| CNC0999                    | 5" x 1" pannensicher, Schwarz  |  | ◆      | <br>0999      1001      1007                             |  |
| CNC1001                    | 5" x 1" pannensicher, leuchtend  |  | 30,00  |   |  |
| CNC1007                    | 5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz  |  | ○      |   |  |
| <b>HINTERRÄDER</b>         |  |  |        |   |  |
| <b>HINTERRADGRÖSSE</b>     |  |  |        |   |  |
| CNC1020                    | 20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt)  |  | ○      | <br>1120      1130                                       |  |
| CNC1030                    | 22" (NC: Hinterradausführung verstärkt)  |  | ◆      |   |  |
| <b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b> |  |  |        |   |  |
| CNC1040                    | Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)   |  | ◆      |   |  |
| CNC1045                    | Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)  |  | 153,00 |   |  |
| CNC1050                    | Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)  |  | ○      |   |  |
| <b>HINTERRADBEREIFUNG</b>  |  |  |        |   |  |
| CNC1120                    | 1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz  |  | ◆      |   |  |

|                          |   |  |        |
|--------------------------|---|--|--------|
| CNCI130                  | 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz  |  | ○      |
| <b>GREIFREIFEN</b>       |   |  |        |
| CNCI140                  | Greifreifen Aluminium eloxiert  |  | ◆      |
| <b>HINTERRADACHSE</b>    |   |  |        |
| CNCI180                  | Steckachse  |  | ◆      |
| <b>RADSTAND</b>          |   |  |        |
| CNCI190                  | Standard Hinterradposition  |  | ◆      |
| CNCI195                  | Medium Hinterradposition (2.Position von vorne)   |  | ○      |
| CNCI200                  | Passive Hinterradposition (3.Position von vorne)  |  | ○      |
| CNCI201                  | Doppelte Radstandsverlängerung (bis 60/85 mm hinter Schwerpunkt)<br>(nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit) |  | 102,00 |
| <b>SPEICHENSCHUTZ</b>    |   |  |        |
| CNCI253                  | Speichenschutz „Transparent“  |  | 123,00 |
| CNCI254                  | Speichenschutz „Pixel“  |  | 143,00 |
| CNCI255                  | Speichenschutz „Schneeflocken“  |  | 143,00 |
| CNCI256                  | Speichenschutz „Individuell gestaltbar“   |  | 164,00 |
| <b>BREMSEN</b>           |   |  |        |
| CNCI270                  | Druckbremse   |  | ◆      |
| CNCI275                  | Ziehbremse  |  | 26,00  |
| CNCI280                  | Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse)<br>(NC: Schiebegriffe winkelverstellbar)                |  | 225,00 |
| <b>SICHERHEITZUBEHÖR</b> |   |  |        |
| CNCI362                  | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. S mit dynamischem Drehverschluss   |  | 59,00  |
| CNCI364                  | Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M mit Flugzeugschnalle   |  | 79,00  |
| CNCI370                  | Anti-Kipp, Paar, inkl. Ankipphilfe  |  | 85,00  |
| CNCI375                  | Transferkit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)  |  | 61,00  |
| CNCI380                  | Passive Beleuchtung (Reflektoren)   |  | ◆      |
| CNCI390                  | Bremshebelverlängerung, Paar  |  | 28,00  |
| <b>ZUBEHÖR</b>           |   |  |        |
| CNCI426                  | Schiebegriffe, winkelverstellbar  |  | 184,00 |
| CNCI430                  | Ankipphilfe rechts  |  | 15,00  |
| CNCI440                  | Ankipphilfe links   |  | 15,00  |
| <b>ZUBEHÖR</b>           |   |  |        |
| CNCI471                  | Therapietisch transparent, nach rechts abschwenkbar   |  | 359,00 |
| CNCI472                  | Therapietisch transparent, nach links abschwenkbar  |  | 359,00 |
|                          | <b>Summe</b>  |  |        |



**BEMERKUNGEN**