

Invacare® Action³ NG CE

HMV-Nr.: 18.50.02.2074
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 1.355,00 €

Kunden-Nr.: _____



Ansprechpartner: _____







Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
CEB0026	Invacare® Action ³ NG		1.355,00
CEBSPEC	Sonderbau		auf Anfrage
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CEB0070	Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Standard, Verstärkt oder Leichtgewicht) (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Armlehne Hemi, pannensichere Bereifung, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Transfer-Kit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Ankipphilfen)		432,00
CEB0080	Halterung Alber Viamobil V25 (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, abklappbarer Rücken, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Ankipphilfen, Stockhalter)		432,00
CEB0090	Halterung Alber Viamobil Eco V14 (120kg) (NC: Doppelgreifreifen, Einhandhebelantrieb, Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare Matrix Positionierungsrücken, faltbare Rückenstrebe, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfen)		432,00
ANTRIEBSVERSION			
CEB0100	Greifreifenantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>
CEB0140	Doppelgreifreifen rechts, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnenrohr Rechts, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse links, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder)		553,00
CEB0150	Doppelgreifreifen links, nur mit Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb und Steckachse (NC: Armlehnenrohr links, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse rechts, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder)		553,00
CEB0160	Einhandhebelantrieb rechts, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit passiver Hinterradposition, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: 5" Vorderrad, 22" Hinterräder, Hinterräder verstärkt & Leichtgewicht, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder, Bremshebelverlängerung, halbseitiger Therapietisch rechts)		752,00
CEB0170	Einhandhebelantrieb links, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit passiver Hinterradposition, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: 5" Vorderrad, 22" Hinterräder, Hinterräder verstärkt & Leichtgewicht, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder, Bremshebelverlängerung, halbseitiger Therapietisch links)		752,00
SITZ			
SITZBREITE			
CEB0180	380 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>
CEB0190	405 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>
CEB0200	430 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>
CEB0210	455 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>
CEB0220	480 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>




CEB0230	505 mm Sitzbreite			○	
SITZTIEFE					
CEB0240	Sitztiefe 400 mm			○	
CEB0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm			◆	
SITZHÖHE					
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)				
	385	410	435	460	485
8" - 24"					4)
6" - 24"			3)		
6" - 22"		2)			
5 1/2" - 24"			3)		
5 1/2" - 22"					
5" - 22"	1)	2)			
1) NC: Trommelbremse, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Armlehnen Nr. 2, Armlehnenrohre, Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 2) NC: Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, Trommelbremsen mit Einhandbremse, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 3) NC: Armlehnen Nr. 2 4) NC: Armlehnenrohre					
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG					
CEB0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen			◆	
CEB0350	Nylon gepolstert				61,00
RÜCKEN					
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipprädern)					
CEB0380	0°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)			○	
CEB0395	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matr-x-Rücken, Nackenstütze, Invacare Matr-x Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)				71,00
CEB0396	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, höhenverstellbare Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matr-x-Rücken, Nackenstütze, Invacare Matr-x Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)				123,00
CEB0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)			◆	
CEB0420	7°, 510 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)				50,00
CEB0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm (NC: Invacare Matr-x Rücken, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)				106,00
1) NC: Standard-Rückenbespannung					
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+1 Klettbänder, CEB0477)					
CEB0431	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Infusionshalter)				205,00
CEB0432	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: laterale Positionierungspads)				205,00
					
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)					
CEB0435	Rastermechanismus, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, Schiebegriffe fest, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+1 (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)				348,00
CEB0445	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+1 (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)				473,00
CEB0450	Gasdruckfeder, Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Standard-Rückenpolster, Rückenbespannung anpassbar 3+1 (CEB0477), Armlehnenrohr rechts, Rückenstrebe, Rückenstrebe faltbar)				473,00
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN					
CEB0455	430 mm, auf 400 mm einstellbar (NC: Invacare Matr-x Rücken bis Rückenhöhe 310 mm, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)				81,00
					

MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: RÜCKENPOLSTER, RÜCKENSTREBEN, LATERALE POSITIONIERUNGSPADS)			
CEB0451	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		725,00
CEB0452	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		725,00
CEB0453	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		725,00
CEB0454	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		725,00
CEB0456	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		725,00
CEB0461	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		725,00
CEB0462	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		725,00
CEB0457	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		725,00
CEB0458	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		877,00
CEB0459	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		877,00
CEB0466	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		877,00
CEB0467	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		877,00
CEB0468	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		877,00
CEB0463	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		877,00
CEB0464	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		877,00
CEB0469	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		877,00
RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN			
CEB0482	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○
CEB0483	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○
CEB0484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○
CEB0485	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○
CEB0486	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○
CEB0487	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○
CEB0488	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○
RÜCKENPOLSTER			
CEB0471	Standard, fest (Jemima) (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze)		○
CEB0474	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		○
CEB0475	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf		◆
CEB0477	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CEB0431/CEB0432)		111,00
CEB0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		111,00
CEB0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		96,00
CEB0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		160,00
CEB0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		173,00
 0480			
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband			
CEB0510/0610	Rechts		◆
CEB0560/0630	Links		◆
 0510 / 0560  0520 / 0570			
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)			
CEB0520/0610	Rechts		106,00
CEB0570/0630	Links		106,00
AMPUTATIONSBEINSTÜTZE			
CEB0545	Rechts		161,00
CEB0595	Links		161,00
 0545 / 0595  0610 / 0630			
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE			
CEB0611	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		195,00
 0611			

ARMLEHNEN / SEITENTEILE			
Armlehnen Nr. 1, Paar (abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus), in Schwarz			
CEB0640/0740	Desk (NC: Therapietisch)		<input type="radio"/>
CEB0650/0750	Lang		<input type="radio"/>
Armlehnen Nr. 2, Paar (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm), in Schwarz			
CEB0660/0760	Desk (NC: Therapietisch)		<input type="radio"/>
CEB0670/0770	Lang		<input checked="" type="radio"/>
Armlehnen Nr. 3, Paar (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm), in Schwarz			
CEB0680/0780	Desk (NC: Therapietisch)		212,00
CEB0690/0790	Lang (NC: halbseitiger Therapietisch)		212,00
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz			
CEB0732	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00
CEB0832	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00
Armlehnrohr, abschwenkbar, gepolstert, inkl. Radspritzschutz (bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird die Wahl eines Sitzkissens empfohlen), in Schwarz			
CEB0739	Rechts (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		123,00
CEB0839	Links (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		123,00
POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
INVACARESITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)			
CEB0849	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		65,00
CEB0869	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00
CEB0871	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00
CEB0876	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm		698,00
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN			
CEB0878	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>
CEB0879	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>
WEITERE POSITIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN			
CEB0882	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		123,00
CEB0905	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe		81,00
CEB0908	Kopfstütze Invacare Matrix, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare Matrix-Rücken, nicht mit Rückenstreben)		369,00
CEB0930	Einstellbares Wadenband		20,00
CEB0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		25,00
CEB0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte		71,00
CEB0940	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+I und 7+I Klettbinden)		61,00
CEB0945	Faltbare Rückenstrebe (NC: Infusionshalter)		98,00
CEB0955	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>
Spezielle Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
RAHMENFARBEN			
CEB0961	Schiefergrau		<input checked="" type="radio"/>
CEB0964	Perlweiß		<input type="radio"/>
CEB0965	Grün-Metallic		<input type="radio"/>
CEB0966	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>
CKB0974	Marineblau		<input type="radio"/>

CKB0976	Violett			<input type="radio"/>	
CEB0969	Rot-Matt			<input type="radio"/>	
CEB0972	Türkis-Blau			<input type="radio"/>	
CEB0980	Schwarz-Metallic			<input type="radio"/>	
CEB0991	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)				auf Anfrage
VORDERRADAUFNAHME					
CEB0995	Standard			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEB0996	Leichtgewicht				50,00
VORDERRÄDER					
CEBI030	8" x 2" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>	
CEBI035	6" X 1 ¼" pannensicher mittelhart, Schwarz			<input type="radio"/>	
CEBI050	6" x 1 ¼" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>	
CEBI056	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI054	5" x 1" pannensicher, Schwarz			<input type="radio"/>	
HINTERRÄDER					
HINTERRADGRÖSSE					
CEBI066	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)			<input type="radio"/>	
CEBI068	24"			<input checked="" type="checkbox"/>	
HINTERRADAUSFÜHRUNG					
CEBI071	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI072	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)				153,00
CEBI073	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)			<input type="radio"/>	
CEBI075	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, 1" Lenco Primo Sentinel Bereifung, feste Hinterradachse, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transferkit 4" Räder)			<input type="radio"/>	
CEBI076	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen), (NC: Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)				153,00
HINTERRADBEIFUNG					
CEBI082	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI084	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz			<input type="radio"/>	
CEBI088	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz			<input type="radio"/>	
CEBI092	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für Hinterrad Leichtgewicht			<input type="radio"/>	
GREIFREIFEN					
CEBI140	Aluminium eloxiert			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI150	Kunststoff beschichtet, Schwarz, rutschfest				81,00
HINTERRADACHSE					
CEBI180	Steckachse			<input checked="" type="checkbox"/>	
RADSTAND					
CEBI190	Standard Hinterradposition, 25 mm vor dem Rückenrohr			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI200	Passive Hinterradposition, 25 mm hinter dem Rückenrohr			<input type="radio"/>	
CEBI201	Radstandsverlängerung für Amputierte (einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr) (Nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)				28,00
EXTRAS					
CEBI230	Luftpumpe mit Halter				10,00
CEBI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder				121,00
CEBI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder				121,00
BREMSEN					
CEBI270	Druckbremse			<input checked="" type="checkbox"/>	
CEBI275	Ziehbremse				26,00
CEBI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)				225,00
CEBI320	Einhandbremse rechts (inkl. Bremshebelverlängerung)				83,00



CEBI330	Einhandbremse links (inkl. Bremshebelverlängerung)	83,00
CEBI331	Trommelbremse und Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung	312,00
CEBI332	Trommelbremse und Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung	312,00
ZUBEHÖR		
CEBI345	Transportbefestigungshaken	36,00
CEBI360	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)	28,00
CEBI361	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung	101,00
CEBI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung	109,00
CEBI363	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung	130,00
CEBI364	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung	136,00
CEBI365	Transferkit (4" Räder)	102,00
CEBI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)	85,00
CEBI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)	102,00
CEBI380	Passive Beleuchtung	◆
CEBI390	Bremshebelverlängerung, Paar	28,00
CEBI430	Stockhalter	20,00
CEBI440	Ankipphilfe rechts	20,00
CEBI441	Ankipphilfe links	20,00
CEBI451	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)	112,00
CEBI480	Therapietisch, aufschiebbar	143,00
CEBI483	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, rechts	205,00
CEBI484	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, links	205,00
Summe		



BEMERKUNGEN