

Bestellung



Bestellformular
Österreich
2025

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Alu Lite** CE

Benutzergewicht: **max. 100 kg**

Grundpreis: 321,00 €

inkl. Armlehnen und Beinstützen

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = Beschreibung	kg	€
	Invacare® Alu Lite		321,00
	Basisausstattung: Farbe Blau-Metallic, Sitzhöhe 490 mm, Nylon Sitzbespannung gepolstert, faltbarer Rücken, Rückenhöhe 450 mm, Nylon Rücken gepolstert, Armlehnen gepolstert lang, feste Schiebegriffe, 80° Beinstützenoberteile nach außen abschwenkbar und abnehmbar, hochklappbare Fußplatten, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1", Hinterräder 12" x 2" Vollgummibereifung, Bremse für Begleitperson mit Feststellfunktion, Beckengurt		



VARIANTENMATRIX

	Sitzbreite	Sitztiefe	Art.-Nr.	Anzahl
Alu Lite	405 mm	430 mm	1517737	
	455 mm	430 mm	1517738	

Summe

BEMERKUNGEN