

Invacare® **Matrix®**
Contour Visco NG CE


Kunden-Nr:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrix Contour Visco NG **ab 349,00 €**

Hohes Formschaumkissen mit viscoelastischen Materialien. Inkl. 2 wasserabweisenden Bezügen, Schwarz.
Für Nutzer mit erhöhtem bis hohem Dekubitusrisiko.
Positionierungsbedarf: ●●●

Hinweise / Einsatzbereich:
Hinweise / Einsatzbereich:
Erhältlich in zwei Härtegraden.
Max. Nutzergewicht beachten!
Einsatz in Neurologie, Pädiatrie und Geriatrie. Auch bei Schmerzpatienten.
HMV-Nummer:
11.39.01.2012 Härtegrad fest
11.39.01.2013 Härtegrad sehr fest



		Sitzbreite (cm)							Härtegrad	Benutzer- gewicht	Preis in EUR
		35,5	38,0	40,5	43,0	45,5	48,0	50,5			
Sitztiefe (cm)	40,5		○	○	●	●	●	●	fest	40 - 80 kg	349,00
	43,0		○	○	●	●	●	●			
	45,5		○	○	●	●	●	●			
	53,0	●		●		●		●			
Härtegrad											
<input type="radio"/> fest											
<input type="radio"/> sehr fest											
Größe (Breite x Tiefe)											
380 x 405											
380 x 430											
380 x 455											
405 x 405											
405 x 430											
405 x 455											
430 x 405											
430 x 430											
430 x 455											
455 x 405											
455 x 430											
455 x 455											
480 x 405											
480 x 430											
480 x 455											
505 x 405											
505 x 430											
505 x 455											
355 x 530											
405 x 530											
455 x 530											
505 x 530											
		sehr fest									
		60 - 100 kg									
		60 - 110 kg									
		60 - 120 kg									
		60 - 100 kg									
		60 - 120 kg									
		60 - 130 kg									
		60 - 140 kg									

Optionen

Bei Auswahl der nebenstehenden Optionen verlängert sich die Lieferzeit auf ca. 10 Arbeitstage

Breite x Tiefe	Preis
Ersatzbezug, wasserabweisend	95,00