

Invacare® Kompas™ CE

Faltbarer Elektro-Rollstuhl
Benutzergewicht: **max. 115 kg**

Grundpreis: 4.045,79 €

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in EUR | Preis in EUR inkl. MwSt (7%) | |
|----------|--|--------------|------------------------------|--|
| 1662630 | <p><i>Invacare® Kompas™</i>, faltbarer Elektro-Rollstuhl, 6 km/h, bis 115 kg</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gepolsterter Sitz inkl. Haltegurt - Korb aus Nylon zum Transport kleinerer Gegenstände, unter dem Sitz angebracht - höhen- und winkelverstellbare Rückenlehne inkl. Rückentasche - höhenverstellbare Fußauflage mit Anti-Rutsch-Oberfläche - breiten- und höhenverstellbare, abschwenkbare Armlehnen mit anpassbarem Polster - Anti-Kippräder für zusätzliche Stabilität und einfachen Transport - intelligentes und regeneratives Bremssystem - 8" Hinterräder, Luftbereifung - 7" Vorderräder, pannensichere Bereifung - 11,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie für eine Reichweite von bis zu 11 km - P&G VR2 Steuerung, 50 A Powermodul - 3 A Ladegerät, externes Laden möglich | 4.045,79 | 4.329,00 |  |