

KÜSCHALL COMPACT CE
faltbarer Rollstuhl
HMV-Nr.: 18.50.03.0252
Benutzergewicht: **max. 130 kg**
Grundpreis: 2.666,00 €

Kunden-Nr.: _____
Ansprechpartner: _____
Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Gewicht des Patienten = kg | Beschreibung | € |
|----------|----------------------------|--|----------|
| DCA0012 | | KÜSCHALL COMPACT Standard-Konfiguration: <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen • Auswahl aus 12 Sitzbreiten (280 - 500 mm), 10 Sitztiefen (320 - 500 mm), 15 Rückenhöhen (300 - 510 mm), 16 Sitzhöhen vorn (380 - 530 mm), 15 Sitzhöhen hinten (360 - 500 mm) und 32 Unterschenkellängen (200 - 510 mm) • fester Rücken ohne Lumbalknick • Anpassrücken gepolstert, einstellbar • Standard-Schiebegriffe fest, lang • Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft • Beinstützen 80° • Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar • Wadenband montiert am Rahmen • Standard-Hinterradbefestigung • 24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen | 2.666,00 |



| SONDERBAU | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| DCA0000 | | UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch | Auf Anfrage |
| UCA0001 | | UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular) | Auf Anfrage |

| POSITIONIERUNGSPAKETE | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| DCA0220 | | Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DCA2720), Invacare Matrix MX2 Rücken (DCA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DCA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: SB 280-340 mm und 480-500 mm, ST 320-380 mm, Performance-Bremse) | Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen |
| DCA0230 | | Positionierungspaket Libra/Elite E2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DCA2720), Invacare Matrix Elite E2/Elite E2 Deep Rücken (DCA2316-2357) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DCA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: SB 280-340 mm, ST 320-380 mm, Performance-Bremse) | Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen |

RAHMEN
VORDERRAHMEN

| Küschall Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen (Compact SA) | | | |
|---|---------|-----------------|-------------------------------------|
| | DCA1100 | Standard-Rahmen | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Küschall Compact mit festem Vorderrahmen (Compact FF) | | | |
|---|---------|--|--------|
| | DCA1110 | Aktiv-Rahmen 70° ¹⁾ | 103,00 |
| | DCA1120 | Dynamic-Rahmen 80° ¹⁾²⁾⁴⁾ | 103,00 |
| | DCA1130 | V-Vorderrahmen 70° mit Adduktion ¹⁾³⁾ | 103,00 |
| | DCA1140 | V-Vorderrahmen 80° mit Adduktion ¹⁾²⁾³⁾ | 103,00 |



1) NC: SHv 370 - 430 mm, SHh 370 mm
2) NC: UL 510 mm, 6", und 7" Vorderräder
3) NC: SB 280 - 300 mm
4) min. Sitzwinkel (SHv-SHh) = 40 mm mit 5" Vorderrädern

| SITZKONFIGURATION | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|
| SITZBREITE (SB) 280 - 500 mm (ab SB 440 mm Doppelkreuzstrebe) | | | |
| DCA1300 | 280 mm ^{1) 2) 3)} | | <input type="checkbox"/> |



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| DCAI 305 | 300 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 310 | 320 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 315 | 340 mm ^{1) 2)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 320 | 360 mm ^{2) 4)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 325 | 380 mm ²⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 330 | 400 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 335 | 420 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 340 | 440 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 345 | 460 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 350 | 480 mm ⁵⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 355 | 500 mm ⁵⁾ | | | <input type="radio"/> |

¹⁾ NC: Invacare Matrix Rücken, Invacare Matrix Sitzkissen, Doppelgreifreifen, Therapietisch
²⁾ NC: Amputationsbeinstützen, Kopfstütze, höhenverstellbare Beinstützen
³⁾ NC: zweiteilige Fußauflage Kunststoff
⁴⁾ NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Invacare Matrix Contour-Visco NG Sitzkissen
⁵⁾ NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm

SITZTIEFE (ST) 320 - 500 mm

| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| DCAI 400 | 320 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 405 | 340 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 415 | 360 mm ^{2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 425 | 380 mm ^{3) 4)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 435 | 400 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 445 | 420 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 460 | 440 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 470 | 460 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 480 | 480 mm ⁶⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 490 | 500 mm ^{5) 6)} | | | <input type="radio"/> |

¹⁾ NC: Rückenwinkel 82° - 86°, Sitzpolstertasche groß
²⁾ NC: Invacare Matrix Sitzkissen
³⁾ NC: 7" Vorderrad
⁴⁾ NC: Invacare Matrix Libra
⁵⁾ NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen
⁶⁾ NC: Invacare Matrix Contour-Visco NG Sitzkissen



RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 510 mm

| | | | | |
|----------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| DCAI 615 | 300 mm ^{1) 2)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 620 | 315 mm ^{1) 2)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 625 | 330 mm ^{1) 2)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 630 | 345 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 635 | 360 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 640 | 375 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 645 | 390 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 650 | 405 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 655 | 420 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 660 | 435 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 665 | 450 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 670 | 465 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 675 | 480 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 680 | 495 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 685 | 510 mm | | | <input type="radio"/> |


¹⁾ NC: Transportbefestigungskit
²⁾ NC: Faltbarer Rücken

SITZHÖHE VORN (SHv) 370 - 530 mm

| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| DCAI 700 | 370 mm ^{1) 2)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 705 | 380 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 710 | 390 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |
| DCAI 715 | 400 mm ^{1) 2) 3)} | | | <input type="radio"/> |



| | | | | |
|---------|----------------------|--|--|-----------------------|
| DCA1720 | 410 mm ³⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCA1725 | 420 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1730 | 430 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1735 | 440 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1740 | 450 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1745 | 460 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1750 | 470 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1755 | 480 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1760 | 490 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1765 | 500 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1770 | 510 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1775 | 520 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1780 | 530 mm | | | <input type="radio"/> |



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

¹⁾ besonderer Vorderrahmen, nur für Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen als Hemi-Variante

²⁾ NC: Doppelgreifreifen, 24" und 25" Hinterräder; Transportbefestigungskit

³⁾ NC: höhenverstellbare Beinstützen

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 370 - 500 mm


Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh:

70° Vorderrahmen: 0 - 100 mm / 80° Vorderrahmen: 30 - 100 mm / 70° und 80° Beinstützen: 0 - 100 mm

Hinterrad / SHh:

22": 370 - 470 mm 24": 390 - 490 mm 25": 420 - 500 mm 26": 420 - 500 mm


| | | | | |
|---------|--|--|--|-----------------------|
| DCA1805 | 370 mm (nur mit wegschwenkbaren Beinstützen) ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCA1810 | 380 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |
| DCA1815 | 390 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1820 | 400 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1825 | 410 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1830 | 420 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1835 | 430 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1840 | 440 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1845 | 450 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1850 | 460 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1855 | 470 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1860 | 480 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1865 | 490 mm | | | <input type="radio"/> |
| DCA1870 | 500 mm ¹⁾ | | | <input type="radio"/> |



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.

1) NC: Doppelgreifreifen

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 200 - 510 mm



Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

$UL = UL_{patient} - SK$

Für UL 200 - 410 mm und abhängig von der jeweiligen Konfiguration kann die Fußplatte hochmontiert sein.

Unterschenkelänge maximal:

70° Vorderrahmen und 70° Beinstützen: SHv - 20 mm

80° Vorderrahmen und 80° Beinstützen: SHv - 30 mm

UL / SHv und höhenverstellbare Beinstützen:

Ausgangsposition 75°

max. UL = SHv - 40 mm

min. UL = 380 mm

Position 60°

max. UL = SHv

min. UL = 380 mm



| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|---|---------|--------|--|---|
| DCA1900 | 200 mm (nur mit festem Vorderrahmen) | | ○ | DCA1932 | 360 mm | | ○ |
| DCA1902 | 210 mm (nur mit festem Vorderrahmen) | | ○ | DCA1934 | 370 mm | | ○ |
| DCA1904 | 220 mm | | ○ | DCA1936 | 380 mm | | ○ |
| DCA1906 | 230 mm | | ○ | DCA1938 | 390 mm | | ○ |
| DCA1908 | 240 mm | | ○ | DCA1940 | 400 mm | | ○ |
| DCA1910 | 250 mm | | ○ | DCA1942 | 410 mm | | ○ |
| DCA1912 | 260 mm | | ○ | DCA1944 | 420 mm | | ○ |
| DCA1914 | 270 mm | | ○ | DCA1946 | 430 mm | | ○ |
| DCA1916 | 280 mm | | ○ | DCA1948 | 440 mm | | ○ |
| DCA1918 | 290 mm | | ○ | DCA1950 | 450 mm | | ○ |
| DCA1920 | 300 mm | | ○ | DCA1952 | 460 mm | | ○ |
| DCA1922 | 310 mm | | ○ | DCA1954 | 470 mm | | ○ |
| DCA1924 | 320 mm | | ○ | DCA1956 | 480 mm | | ○ |
| DCA1926 | 330 mm | | ○ | DCA1958 | 490 mm | | ○ |
| DCA1928 | 340 mm | | ○ | DCA1960 | 500 mm | | ○ |
| DCA1930 | 350 mm | | ○ | DCA1962 | 510 mm | | ○ |

RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| DCA2110 | Fester Rücken ohne Lumbalknick (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist) | | ◆ |
| DCA2120 | Fester Rücken mit Lumbalknick 7° (NC: Invacare MatrX Rücken) | | ○ |
| DCA2130 | Winkleinstellbarer Rücken (nur mit RH > 330 mm) | | 205,00 |
| DCA2140 | Faltbarer Rücken, nach vorne faltbar; winkleinstellbar (NC: Rückenwinkel 102°, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt) | | 390,00 |

WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkleinstellbarem oder faltbarem Rücken)

| | | | |
|---------|-------------------|--|---|
| DCA2155 | 82° | | ○ |
| DCA2160 | 86° | | ○ |
| DCA2165 | 90° | | ○ |
| DCA2170 | 94° ¹⁾ | | ○ |
| DCA2175 | 98° ¹⁾ | | ○ |
| DCA2180 | 102° | | ○ |

1) NC: faltbarer Rücken in Verbindung mit Invacare MatrX Rücken

RÜCKENPOLSTERUNG

| | | | |
|---------|---|--|--------|
| DCA2200 | Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: ohne Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange) | | ○ |
| DCA2220 | Anpassrücken, gepolstert, einstellbar, Schwarz | | ◆ |
| DCA2230 | Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbänder | | 174,00 |
| DCA2240 | Ohne Rückenpolster (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist), (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange) | | ○ |

INVACARE MATRX RÜCKEN (NC: Kopfstütze); siehe Konfigurationshilfe Nr. 8

| | | | |
|---------|---|--|----------|
| DCA2300 | Invacare MatrX MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾ (Benutzergewicht bis 113 kg) | | 1.087,00 |
| DCA2305 | Invacare MatrX MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾ (Benutzergewicht bis 113 kg) | | 1.087,00 |
| DCA2310 | Invacare MatrX MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾ (Benutzergewicht bis 113 kg) | | 1.087,00 |
| DCA2315 | Invacare MatrX MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾ (Benutzergewicht bis 113 kg) | | 1.087,00 |
| DCA2316 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2317 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2318 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2320 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2322 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2325 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2330 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2331 | Invacare MatrX Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾ | | 877,00 |
| DCA2332 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |
| DCA2334 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |



| | | | |
|---------|--|--|--------|
| DCA2335 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |
| DCA2340 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |
| DCA2345 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ¹⁾ | | 725,00 |
| DCA2350 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |
| DCA2355 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |
| DCA2357 | Invacare MatrX Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾ | | 725,00 |

1) nur für SB 360 - 460 mm
2) nur für SB ab 360 mm

RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 7 beachten)

| | | | |
|---------|--|--|---|
| DCA2360 | 360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm) | | ○ |
| DCA2362 | 380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm) | | ○ |
| DCA2364 | 410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm) | | ○ |
| DCA2366 | 430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm) | | ○ |
| DCA2368 | 460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm) | | ○ |
| DCA2370 | 480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm) | | ○ |
| DCA2372 | 510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm) | | ○ |

SCHIEBEGRIFFE

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| DCA2400 | Ohne Schiebegriffe (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens haben die Rückenrohre eine Höhe von 350 mm gemessen ab Sitz) | | ○ |
| DCA2410 | Standard-Schiebegriffe fest, kurz (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert) ¹⁾ | | ○ |
| DCA2420 | Standard-Schiebegriffe fest, lang (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert) | | ◆ |
| DCA2430 | Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt ²⁾ | | 236,00 |
| DCA2440 | Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert ³⁾ | | 215,00 |
| DCA2450 | Schiebegriffe abklappbar (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 450 mm (gemessen ab Sitz) montiert) ^{1) 3)} | | 164,00 |

¹⁾ NC: Hinterrad mit Trommelbremse
²⁾ NC: Armlehnenrohre
³⁾ NC: Rückenstabilisierungsstange

KOPFSTÜTZE

| | | | |
|---------|---|--|--------|
| DCA2490 | Kopfstütze (nur mit Schiebegriffe fest, lang), (NC: Rückenstabilisierungsstange, Hinterräder mit Trommelbremse) | | 102,00 |
|---------|---|--|--------|

RÜCKENOPTION

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| DCA2595 | Rückenstabilisierungsstange, nur bei hoher RH ab 405 mm, abschwenkbar, abnehmbar | | 123,00 |
|---------|--|--|--------|

SITZ

SITZBESPANNUNG

| | | | |
|---------|---|--|---|
| DCA2610 | Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft | | ◆ |
| DCA2620 | Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft, und zwei seitlichen Klettbändern, rau | | ○ |

SITZKISSEN

| | | | |
|---------|---|--|--------|
| DCA2700 | Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen | | 92,00 |
| DCA2710 | Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm | | 139,00 |
| DCA2720 | Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten) | | 698,00 |
| DCA2748 | Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm | | 349,00 |




| Invacare® MatrX® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sitzbreite in mm | Sitztiefe in mm | | | | | | | | | |
| | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 340 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 360 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 380 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 400 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 420 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 440 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 460 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 480 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Invacare® MatrX® Vi, mögliche SB-ST-Kombinationen | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sitzbreite in mm | Sitztiefe in mm | | | | | | | | | |
| | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 340 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 360 | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 380 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 400 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 420 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 440 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 460 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 480 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SITZOPTIONEN


| | | | |
|---|--|--|--------|
| DCA2800 | Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen | | 71,00 |
| DCA2910 | Sitzpolstertasche groß, zu Befestigen unter dem Sitz (NC: ST ≤ 340 mm) | | 40,00 |
| BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN | | | |
| BEINSTÜTZEN FÜR KÜSCHALL COMPACT MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN. Wenn Küschall Compact mit festem Vorderrahmen gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Fußauflagen fort. | | | |
| Beinstütze rechts | | | |
| DCA3000 | Beinstütze 70°, rechts (NC: Beinstütze 80° links, UL 510 mm) | | ○ |
| DCA3010 | Beinstütze 80°, rechts (NC: Beinstütze 70° links, UL 510 mm, 7" Vorderrad) | | ◆ |
| DCA3020 | Amputationsbeinstütze, rechts | | 155,00 |
| DCA3030 | Höhenverstellbare Beinstütze, rechts, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig) | | 102,00 |
| DCA3040 | Ohne Beinstütze rechts (nur für Compact mit festem Vorderrahmen) | | ○ |
| Beinstütze links | | | |
| DCA3100 | Beinstütze 70°, links (NC: UL 510 mm) | | ○ |
| DCA3110 | Beinstütze 80°, links (NC: UL 510 mm, 7" Vorderrad) | | ◆ |
| DCA3120 | Amputationsbeinstütze, links | | 155,00 |
| DCA3130 | Höhenverstellbare Beinstütze, links, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig) | | 102,00 |
| DCA3140 | Ohne Beinstütze links (nur für Compact mit festem Vorderrahmen) | | ○ |
| FUSSAUFLAGEN | | | |
| DCA3260 | Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar (NC: SB < 340 mm, UL < 260 mm, Adduktionsrahmen mit SB < 380 mm) | | ◆ |
| DCA3270 | Fußauflage 2-teilig Carbon, winkel- und tiefeinstellbar (NC: Fersenband) | | 298,00 |
| DCA3280 | Fußauflage 1-teilig Carbon, winkel- und tiefeinstellbar (NC: UL < 300 mm, Fersenband) | | 298,00 |
| ZUBEHÖR (NC: höhenverstellbare Beinstützen, Amputationsbeinstützen, ohne Beinstützen) | | | |
| DCA3300 | Wadenband montiert am Rahmen | | ◆ |
| DCA3305 | Wadenband montiert am Supporter (NC: hochmontierte Fußauflage; siehe Tabelle 2) | | ○ |
| DCA3310 | Fersenband | | ○ |
| SEITENTEILE | | | |
| KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ | | | |
| DCA3400 | Kunststoff - Kleiderschutz, fest ^{1) 3)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm | | 81,00 |
| DCA3405 | Kunststoff-Kleiderschutz, abnehmbar ¹⁾ , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm | | 81,00 |
| DCA3410 | Carbon - Kleiderschutz, fest ^{1) 3)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm | | 102,00 |
| DCA3425 | Kunststoff - Radspritzschutz, fest ^{1) 2) 3) 4) 5)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm | | 195,00 |
| DCA3430 | Carbon - Radspritzschutz, fest (nicht möglich mit SHv < 410 mm) ^{1) 2) 3) 4) 5)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm | | 308,00 |
| DCA3440 | Carbon - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) ^{1) 4)} | | 318,00 |
| DCA3450 | Kunststoff - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) ^{1) 2) 4) 5)} | | 205,00 |
| ¹⁾ NC: alle Armlehnen mit Ausnahme der Armlehnenrohre, Therapietisch ²⁾ NC: Doppelgreifreifen, Hinterrad mit Trommelbremse ³⁾ NC: Transportbefestigungs-Kit ⁴⁾ NC: Hinterradposition 5 oder 6 ⁵⁾ NC: Alber Adapterplatte | | | |
| ARMLEHNEN | | | |
| Armlehne rechts | | | |
| DCA3500 | Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster, nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6) | | 98,00 |
| DCA3510 | Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster, nicht verriegelnd, inkl. Carbon- Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6) | | 98,00 |
| DCA3520 | Armlehnrohr; abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; gepolstert, nicht verriegelnd, rechts (NC: Alber Anbau Kit, Therapietisch) | | 67,00 |
| DCA3530 | Küschall-Armlehne, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; kurzes Armlehnepolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6) | | 129,00 |







| | | | |
|---|---|--------|-----------------------|
| DCA3540 | Armlehne Hemi, abnehmbar; höhenstellbar; abschwenkbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch) | | 205,00 |
| Armlehne links | | | |
| DCA3600 | Armlehne abnehmbar; höhenstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6) | | 98,00 |
| DCA3610 | Armlehne abnehmbar; höhenstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6) | | 98,00 |
| DCA3620 | Armlehnenrohr; abnehmbar; höhenstellbar; abschwenkbar; gepolstert, nicht verriegelnd, links (NC: Alber Anbau Kit, Therapietisch) | | 67,00 |
| DCA3630 | Küschall-Armlehne, abnehmbar; höhenstellbar; abschwenkbar; kurzes Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6) | | 129,00 |
| DCA3640 | Armlehne Hemi, abnehmbar; höhenstellbar; abschwenkbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch) | | 205,00 |
| FARBEN UND DESIGN | | | |
| RAHMENFARBE | | | |
| DCA4000 | Tiefschwarz (RAL 9005) | | <input type="radio"/> |
| DCA4010 | Anthrazitgrau (RAL 7016) | | <input type="radio"/> |
| DCA4020 | Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau) | | <input type="radio"/> |
| DCA4030 | Karminrot (RAL 3002) | | <input type="radio"/> |
| DCA4040 | Verkehrsblau (RAL 5017) | | <input type="radio"/> |
| DCA4060 | Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4100 | Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4130 | Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4145 | Perlnachtblau (RAL 5026) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4150 | Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4170 | Dynamite-Orange ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4180 | Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾ | 256,00 | |
| DCA4050 | Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!) | | auf Anfrage |
| ¹⁾ Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage | | | |
| STYLING | | | |
| DCA4190 | Design-Element | | 133,00 |
| DCA4195 | Küschall Markenlogo | | ◆ |
| FARBE DESIGN-ELEMENT | | | |
| DCA4200 | Schwarz | | <input type="radio"/> |
| DCA4210 | Dunkelgrau | | <input type="radio"/> |
| DCA4220 | Hellgrau | | <input type="radio"/> |
| DCA4230 | Rot | | <input type="radio"/> |
| DCA4240 | Blau | | <input type="radio"/> |
| DCA4250 | Gold | | <input type="radio"/> |
| FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO | | | |
| DCA4300 | Schwarz | | <input type="radio"/> |
| DCA4310 | Rot | | <input type="radio"/> |
| VORDERRÄDER | | | |
| DCA5050 | 4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit) | | <input type="radio"/> |
| DCA5100 | 4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit) | | <input type="radio"/> |
| DCA5150 | 4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit) | 92,00 | |
| DCA5200 | 4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit) | 112,00 | |
| DCA5250 | 4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit) | 112,00 | |
| DCA5300 | 5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit) | | <input type="radio"/> |
| DCA5350 | 5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit) | | <input type="radio"/> |
| DCA5400 | 5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit) | 92,00 | |
| DCA5450 | 5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit) | 112,00 | |



Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



Weitere Rahmenfarben:




| | | | |
|--|--|--|--------|
| DCA5500 | 5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit) | | 112,00 |
| DCA5550 | 6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit) | | ○ |
| DCA5600 | 6" Luftrad (31 mm breit) | | ○ |
| DCA5650 | 7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit) | | ○ |
| HINTERRÄDER | | | |
| DOPPELGREIFREIFEN | | | |
| DCA6000 | Doppelgreifreifen rechts, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen ¹⁾ | | 752,00 |
| DCA6010 | Doppelgreifreifen links, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen ¹⁾ | | 752,00 |
| ¹⁾ NC: Radstandsverlängerung, Hinterradposition 4, 5 und 6, Tetra-Clip, Radsturz 3°, Hand- und Speichenschutz, Alber Anbau Kit, Rädertasche für den Transport | | | |
| RADSTAND | | | |
| DCA6020 | Standard-Hinterradbefestigung (NC: Hinterradposition 5 und 6) | | ◆ |
| DCA6040 | Radstandsverlängerung (Bitte beachten: Adapterhülse für zweite Hinterradaufnahme muss als Ersatzteil separat bestellt werden), (NC: Hinterradposition 1, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit) | | 130,00 |
| HINTERRADPOSITION | | | |
| DCA6100 | 1. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Radsturz 3°) | | ○ |
| DCA6110 | 2. Position von vorn (NC: Alber Anbau Kit) | | ○ |
| DCA6120 | 3. Position von vorn | | ◆ |
| DCA6130 | 4. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit) | | ○ |
| DCA6140 | 5. Position von vorn | | ○ |
| DCA6150 | 6. Position von vorn | | ○ |
| TETRA-CLIP | | | |
| DCA6300 | Tetra-Clip (NC: Spinergy LXX-Hinterrad, Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit) | | 92,00 |
| HINTERRADGRÖSSE | | | |
| DCA6400 | 22" | | ○ |
| DCA6410 | 24" | | ◆ |
| DKA6420 | 25" | | ○ |
| DKA6430 | 26" (NC: Radsturz 3°) | | ○ |
| HINTERRADAUSFÜHRUNG | | | |
| DCA6510 | 22", 24", 26" Küschall® Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, 24" und 26": schwarze Nabe und schwarze Felge, 22": farblose Nabe und schwarze Felge | | ◆ |
| DCA6520 | 24", 25" High-Performance Hinterrad, Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung) | | 308,00 |
| DCA6550 | 24", 25" Spinergy LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung, Hand- und Speichenschutz Schwarz) | | 535,00 |
| DCA6580 | 22", 24", 26" Hinterrad mit Trommelbremse (NC: Alber Anbau Kit, Mountainbike-Hinterräder) | | 370,00 |
| HINTERRADBEBEIFUNG | | | |
| DCA6600 | 24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe | | ◆ |
| DCA6625 | 22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe | | 45,00 |
| DCA6630 | 24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz | | 50,00 |
| DCA6660 | 24" Pannensicher, Schwarz (NC: Performance-Bremse) | | 30,00 |
| GREIFREIFEN | | | |
| DCA6700 | 22", 24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 256,00 |
| DCA6710 | 24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm | | ◆ |
| DCA6720 | 24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 215,00 |
| DCA6740 | 24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 442,00 |
| DCA6750 | 24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 442,00 |
| DCA6760 | 24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 318,00 |
| DCA6770 | 24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | 483,00 |
| DCA6780 | 22", 24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm) | | ○ |
| DCA6790 | 22", 24", 25", 26" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm | | 129,00 |



6000 / 6010



6300



6510

6520

6550

6580



6600

6620

6625



6630


6660



6700

6710

6720



6780

6790

6740

| RADSTURZ | | | |
|--|--|--|--------|
| DCA6820 | 0° | | ◆ |
| DCA6840 | 3° (NC: Performance-Bremse) | | ○ |
| HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (NC: Performance Bremse) | | | |
| DCA6900 | 22", 24", 26" Transparent | | 143,00 |
| DCA6910 | 22", 24", 26" Schwarz | | 191,00 |
| ALBER ANBAU KIT | | | |
| DCA6950 | E-Motion M25 und Twion Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), (NC: Ankipphilfen, Stockhalter) | | 926,00 |
| SICHERHEIT | | | |
| BREMSEN | | | |
| DCA7200 | Ziehbremse | | 46,00 |
| DCA7210 | Standard-Druckbremse, Bremshebel gebogen | | ◆ |
| DCA7220 | Standard-Druckbremse, Bremshebel gerade | | ○ |
| DCA7230 | Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte) | | 71,00 |
| DCA7240 | Aktiv-Bremse | | 71,00 |
| DCA7250 | Aktiv-Bremse, leicht | | 98,00 |
| DCA7300 | Bremshebelverlängerung für Standard-Druckbremse oder Ziehbremse (in Kombination mit Standard-Druckbremse nicht möglich mit Beinstützen 70°, 80° und höhenverstellbar) | | 36,00 |
| SICHERHEITZUBEHÖR | | | |
| DCA7500 | Kippschutz, wegschwenkbar; rechts | | 123,00 |
| DCA7510 | Kippschutz, wegschwenkbar; links | | 123,00 |
| DCA7520 | Kippschutz, wegschwenkbar; beidseitig | | 242,00 |
| DCA7600 | Transportbefestigungs-Kit (Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte) | | 50,00 |
| POSITIONIERUNGSGURTE | | | |
| DCA7800 | Positionierungsgurt mit Klippverschluss | | 81,00 |
| DCA7810 | Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg) | | 180,00 |
| DCA7820 | Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg) | | 180,00 |
| DCA7830 | Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg) | | 180,00 |
| REFLEKTOREN | | | |
| DCA7900 | Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen | | ◆ |
| DCA7910 | Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt | | ○ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite) | | | |
| DCA8000 | Hinterrahmenschutz | | 30,00 |
| DCA8010 | Vorderrahmenshützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss) | | 57,00 |
| DCA8100 | Ankipphilfe rechts (NC: Stockhalter rechts) | | 50,00 |
| DCA8110 | Ankipphilfe links (NC: Stockhalter links) | | 50,00 |
| DCA8120 | Ankipphilfe beidseitig (NC: Stockhalter rechts und links) | | 98,00 |
| DCA8200 | Stockhalter rechts | | 50,00 |
| DCA8210 | Stockhalter links | | 50,00 |
| DCA8300 | Transiträder 3" | | 205,00 |
| DCA8450 | Therapietisch | | 287,00 |
| DCA8550 | Werkzeugsatz | | 10,00 |
| DCA8650 | Rädertasche für den Transport | | 77,00 |
| DCA8680 | 24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse) | | 708,00 |
| DCA8800 | Bodypoint Wadenband | | 123,00 |
| DCA8850 | Bodypoint Tasche | | 118,00 |
| SERVICEPAUSCHALE | | | |
| I607806 | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig) | | 150,00 |




Tabelle 1: Übersicht Rahmenart in Abhängigkeit zu Vorderradaufnahme, -größe und Sitzhöhe vorne

| Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Standard | | | | | | | | | Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Hemi | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|---|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| Vorderradaufnahme | Hochmontiert | | | | Standard | | | | Vorderradaufnahme | Hochmontiert | | | | Standard | | | |
| | Vorderradgröße | | | | Vorderradgröße | | | | | Vorderradgröße | | | | Vorderradgröße | | | |
| Sitzhöhe vorne | 4" | 5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 6" | 7" | Sitzhöhe vorne | 4" | 5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 6" | 7" |
| 370 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 370 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 380 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 380 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 390 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 390 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 400 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 400 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 410 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 410 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 420 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 420 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 430 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 430 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 440 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 440 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 450 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 450 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 470 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 470 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 480 mm | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 490 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 490 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 500 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 510 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 510 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 520 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 520 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 530 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 530 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

| Bedingungen für Hemi-Rahmen abschwenkbar | | | | |
|--|----------------|-------|-------|------|
| Sitzhöhe vorne | Vorderradgröße | | | |
| | 4" | 5" | 6" | 7" |
| 370 mm | Hemi* | ✗ | ✗ | ✗ |
| 380 mm | Hemi | Hemi* | ✗ | ✗ |
| 390 mm | Hemi | Hemi* | ✗ | ✗ |
| 400 mm | Hemi | Hemi* | Hemi* | ✗ |
| 410 mm | Std* | Hemi | Hemi* | ✗ |
| 420 mm | Std* | Hemi | Hemi* | ✗ |
| 430 mm | Std* | Hemi | Hemi | ✗ |
| 440 mm | Std | Std* | Hemi | ✗ |
| 450 mm | Std | Std* | Hemi | ✗ |
| 460 mm | Std | Std* | Std* | Hemi |
| 470 mm | Std | Std | Std* | Hemi |
| 480 mm | Std | Std | Std* | Hemi |
| 490 mm | Std | Std | Std | Std* |
| 500 mm | Std | Std | Std | Std* |
| 510 mm | Std | Std | Std | Std* |
| 520 mm | Std | Std | Std | Std |
| 530 mm | Std | Std | Std | Std |

| | |
|-------------------|---|
| Hemi*/Std* | mit Höhenadapter |
| | Weitere SHv bitte als Sonderbau anfragen. |

| Fester Vorderrahmen | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|
| Vorderradaufnahme | Hochmontiert | | | | Standard | | | |
| | Vorderradgröße | | | | Vorderradgröße | | | |
| Sitzhöhe vorne | 4" | 5" | 6" | 7" | 4" | 5" | 6" | 7" |
| 370 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 380 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 390 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 400 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 410 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 420 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 430 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 440 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 450 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 460 mm | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 470 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 480 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 490 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 510 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 520 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 530 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu Unterschenkellänge, Fußauflagen- und Rahmenart

| | | Konfiguration möglich | | STD | | Fußauflage Standardposition | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|-------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|--|
| X | | Konfiguration nicht möglich | | H | | Fußauflage hochmontiert | | | | | | | |
| | | Fußauflage Kunststoff (2-teilig) | | | | Fußauflage Carbon 2-teilig | | | | Fußauflage Carbon 1-teilig | | | |
| | | Rahmenart | | | | | | | | | | | |
| UL | wegschwenkbar | | fest | | wegschwenkbar | | fest | | wegschwenkbar | | fest | | |
| | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | 70° | 80° | |
| 200 mm | X | X | H | H | X | X | H | H | X | X | X | X | |
| 210 mm | X | X | H | H | X | H | H | H | X | X | X | X | |
| 220 mm | X | X | H | H | H | H | H | H | X | X | X | X | |
| 230 mm | X | X | H | H | H | H | H | H | X | X | X | X | |
| 240 mm | X | H | H | H | H | H | H | H | X | X | X | X | |
| 250 mm | X | H | H | H | H | H | H | H | X | X | X | X | |
| 260 mm | H | H | H | H | H | H | H | H | X | X | X | X | |
| 270 mm | H | H | H | H | H | STD | H | H | X | STD | X | X | |
| 280 mm | H | H | H | H | H | STD | H | H | X | STD | X | X | |
| 290 mm | H | H | H | H | STD | STD | H | H | STD | STD | X | X | |
| 300 mm | H | H | H | H | STD | STD | H | STD | STD | STD | X | STD | |
| 310 mm | H | H | H | H | STD | STD | H | STD | STD | STD | X | STD | |
| 320 mm | H | STD | H | H | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 330 mm | H | STD | H | H | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 340 mm | H | STD | H | H | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 350 mm | STD | STD | H | H | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 360 mm | STD | STD | H | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 370 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 380 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 390 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 400 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 410 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 420 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 430 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 440 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 450 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 460 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 470 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 480 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 490 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 500 mm | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| 510 mm | STD | X | STD | X | STD | X | STD | X | STD | X | STD | X | |

Tabelle 4: Übersicht Bremstyp in Abhängigkeit zu Hinterradgröße, -position und Sitztiefe

| Brems- typ | Sitztiefe | 22" Hinterrad | | | | | | 24" Hinterrad | | | | | | 25" Hinterrad | | | | | | 26" Hinterrad | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| | | Hinterradposition | | | | | | Hinterradposition | | | | | | Hinterradposition | | | | | | Hinterradposition | | | | | |
| | | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Druckbremse | 320 - 380 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 400 mm | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 420 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 440 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziehbremse | 320 - 380 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 400 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance- Bremse | 320 - 380 mm | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 400 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiv-Bremse | 320 - 380 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 400 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 420 mm | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 440 mm | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiv-Bremse, leicht | 320 - 380 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 400 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- ✗ nicht kompatibel
- ✗ nicht kompatibel mit abschwenkbaren Beinstützen

Tabelle 5: Kippschutz in Abhängigkeit zu Sitzhöhe vorne, Sitzhöhe hinten und Hinterradgröße

| Hinterradgröße | SHh in mm | SHv in mm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 22" | 370 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 390 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | 400 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | 410 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 420 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | 430 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 450 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 470 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24" | 390 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | 400 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | 410 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 420 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | 430 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 450 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 470 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 490 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25" | 410 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 420 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | 430 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 450 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 470 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 490 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 500 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26" | 420 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | 430 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 450 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 470 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 490 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Tabelle 6: Höhenverstellbare Beinstützen in Abhängigkeit zu Unterschenkelänge und Sitzhöhe vorne

| SHv UL | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 390 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 400 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 410 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 420 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 450 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 460 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 470 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 490 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 510 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 520 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 530 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tabelle 7: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken

| Sitzbreite in mm | Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite | | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | E2 / Elite E2 Deep | | | | | | |
| | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| 280 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 300 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 320 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 340 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 360 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 420 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

| Sitzbreite in mm | Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2 | | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| 280 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 300 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 320 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 340 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 360 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 400 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 420 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 440 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 460 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 480 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 500 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Tabelle 8: Invacare Matrix Positionierungsrücken in Verbindung mit Rückenausführung

| | | Fester Rücken ohne Lumbalnick DCA2110 | | | | | | | |
|---------|--|---|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Rückenhöhe (mm) | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 bis 510 |
| DCA2300 | Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2305 | Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2310 | Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2315 | Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2316 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2317 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2318 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2320 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2322 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2325 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2330 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ |
| DCA2331 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ |
| DCA2332 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2334 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2335 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2340 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2345 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2350 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2355 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ |
| DCA2357 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ |
| | | Winkeleinstellbarer Rücken DCA2130 | | | | | | | |
| | Rückenhöhe (mm) | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 bis 510 |
| DCA2300 | Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2305 | Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2310 | Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2315 | Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2316 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2317 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2318 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2320 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2322 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2325 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2330 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | ✓ | ✓ |
| DCA2331 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | ✓ | ✓ |
| DCA2332 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2334 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2335 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2340 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2345 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2350 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2355 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | ✓ | ✓ |
| DCA2357 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | DCA2440 | ✓ | ✓ |
| | | Faltbarer Rücken, winkeleinstellbar DCA2140 | | | | | | | |
| | Rückenhöhe (mm) | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 bis 510 |
| DCA2300 | Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2305 | Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2310 | Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2315 | Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2316 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2317 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2318 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2320 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2322 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2325 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2330 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ |
| DCA2331 | Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ |
| DCA2332 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2334 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2335 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2340 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2345 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2350 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCA2355 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ |
| DCA2357 | Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm | ✗ | ✗ | ✗ | DCA2440 | DCA2440/ DCA2400 | DCA2440/ DCA2400 | ✓ | ✓ |

✗ Konfiguration nicht möglich
 DCA2440 nur möglich mit Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert (DCA2440)
 DCA2440/ DCA2400 nur möglich mit Schiebegriffe höhenverstellbar, integriert (DCA2440) oder ohne Schiebegriffe (DCA2400)
 DCA2400