



erivo – der komfortable und faltbare Elektrorollstuhl für neue Wege.

Der erivo ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745.

Aufgrund der besonderen Federung und den höheren Hindernissüberwindungen ist der Erivo R10 und R11 besonders für lange Tagesstrecken (Akku bis 35 km Reichweite) und holprige Strecken geeignet.



erivo carbon – der leichte und faltbare Elektrorollstuhl für urbane Mobilität.

Der erivo ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745.

Der besonders leichte und transportable Erivo Carbon ist für Ausflüge in der Stadt bestens geeignet, oder wenn ein sehr leichtes und einfaches Ein- und Ausladen im Kofferraum ein wichtiges Thema ist.

47/0001.6.01.01 Erivo Carbon AT_04/2026
@Alber GmbH, Albstadt.
Technische Änderungen vorbehalten.



erivo[®] carbon



NEU

Leben: erleben.

erivo carbon – der leichte und faltbare Elektrorollstuhl für urbane Mobilität.



invacare.at

Ihr:e Fachhändler:in:

Großstadt? Kleinigkeit.

Dein kompakter Begleiter für den urbanen Alltag.

Der erivo carbon ist gemacht für ein Leben in Bewegung. Für volle Straßen, kurze und längere Wege, spontane Besorgungen und all die Orte, die deinen Alltag in der Stadt ausmachen.

Mit nur einem Handgriff lässt sich der erivo carbon kompakt zusammenfallen und genauso schnell wieder aufstellen. Das macht ihn ideal für Menschen, die sich flexibel durch die Stadt bewegen wollen und Wert auf ein Hilfsmittel legen, das sich genauso modern anfühlt, wie es aussieht.

Seine klare Formsprache, die hochwertige Verarbeitung und die smarte Ausstattung zeigen sofort, dass der erivo carbon mehr ist als nur ein Elektrorollstuhl. Er ist ein urbaner Begleiter, der sich nahtlos in deinen Alltag einfügt – ob in der Bahn oder auf dem Weg zum Lieblingscafé.

Durch seine Wendigkeit und durch die Rollator-Funktion auch bestens indoor geeignet.



Außen hui – innen wow.

Der erivo carbon überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern vor allem durch das, was in ihm steckt. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, den Alltag einfacher, sicherer und flexibler zu machen.

Von der intelligenten Faltechnik über die präzise Steuerung bis hin zu durchdachten Komfortlösungen zeigt sich: Hier wurde nicht nur gestaltet, sondern konsequent mitgedacht.

LIEFERUMFANG & KOMPONENTEN

Beste Rahmenbedingungen.

Klappbare Armlehnen
Für komfortables Ein- und Aussteigen.



Höhenverstellbare und klappbare Fußstütze
Passe ganz unkompliziert die Höhe der Fußstütze an – für eine ergonomisch ideale Sitzposition.

Tasche an der Rückenlehne
Die magnetisch verriegelnde Tasche bietet zusätzlichen Stauraum und ist jederzeit griffbereit.



Akku mit integriertem Rücklicht
Akku mit einer Reichweite bis zu 25 km (20 Ah/480 Wh) oder ein leichter und flugtauglicher Akku mit 15 km Reichweite (12 Ah/288 Wh).

Licht & USB-A/USB-C-Anschluss
Das Licht sorgt für beste Sicht und der USB-Anschluss versorgt jederzeit dein Smartphone mit Strom.



Rahmen aus Carbon
Stabil und leicht zugleich: Der gesamte Rahmen ist aus hochwertigem Carbon gefertigt. Gewicht Rollstuhl inkl. Akku unter 20 kg.



Gurt
Der Sicherheitsgurt sorgt für stabilen Halt und ein sicheres Sitzgefühl, auch auf längeren Strecken oder bei häufigem Anfahren und Stoppen.



Ladegerät
Das kompakte Ladegerät lädt den Akku des erivo carbon zügig wieder auf. Laden ist direkt am entnommenen Akku oder über das Bediengerät möglich.



Korb unter dem Sitz
Der praktische Korb unter dem Sitz schafft extra Stauraum, der bequem von der Sitzposition aus genutzt werden kann.