



Küschall®
COMPACT *attract neuro*

EINFACH.
ZEITLOS.



Küschall.com



COMPACT *attract neuro*

Der küschall Compact attract neuro ist das ideale Einstiegsmodell für alle Nutzer, die einen zuverlässigen und faltbaren Adaptivrollstuhl suchen. Vielfältige Einstellmöglichkeiten gewährleisten eine stabile Sitzposition, Wendigkeit und einen einfachen Antrieb.

Er ist vielseitig einsetzbar, bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinen abnehmbaren Beinstützen optimiert er jeden Transfer. Zudem machen ihn die vier matt-strukturierten Farben zu einem ansprechenden Begleiter für Jedermann.

Dank seiner vielfältigen Einstellmöglichkeiten ist er seit Jahren eine zuverlässige Option für Menschen mit neurologischen Erkrankungen.





TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

360 - 500 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

360 - 500 mm
in 25 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

380 - 460 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

405 - 495 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SITZHÖHE

Vorn: 430 - 520 mm
Hinten: 400 - 490 mm
in 10 mm Schritten



MAX. SICHERE NEIGUNG

7°



GESAMTBREITE

SB +180 mm



GESAMTLÄNGE

70°: ca. 985 mm
90°: ca. 895 mm



WENDEKREIS

920 - 1125 mm



GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 280 mm



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 11,3 kg



TRANSPORT GEWICHT

ca. 8,7 kg



MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Crash getestet gem.
ISO 7176-19



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich

Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at