


Invacare® H140 - H144 Aqua




- Besonders schlag- und kratzfeste **Haltegriffe** aus Kunststoff
- Sicheres Greifen durch ergonomische Form
- Für die individuelle Versorgung in fünf verschiedenen Längen erhältlich
- Belastbarkeit bis 120 kg

Invacare® H160 Balnea



- **Haltegriff** für die Badewanne
- Ergonomische Form: für eine natürliche Hand- und Armhaltung beim Transfer
- Einfache, werkzeuglose Montage mittels Schnappverschluss
- Sichere Befestigung auf dem Wannенrand durch Klemmmechanismus
- Belastbarkeit bis 120 kg


Invacare® H335 / Invacare® H345



- Platz sparend: **Stützklappgriff** wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben geklappt und arretiert
- *Invacare H345*: Variante für zusätzliche Stabilität auch mit höhenverstellbarem Stützbein erhältlich
- Stützbein klappt automatisch ein, wenn der Griff nach oben geklappt wird
- Belastbarkeit bis 125 kg

Schrauben sind bei diesen Produkten im Lieferumfang nicht enthalten.

Invacare® H170 / H171 / H172 Stileo



- **Saughaltegriff** für das Bad zur vorübergehenden Unterstützung
- Einfache und schnelle Montage durch Vakuumhebel
- Einfache und sichere Überprüfung der Festigkeit durch Saugkraftindikator
- Belastbarkeit bis 30 kg

Technische Daten

Bestellnummern	Haltegriff						Stützklappgriff		Saughaltegriff		
	Invacare® H140	Invacare® H141	Invacare® H142	Invacare® H143	Invacare® H144	Invacare® H160	Invacare® H335	Invacare® H345	Invacare® H170	Invacare® H171	Invacare® H172
VPE: 1 Stück	1525875	1525876	1525877	H143	H144	1526067	H335		1606979	1546225	1546226
VPE: 1 Stück (mit Stützbein)								H345			
VPE: 3 Stück									1606999	1526476	1526477
VPE: 4 Stück						1522374					
Weiteres											
Gewicht	0,3 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg	2,2 kg	3,0 kg	3,5 kg	0,35 kg	0,5 kg	0,6 kg
Belastbarkeit	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	125 kg	125 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Blau-Weiß	Blau-Weiß	Blau-Weiß