

 **AVIVA FX**

**Modulite**

SÆDESYSTEM



**Smart og moderne forhjulsdrevet el-kørestol**

Sædeenhed og køreegenskaber kan tilpasses individuelt



**Yes, you can.®**

AVIVA FX

# Helt ny køreoplevelse

## Design. Teknologi. Egenskaber.

AVIVA FX er en forhjulsdrevet el-kørestol, der tilbyder nyt design, ny teknologi og nye muligheder.

AVIVA FX har et unikt affjedringssystem, der giver enestående komfort og fremragende køreegenskaber.

AVIVA FX leveres som standard med et fleksibelt, komfortabelt og modulopbygget Modulite sædesystem.

**Oplev en verden fyldt med nye muligheder.**



AVIVA FX

# Design. Teknologi. Egenskaber.

AVIVA FX skal opleves. Et smart design med rene linjer, elegante detaljer og en lækker finish. God affjedring, kraftige motorer og stor batterikapacitet giver komfort, manøvreedygtighed og overskud til de længere ture.

**Nyd en premium køreoplevelse.**



**AVIVA FX** har mange smarte og praktiske detaljer. Afbryder, der efterlever flyselskabernes krav ifm rejser. Led lys med kraftigt hvidt lys. Let adgang til frikobling af motorer.

## LiNX G-Trac

LiNX G-trac giver ekstra retningsstabilitet og gør det lettere for brugeren at manøvrere med mindre korrektion. G-trac sikrer stabil retning på bl.a. ujævnt underlag, over dørtrin og tæppekanter, samt ved kørsel på dæk med for lidt luft.

## 4Sure® Affjedringssystem

AVIVA FX er designet med et nyt affjedringssystem. Det nye affjedringssystem sikrer forbedret kraftoverførsel og vejgreb på alle former for underlag. Affjedringen isolerer og minimerer sædeenheden mod stød, bump og vibrationer.

## Køreegenskaber

Kombinationen af støddæmpning og affjedring giver maksimal komfort, sikkerhed og sikrer, at sædeenheden forbliver mere stabil ved kørsel op eller ned ad forhindringer.

## 4-punkts svinghjulsophæng

Et superfleksibelt 4-punkts svinghjulsophæng giver bedre klatreevner selv ved lave hastigheder, hvilket giver brugeren ekstra komfort og kontrol - Specielt for borgere med dårlig kontrol/balance i overkroppen eller med smerter i ryg og arme.

**AVIVA FX**

# Modulite sædesystem

Modulite er et fleksibelt, komfortabelt og modulopbygget sædesystem, der dækker de fleste kørestolsbrugeres ønsker og behov. Med Modulite er det muligt at sikre god positionering, optimal siddestilling og ergonomi ved at kombinere med produkter fra vores store udvalg af rygge, puder, armlæn, benstøtter og øvrige tilbehør.

## Omdrejningspunkter

Modulites omdrejningspunkter matcher kroppens egne naturlige drejepunkter for hofter og knæ.

## Aflastning og hvile

Justerbar kip og ryg sikrer bl.a., at bruger kan ændre siddestilling, ændre på tyngdepåvirkningen af kroppen, blive aflastet og komme i hvilestilling.

## C-profil

C-profil langs begge sider giver mulighed for justering af ryg og armlæn samt montering af tilbehør.



## Udskiftelige rygge

Udskiftelige rygge, der passer til individuelle sidde- og positioneringsbehov fx Flex 3 stropryg, Matrix fastryg, støb m.m.

## Benstøtter og armlæn

Stort udvalg af benstøtter, armlæn og armlænsputer. Benstøtterne kan være faste, manuelt og/eller elektrisk justerbare, m/u lægpuder, center eller sidehængt.

## Trinløs justerbar sædeenhed

Sædeenheden kan tilpasses i dybde, bredde og højde efter ønsker og behov.



Trådløs programmerbar

REM400  
styreboks

3.5"

Farve  
touchskærm



Opdateringer og individuel programmering i real-time via Bluetooth.

# Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Sædebredde ▼	Sædedybde ▼	Sædehøjde fra gulv ▼	Ryghøjde ▼	Armlænsøjde ▼	Længde på benstøtte ▼	Sædetilt ▼
380 - 530 mm <sup>1,2</sup>	410 - 510 mm <sup>2</sup>	430, 470, 495, 520 mm <sup>3</sup>	480, 540, 560 mm <sup>2,5</sup>	245 - 310 / 295 - 360 mm <sup>2</sup>	280 - 460 mm <sup>6</sup>	0 - 30° <sup>4</sup>
Rygsvinkel ▼	Totalhøjde ▼	Totallængde inkl. benstøtte ▼	Totallængde uden benstøtte ▼	Chassisbredde ▼	Max. brugervægt ▼	Batterikapacitet ▼
90° - 120° <sup>2</sup>	1000 - 1335 mm <sup>8</sup>	1205 mm <sup>8</sup>	1070 mm <sup>8</sup>	618 mm <sup>7</sup>	136 kg	73.5 Ah (C20)
Vendediameter ▼	Max. højde på forhindringer ▼	Max. hældning ▼	Motoreffekt ▼	Hastighed ▼	Kørestrækning ▼	Vægt ▼
1240 mm	83 mm	9°	2 x 340 W	12 km/t	Op til 35.5 km <sup>9</sup>	105 - 185.2 kg <sup>8</sup>

<sup>1</sup> Sædebredden kan udvides med 50 mm ved at flytte armlænenne udad

<sup>2</sup> Andre mål kan leveres på forespørgsel

<sup>3</sup> Målt fra gulv til sædeplade

<sup>4</sup> Større tilt kan leveres på forespørgsel

<sup>5</sup> Målt fra sædeplade

<sup>6</sup> Målt fra fodplade til sædeplade

<sup>7</sup> Bredde på hjulbase

<sup>8</sup> Afhængig af konfigurationen

<sup>9</sup> I henhold til ISO 7176-4:2008

<sup>10</sup> Invacare Modulite™ anvender dele, der er kompatible med Invacare's program til de manuelle kørestole. Det giver mulighed for at udveksle dele, justere på sædeenheden og forbedre siddekomforten i forhold til brugerens ønsker og behov og giver samtidig stor genbrugsværdi.

## Farve på chassis: Sort

## Farver på hjulkapsler



Tlf: +45 3690 0000  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark



© 2023 Invacare International GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. AVIVA FX Modulite EU - 09/23



Yes, you can.