

AVIVA FX40 MPS Maxx Verticalisateur



DE SERIE !

- 178° de verticalisation
- Bascule d'assise à translation de 0° à 45°
- Inclinaison de dossier à compensation jusqu'à 170°
- Lift jusqu'à 18 cm
- Repose-jambes central électrique
- Electronique LiNX - REM400
- Gyro LiNX G-trac


Prix Public TTC

24 265,00 €



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 604 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 470 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah (jusqu'à 27 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 83 mm
	Poids max utilisateur 113 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



Description			Commentaires		
<p>A remplir - Mesure en centimètre</p> <p>Taille de l'utilisateur (cm) :</p> <p>Poids de l'utilisateur (kg) :</p> <p>A. Coussin d'assise à l'épaule (cm) :</p> <p>B. Profondeur du tronc (cm) :</p> <p>C. Largeur de torse (cm) :</p> <p>D. Du dossier à l'arrière du genou (cm) Gauche : droit :</p> <p>E. Coussin d'assise jusqu'au dessus de tête (cm) :</p> <p>F. Du coude à la main (cm) :</p> <p>G. Coussin d'assise au coude (cm) :</p> <p>H. Largeur des hanches (cm) :</p> <p>I. Longueur UL (cm) Gauche : Droit :</p> <p>Epaisseur du coussin (cm) :</p>					
<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix					
Invacare® AVIVA® FX Vertic			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JEA0000	<input type="checkbox"/> Invacare® AVIVA® FX Vertic - Code LPPR 9111244		23 000,00	24 265,00	5 187,48
Verticalisation					
JEA0100	<input type="checkbox"/> Verticalisation - Inclus : barre rembourrée pectorale amovible et appuis sous-rotuliens, réglables en hauteur et en profondeur		◆	◆	
ASSISE					
Hauteur sol-plaque d'assise					
JEA0200	<input type="checkbox"/> 470 mm		◆	◆	
JEA0210	<input type="checkbox"/> 495 mm		○	○	
Bascule d'assise et inclinaison de dossier					
JEA0300	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique à translation MPS Maxx de 0° à 45° et inclinaison dossier électrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°		◆	◆	
Module de verticalisation					
JEA0400	<input type="checkbox"/> Module de verticalisation MPS		◆	◆	
Elevateur d'assise					
JEA0500	<input type="checkbox"/> Elevateur d'assise 7" (18cm)		◆	◆	
Largeur d'assise réglable par pas de 25 mm (Préréglage d'usine)					
JEA0600	<input type="checkbox"/> 405 mm		○	○	
JEA0610	<input type="checkbox"/> 430 mm		○	○	
JEA0620	<input type="checkbox"/> 455 mm		○	○	
JEA0630	<input type="checkbox"/> 485 mm		○	○	
JEA0640	<input type="checkbox"/> 510 mm		○	○	
Profondeur d'assise réglable en continu (Préréglage d'usine)					
JEA0700	<input type="checkbox"/> 405 mm		○	○	
JEA0710	<input type="checkbox"/> 430 mm		○	○	
JEA0720	<input type="checkbox"/> 455 mm		○	○	
JEA0730	<input type="checkbox"/> 485 mm		○	○	
JEA0740	<input type="checkbox"/> 510 mm		○	○	
Coussin d'assise					
JEA0800	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Libra - housse Startex biextensible noire		◆	◆	
JEA0810	<input type="checkbox"/> Mesh pour Libra - housse Spacetex (Mesh)		○	○	
Harnais					
JEA0900	<input type="checkbox"/> Harnais rembourré 2 points		◆	◆	
JEA0910	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, Small (75 mm x 395 mm)		113,74	120,00	
JEA0920	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, Medium (100 mm x 464 mm)		118,48	125,00	
JEA0930	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, large (114 mm x 546 mm)		118,48	125,00	
JEA0940	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, Small (63.5 mm x 395 mm)		180,09	190,00	
JEA0950	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, Médium (83 mm x 464 mm)		175,36	185,00	
JEA0960	<input type="checkbox"/> Support de tronc antérieur Monoflex, ouverture centrale, large (89 mm x 546 mm)		161,14	170,00	



0910 / 0920
0930



0940 / 0950 /
0960

Invacare® AVIVA® FX Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Barre de maintien						
JEA0970	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien enveloppée de mousse - Montage à gauche	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	◆	◆	 0970 / 0980
JEA0980	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien enveloppée de mousse - Montage à droite	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○	○	
JEA0990	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien à coussin plat - Montage à gauche	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	○	○	 0990 / 1000
JEA1000	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien à coussin plat - Montage à droite	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○	○	
Tablette						
JEA1010	<input type="checkbox"/>	Tablette à hauteur réglable en plastique (533 mm x 305 mm), montage à gauche	NC : 3110, 3130, 3150, 3170	502,37	530,00	
JEA1020	<input type="checkbox"/>	Tablette à hauteur réglable en plastique (533 mm x 305 mm), montage à droite	NC : 3100, 3120, 3140, 3160	502,37	530,00	
Ceintures						
JEA1030	<input type="checkbox"/>	Bouton à pousser, longueur 1220 mm		○	○	
JEA1040	<input type="checkbox"/>	Bouton à pousser, longueur 1524 mm		◆	◆	
JEA1050	<input type="checkbox"/>	Bouton à pousser, longueur 1803 mm		○	○	
JEA1060	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint sous-abdominale rembourrée 2 points		113,74	120,00	 1060
JEA1070	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint sous-abdominale rembourrée 4 points		139,34	147,00	 1070
Appui-tête						
JEA1100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 6"		○	○	 1100
JEA1110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10"		◆	◆	1110
JEA1120	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 14"		○	○	
JEA1130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9"		427,49	451,00	 1130
JEA1140	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 12"		427,49	451,00	 1140
JEA1150	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 9"		559,24	590,00	 1150
JEA1160	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 12"		559,24	590,00	 1160
Housse de l'appui-tête						
JEA1170	<input type="checkbox"/>	Housse PU bi-extensible		◆	◆	
Support d'appui-tête						
JEA1180	<input type="checkbox"/>	Support fixe, non amovible	NC : 1510 à 1550	○	○	
JEA1190	<input type="checkbox"/>	Support <i>Elan</i> Standard, multi-réglable, 38 cm de hauteur		◆	◆	 1180
JEA1200	<input type="checkbox"/>	Support <i>Elan</i> rallongé, multi-réglable, 38 cm de hauteur		○	○	
JEA1210	<input type="checkbox"/>	Support <i>Loxx</i> , Standard, 38 cm		○	○	 1190
JEA1220	<input type="checkbox"/>	Support <i>Loxx</i> , Mini, 28 cm		○	○	 1200
Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier avec 200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier recommandé)						
JEA1300	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1310	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○	○	 1210 1220
JEA1320	<input type="checkbox"/>	555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1330	<input type="checkbox"/>	580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○	○	
JEA1340	<input type="checkbox"/>	610 mm	NC : 1630, 1640	○	○	
JEA1350	<input type="checkbox"/>	635 mm	NC : 1630, 1640	○	○	
JEA1360	<input type="checkbox"/>	660 mm	NC : 1640	○	○	
JEA1370	<input type="checkbox"/>	685 mm	NC : 1640	○	○	
JEA1380	<input type="checkbox"/>	710 mm		○	○	 1400
Type de dossier Standard						
JEA1400	<input type="checkbox"/>	Dossier standard	NC : Dossier <i>Matrx</i>	○	○	 1500
Type de dossier <i>Matrx</i> (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
JEA1500	<input type="checkbox"/>	<i>High Back</i>	NC : 1600, 1610	◆	◆	
JEA1510	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i>	NC : 1600	○	○	
JEA1520	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite TR</i>	NC : 1600	798,10	842,00	
JEA1530	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2 Deep</i>	NC : 1600, 2200 à 2270	798,10	842,00	
JEA1540	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i>	NC : 1610, 2200 à 2270	798,10	842,00	
JEA1550	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back Deep</i>	NC : 1610, 2200 à 2270	798,10	842,00	 1510 1530
Hauteur de dossier <i>Matrx</i> (200mm d'écart entre la plaque d'assise et le bas du dossier est recommandé)						
JEA1600	<input type="checkbox"/>	305 mm		○	○	
JEA1610	<input type="checkbox"/>	355 mm		○	○	
JEA1620	<input type="checkbox"/>	405 mm		○	○	
JEA1630	<input type="checkbox"/>	455 mm		○	○	
JEA1640	<input type="checkbox"/>	505 mm		○	○	 1540 1550

Invacare® AVIVA® FX Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Accoudoirs relevables et parallèles						
JEA1800	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables		◆	◆	
JEA1805	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables vers l'extérieur		203,79	215,00	
Longueur de tubes d'accoudoir						
Côté gauche						
JEA1810	<input type="checkbox"/>	Tube long accoudoir gauche		○	○	
JEA1820	<input type="checkbox"/>	Tube court accoudoir gauche		◆	◆	
Côté droit						
JEA1830	<input type="checkbox"/>	Tube long accoudoir droit		○	○	
JEA1840	<input type="checkbox"/>	Tube court accoudoir droit		◆	◆	
Manchette Standard						
Côté gauche						
JEA1850	<input type="checkbox"/>	Manchette standard longue 355 mm gauche	NC : 1970	○	○	
JEA1860	<input type="checkbox"/>	Manchette standard courte 254 mm gauche	NC : 1970	○	○	
JEA1870	<input type="checkbox"/>	Manchette longue gauche (coussin mousse Soft, longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1880	<input type="checkbox"/>	Manchette standard gauche (coussin mousse Soft longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1890	<input type="checkbox"/>	Manchette longue gauche (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	○	○	
JEA1900	<input type="checkbox"/>	Manchette standard gauche (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 1970	◆	◆	
JEA1910	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, longue 355 mm G	NC : 1970	37,91	40,00	
JEA1920	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, courte 254 mm G	NC : 1970	37,91	40,00	
JEA1930	<input type="checkbox"/>	Manchette gel courte gauche 51 x 305 mm	NC : 1970	42,65	45,00	
JEA1940	<input type="checkbox"/>	Manchette gel médium gauche 89 x 305 mm	NC : 1970	42,65	45,00	
JEA1950	<input type="checkbox"/>	Manchette gel longue gauche 89 x 355 mm	NC : 1970	52,13	55,00	
JEA1960	<input type="checkbox"/>	Gouttière gauche, 114 x 330 mm		163,98	173,00	
Appui palmaire gauche						
JEA1970	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire gauche, 114 x 127 mm		158,29	167,00	
Côté droit						
JEA2000	<input type="checkbox"/>	Manchette standard longue 355 mm, droit	NC : 2120	○	○	
JEA2010	<input type="checkbox"/>	Manchette standard courte 254 mm droit	NC : 2120	○	○	
JEA2020	<input type="checkbox"/>	Manchette longue droite (coussin mousse Soft, longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2030	<input type="checkbox"/>	Manchette standard droite (coussin mousse Soft longueur 254 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2040	<input type="checkbox"/>	Manchette longue droite (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	○	○	
JEA2050	<input type="checkbox"/>	Manchette standard droite (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2120	◆	◆	
JEA2060	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, longue 355 mm droite	NC : 2120	37,91	40,00	
JEA2070	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-position, courte 254 mm droite	NC : 2120	37,91	40,00	
JEA2080	<input type="checkbox"/>	Manchette gel courte droite 51 x 305 mm	NC : 2120	42,65	45,00	
JEA2090	<input type="checkbox"/>	Manchette gel médium droite 89 x 305 mm	NC : 2120	42,65	45,00	
JEA2100	<input type="checkbox"/>	Manchette gel longue droite 89 x 355 mm	NC : 2120	52,13	55,00	
JEA2110	<input type="checkbox"/>	Gouttière droite, 114 x 330 mm		163,98	173,00	
Appui palmaire droit						
JEA2120	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire droit, 114 x 127 mm		158,29	167,00	
CALE-TRONCS						
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, gauche (longueur x hauteur)						
JEA2200	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style XS, gauche 110 x 83 mm		236,97	250,00	
JEA2210	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style S, gauche 135 x 90 mm		236,97	250,00	
JEA2220	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style M, gauche 145 x 95 mm		236,97	250,00	
JEA2230	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style L, gauche 165 x 110 mm		236,97	250,00	



1800



1850 / 1860
2000 / 2010



1870
1880
2020
2030



1890
1900
2040



1910 / 1920
2060 / 2070



1930 / 1940
1950 / 2080



1960 / 2110



1970 / 2120



2200 / 2210
2220 / 2230

Invacare® AVIVA® FX Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin de cale-tronc MAXX fixe, droit (longueur x hauteur)						
JEA2240	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style XS, droit 110 x 83 mm	236,97	250,00		
JEA2250	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style S, droit 135 x 90 mm	236,97	250,00		
JEA2260	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style M, droit 145 x 95 mm	236,97	250,00		
JEA2270	<input type="checkbox"/>	Coussin de cale-tronc Maxx Style L, droit 165 x 110 mm	236,97	250,00		
Support de cale-tronc MAXX escamotable, gauche						
JEA2280	<input type="checkbox"/>	Fixation de cale-tronc escamotable, gauche	◆	◆		
Support de cale-tronc rallongé gauche						
JEA2290	<input type="checkbox"/>	Support de cale-tronc rallongé, gauche, 25 mm	106,16	112,00		
Support de cale-tronc MAXX escamotable droite						
JEA2300	<input type="checkbox"/>	Fixation de cale-tronc escamotable, droite	◆	◆		
Support de cale-tronc rallongé droite						
JEA2310	<input type="checkbox"/>	Support de cale-tronc rallongé, droite, 25 mm	106,16	112,00		
CALE-CUISSES						
Coussin de cale-cuisse gauche (longueur x hauteur)						
JEA2400	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse XS, gauche 140 x 102 mm	236,97	250,00		
JEA2410	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse S, gauche 178 x 152 mm	236,97	250,00		
JEA2420	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse M, gauche 229 x 102 mm	236,97	250,00		
JEA2430	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse L, gauche 330 x 102 mm	236,97	250,00		
Coussin de cale-cuisse droit (longueur x hauteur)						
JEA2440	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse XS, droite 140 x 102 mm	236,97	250,00		
JEA2450	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse S, droite 178 x 152 mm	236,97	250,00		
JEA2460	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse M, droite 229 x 102 mm	236,97	250,00		
JEA2470	<input type="checkbox"/>	Coussin cale-cuisse L, droite 330 x 102 mm	236,97	250,00		
CALE-CUISSES						
Côté gauche						
JEA2480	<input type="checkbox"/>	Fixation fixe, montée au niveau de la hanche	○	○		
JEA2490	<input type="checkbox"/>	Amovible, montée au niveau de la hanche	○	○		
JEA2500	<input type="checkbox"/>	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche	66,35	70,00		
JEA2510	<input type="checkbox"/>	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou	66,35	70,00		
JEA2520	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche	85,31	90,00		
JEA2530	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou	85,31	90,00		
Côté droit						
JEA2540	<input type="checkbox"/>	Fixation fixe, montée au niveau de la hanche	○	○		
JEA2550	<input type="checkbox"/>	Amovible, montée au niveau de la hanche	○	○		
JEA2560	<input type="checkbox"/>	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche	66,35	70,00		
JEA2570	<input type="checkbox"/>	Fixation à démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou	66,35	70,00		
JEA2580	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau de la hanche	85,31	90,00		
JEA2590	<input type="checkbox"/>	Fixation rallongée, démontage rapide, multi-réglable, montée au niveau du genou	85,31	90,00		
REPOSE-JAMBES CENTRAL						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
	<input type="checkbox"/>	Synchronisé avec la verticalisation Inclus : appuis sous-rotuliens	◆	◆		
JEA2600	<input type="checkbox"/>	Electrique BDC avec compensation	◆	◆		
		A compléter - Mesures en mm - Du genou au talon : Epaisseur du coussin (à soustraire) : Compression du coussin (à ajouter) : (de la plaque d'assise au repose pied) :			UL	
UL de réglage du repose-jambes central						
JEA2610	<input type="checkbox"/>	203 - 305 mm	NC : 2650	○	○	
JEA2630	<input type="checkbox"/>	330 - 406/430 mm	NC : 2640	○	○	



2240 / 2250
2260 / 2270



2280 / 2300



2290 / 2310



2400 2410
2450



2420 / 2460



2430 / 2470



2480 / 2490
2540 / 2550



2500 / 2510
2520 / 2530
2560 / 2570
2580 / 2590



2600

Invacare® AVIVA® FX Vertic			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Coussins d'appui-mollets (hauteur x largeur)					
JEA2640	<input type="checkbox"/>	Coussins d'appui-mollets 140mm x 102mm	○	○	
JEA2650	<input type="checkbox"/>	Coussins d'appui-mollets 190mm x 150mm	◆	◆	
Palette gauche (largeur x profondeur)					
JEA2660	<input type="checkbox"/>	Palette taille S gauche - 140 x 190 mm	○	○	
JEA2670	<input type="checkbox"/>	Palette taille M gauche - 140 x 240 mm	◆	◆	
JEA2680	<input type="checkbox"/>	Palette taille L gauche - 150 x 290 mm	○	○	
Palette droite (largeur x profondeur)					
JEA2690	<input type="checkbox"/>	Palette taille S droite - 140 x 190 mm	○	○	
JEA2700	<input type="checkbox"/>	Palette taille M droite - 140 x 240 mm	◆	◆	
JEA2710	<input type="checkbox"/>	Palette taille L droite - 150 x 290 mm	○	○	
Appuis sous-rotuliers					
JEA2720	<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotuliers modulaires avec réglable en hauteur, en profondeur et en angle	◆	◆	
JEA2730	<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotuliers modulaires avec réglage asométrique	○	○	Permet un réglage individuel des genouillères
Coussins sous-rotulien					
JEA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin de 254 mm pour genouillères	○	○	
JEA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin de 203 mm pour genouillères	◆	◆	
JEA2760	<input type="checkbox"/>	Coussin de 150 mm pour genouillères	○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX					
Commande principale pour Electronique LINX					
JEA3000	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : Commandes spéciales	○	○
JEA3010	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : Commandes spéciales	○	○
JEA3020	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆
JEA3030	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE		568,72	600,00
Option REM400					
JEA3040	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00
Montage de la commande principale (REM211/216/400)					
JEA3100	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, non escamotable	NC : 3610	◆	◆
JEA3110	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, non escamotable	NC : 3620	○	○
JEA3120	<input type="checkbox"/>	Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	○	○
JEA3130	<input type="checkbox"/>	Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	○	○
JEA3140	<input type="checkbox"/>	Support Maxx Resolve , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 3610	○	○
JEA3150	<input type="checkbox"/>	Support Maxx Resolve , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 3620	○	○
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500					
JEA3160	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 3610	◆	◆
JEA3170	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 3620	○	○
Double commande LINX					
JEA3200	<input type="checkbox"/>	Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés		677,02	714,26 714,26
JEA3210	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 3430	◆	◆
JEA3220	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 3440	○	○
Joystick Compact LINX					
JEA3300	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00
JEA3310	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00
Joysticks alternatifs, accessoires et montages					
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM					
JEX3500	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg		5 648,34	5 959,00
JEX3510	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg		5 648,34	5 959,00



2640 / 2650



2720



2730



2740 / 2750
2760

LINX



REM211



REM216



REM400
Bluetooth




REM500
Bluetooth




3120 / 3130



3140 / 3150



3160
3170



3200



3300
3310



3500
3510

Invacare® AVIVA® FX Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
JEX3600	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106		6 129,86	6 467,00	 3600
JEX3610	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
JEX3620	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
JEX3630	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoires sans fil pour ATOM						
JEX3700	<input type="checkbox"/>	Triple receveur		○	○	 3720
JEX3710	<input type="checkbox"/>	Emulation souris		○	○	
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
JEA3720	<input type="checkbox"/>	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		6 731,75	7 102,00	
Interfaces LINX						
JEA3740	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		507,11	535,00	 3740 3750
JEA3750	<input type="checkbox"/>	Module de sortie LINX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
JEA3760	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB		○	○	 3760
Embouts Joystick Bodypoint						
JEA3800	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 3800 3810
JEA3810	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
JEA3820	<input type="checkbox"/>	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 3820
JEA3830	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de couper pour réduire sa hauteur) diamètre 42		100,00	105,50	 4000
JEA3840	<input type="checkbox"/>	Poignée en T Flexible		100,00	105,50	
Utilisation des multi-fonctions de conduite						
Interrupteurs multi-fonctions						
JEA4000	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 8 contacteurs	Temporairement indisponible	805,69	850,00	 4010
JEA4010	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs	Temporairement indisponible	1 066,35	1 125,00	
Montage du clavier multi-fonctions						
JEA4030	<input type="checkbox"/>	Manchette gauche		○	○	 4030 4040
JEA4040	<input type="checkbox"/>	Manchette droite		○	○	
JEA4050	<input type="checkbox"/>	Support de joystick		○	○	 4050
JEA4060	<input type="checkbox"/>	Non monté		○	○	
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris de châssis						
JEA4130	<input type="checkbox"/>	Noir obsidien		○	○	 4130 4140 4150
JEA4140	<input type="checkbox"/>	Rouge rubis		○	○	
JEA4150	<input type="checkbox"/>	Bleu jacinthe		○	○	
JEA4160	<input type="checkbox"/>	Rose flamingo		○	○	 4160 4170 4180
JEA4170	<input type="checkbox"/>	Violet pourpre		○	○	
JEA4180	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean		○	○	
JEA4190	<input type="checkbox"/>	Vert citron		○	○	 4190 4200
JEA4200	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		○	○	
Coloris de jante						
JEA4240	<input type="checkbox"/>	Noir obsidien		○	○	 4240 4250 4260
JEA4250	<input type="checkbox"/>	Rouge rubis		○	○	
JEA4260	<input type="checkbox"/>	Bleu jacinthe		○	○	
JEA4270	<input type="checkbox"/>	Rose flamingo		○	○	 4270 4280 4290
JEA4280	<input type="checkbox"/>	Violet pourpre		○	○	
JEA4290	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean		○	○	
JEA4300	<input type="checkbox"/>	Vert citron		○	○	 4300 4310 4320
JEA4310	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		○	○	
JEA4320	<input type="checkbox"/>	Jaune		○	○	
JEA4330	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	 4330 4340
JEA4340	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
Coloris des garde-boue						
JEA4400	<input type="checkbox"/>	Garde-boue assortis au châssis		○	○	
JEA4410	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	

Invacare® AVIVA® FX Vertic			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
PERFORMANCES					
Fourches arrières					
JEA4500	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras	◆	◆	
Roues arrière					
JEA4600	<input type="checkbox"/>	8" - Bandage plein noir	◆	◆	
Roues motrices avant					
JEA0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatiques noir à crampons	◆	◆	
JEA0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage noir à crampons	○	○	
Technologie de suspension					
JEA4800	<input type="checkbox"/>	Système de suspension à 4 barres de technologie Broken-Link	◆	◆	
PERFORMANCES					
Moteurs					
JEA4905	<input type="checkbox"/>	10 km/h, programmables à 12 km/h, 4 pôles	◆	◆	
Batteries					
JEA5000	<input type="checkbox"/>	60 Ah Gel	◆	◆	
Gyroscope					
JEA05100	<input type="checkbox"/>	Module G-trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	◆	◆	
Chargeur					
JEA5210	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A	◆	◆	
Roulettes anti-bascule					
JEA5300	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule	◆	◆	
Eclairage					
JEA5400	<input type="checkbox"/>	Equipement route LED 30 Lux	492,89	520,00	
	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	◆	◆	
Accroche-taxi et kit de transport					
JEA5500	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis	◆	◆	