

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® AVIVA FX40 MPS Maxx



Silla de ruedas electrónica con Tracción delantera & Sistema de Bipedestación incluido.
Base compacta y radio de giro reducido.



Modelo **super equipado** que incluye:

Unidad de asiento multiposición MPS Maxx con:

- Respaldo reclinable electrónico hasta **170° con Sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)**
- Basculación electrónica con **desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 45°)**
- Elevación 180 mm
- Soporte de rodillas modular ajustable
- Barra de sujeción pectoral acolchada & Arnés torácico
- Reposacabezas Matrix Elan con soporte Matrix LOXX
- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- Reposabrazos abatibles y multiajustables
- Pescante Central Eléctrico

- Sistema de suspensión **4 barras con Tecnología Broken-Link**
- Dispositivo de control de trayectorias **G-Trac®**

- Mando **REM 400** con pantalla táctil a color
- Motores 4 polos **12 km/h**
- Módulo de Potencia 120A

Compatible con mandos especiales
Peso máximo usuario: 113 kg

Código provisional Prescripción (comunicado):
S0027343 (Categoría SRE 000F)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
OBLIGATORIO COMPLETAR LAS MEDIDAS - EN MM		
ALTURA USUARIO:		
PESO USUARIO:		
A. COJÍN ASIENTO A HOMBRO :		
B. PROFUNDIDAD DEL TRONCO :		
C. ANCHURA TORSO :		
D. RESPALDO A PARTE TRASERA DE LA RODILLA Izq : Der :		
E : COJÍN ASIENTO HASTA PARTE SUPERIOR CABEZA		
F : CODO HASTA MANO :		
G. COJÍN ASIENTO HASTA CODO :		
H. ANCHURA DE LAS CADERAS :		
I. HUECO POPLÍTEO HASTA TALÓN Izq : Der :		
GROSOR DEL COJÍN:		
MODELO BASE AVIVA FX		
JEA0000	☒ AVIVA FX40 MPS Maxx (604 mm/ 23.7")	28.450,00
ESPECIAL		
N	No	
JEX0001	Especial	Plazo de entrega adicional: consulte con Departamento de Atención al Cliente
ASIENTO		
JEA0100	☒ Silla de ruedas con función de Bipedestación electrónica MPS Maxx - Incluye: barra pectoral acolchada desmontable & soportes de rodillas ajustables en altura y profundidad	☒
ALTURA DE ASIENTO		
JEA0200	Altura asiento 470 mm	☐
JEA0210	Altura asiento 495 mm	☐
OPCIÓN UNIDAD DE ASIENTO		
BASCULACIÓN DE ASIENTO & RECLINACIÓN DE RESPALDO		
JEA0300	☒ Unidad de Asiento MPS Max con basculación de asiento a 45° (Desplazamiento del Centro de Gravedad) y Reclinación de respaldo a 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)	☒
MÓDULO DE VERTICALIZACIÓN		
JEA0400	☒ Módulo de Verticalización MPS	☒
ELEVACIÓN DE ASIENTO ELÉCTRICA		
JEA0500	☒ Elevación de asiento 178 mm	☒
DIMENSIONES DE ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 25 mm (ajustes de fábrica)		
JEA0600	405 mm	☐
JEA0610	430 mm	☐
JEA0620	455 mm	☐



Código	Descripción	P.V.P €
JEA0630	485 mm	○
JEA0640	510 mm	○
PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE SIN INTERVALOS (ajustes de fábrica)		
JEA0700	405 mm	○
JEA0710	430 mm	○
JEA0720	455 mm	○
JEA0730	485 mm	○
JEA0740	510 mm	○
COJÍN ASIENTO Las tallas de cojines dependen de la anchura & profundidad del asiento		
JEA0800	◆ Cojín Matrx Libra Funda Startex bi-elástica negra	◆
JEA0810	Matrx Libra Funda Spacetex	○
JEA0820	Matrx Libra Funda anti bacteriana	○
JEA0840	Matrx Vi (tejido Startex) 	323,15
ARNESES & BARRAS DE SUJECCIÓN		
ARNESES TORÁCICOS		
JEA0900	◆ Arnés torácico acolchado 2 Puntos BP	◆
JEA0910	Soporte de pecho BP Monoflex, S (75 mm x 395 mm)	112,04
JEA0920	Soporte de pecho BP Monoflex, M (100 mm x 464 mm)	112,04
JEA0930	Soporte de pecho BP Monoflex L (114 mm x 546 mm)	112,04
JEA0940	Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central S (63.5 mm x 395 mm)	112,04
JEA0950	Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central M (83 mm x 464 mm)	112,04
JEA0960	Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central L (89 mm x 546 mm)	112,04
BARRA DE SUJECCIÓN		
JEA0970	◆ Barra de sujeción redonda, acolchada con espuma - Montaje lado izquierdo	◆
JEA0980	Barra de sujeción redonda, acolchada con espuma - Montaje lado derecho	○
JEA0990	Barra de sujeción almohadilla plana espuma - Montaje lado izquierdo	340,00
JEA1000	Barra de sujeción almohadilla plana espuma - Montaje lado derecho	340,00
BANDEJA		
JEA1010	Bandeja altura ajustable, plástico transparente - Montaje lado izquierdo	NC : 3110, 3130, 3150, 3170
JEA1020	Bandeja altura ajustable,plástico transparente - Montaje lado derecho	NC : 3100, 3120, 3140, 3160
CINTURONES PELVICOS (OBLIGATORIO SELECCIONAR UNO)		
JEA1025	Cinturón Q-Straint 940 mm S5-6329-13 (Compatible normativa ISO7176-19 : 2001 para el transporte de personas)	NC : 3110, 3130, 3150, 3169
JEA1030	Cinturón con botón pulsador, 1220 mm	○
JEA1040	◆ Cinturón con botón pulsador , 1524 mm	◆
JEA1050	Cinturón con botón pulsador, 1803 mm	○
JEA1060	Cinturón Bodypoint acolchado 2 puntos	113,72
JEA1070	Cinturón Bodypoint acolchado 4 puntos	155,93
REPOSACABEZAS		
REPOSACABEZAS MATRX ELAN		
JEA1100	Matrx Elan almohadilla estándar, 152 mm	○
JEA1110	◆ Matrx Elan almohadilla estándar, 254 mm	◆
JEA1120	Matrx Elan almohadilla estándar, 355 mm	○
JEA1130	Matrx Elan almohadilla Occipital, 229 mm	178,50
JEA1140	Matrx Elan almohadilla Occipital, 305 mm	178,50
JEA1150	Matrx Elan Almohadilla 4 Puntos Ancho 229 mm x Prof. 177 mm	325,50
JEA1160	Matrx Elan Almohadilla 4 Puntos Ancho 280 mm x Prof. 254 mm	325,50
FUNDA ANTIBACTERIANA PARA REPOSACABEZAS MATRX ELAN		
JEA1170	Funda anti bacteriana para Reposacabezas Elan	○




Dimensiones Bandeja
 Anchura asiento 405-430 = 455 (ancho) x 305mm (Prof.)
 Anchura asiento 455-485 = 505 (ancho) x 305mm (Prof.)
 Anchura asiento 510 = 560 (ancho) x 305mm (Prof.)



1180

Código	Descripción	P.V.P €
SOPORTE REPOSACABEZAS MATRX ELAN		
JEA1180	Soporte fijo, no desmontable NC : 1510, 1520, 1530, 1540, 1550	○
JEA1190	Soporte Elan multiajustable estándar 380 mm, desmontable	44,50
JEA1200	Soporte Elan multiajustable alargado, desmontable	115,00
JEA1210	◆ Soporte Matrx LOXX estándar (381 mm)	◆
JEA1220	Soporte Matrx LOXX Mini (280 mm)	○
RESPALDO		
AJUSTE DE LA ALTURA DE RESPALDO (DISTANCIA PLACA DE ASIENTO - BORDE INFERIOR DEL RESPALDO) - Se recomienda una distancia de 20 cm entre la placa de asiento y el borde inferior del respaldo		
JEA1300	505 mm NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○
JEA1310	530 mm NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640	○
JEA1320	555 mm NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○
JEA1330	580 mm NC : 1500, 1620, 1630, 1640	○
JEA1340	610 mm	○
JEA1350	635 mm NC : 1630, 1640	○
JEA1360	660 mm NC : 1640	○
JEA1370	685 mm NC : 1640	○
JEA1380	710 mm	○
OPCIONES RESPALDO		
JEA1400	◆ Placa de respaldo estándar NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640	◆
JEA1410	Placa de interfaz empotrada (Sin cojín, solo placa respaldo) NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640	○
TIPO DE RESPALDO (tejido Mesh microventilado negro) (Anchura según anchura de asiento)		
JEA1500	◆ High Back (tapizado Meshtex) NC : 1600, 1610	◆
JEA1510	Matrx Elite E2 (tapizado Meshtex) NC : 1600	770,00
JEA1530	Matrx Elite E2 Deep (tapizado Meshtex) NC : 1600, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270	770,00
JEA1540	Matrx PB (tapizado Meshtex) NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270	770,00
JEA1550	Matrx PB Deep (tapizado Meshtex) NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270	770,00
ALTURA DE RESPALDO Se recomienda una distancia de 20 cm entre la placa de asiento hasta el borde inferior del respaldo		
JEA1600	305 mm	○
JEA1610	355 mm	○
JEA1620	405 mm	○
JEA1630	455 mm	○
JEA1640	505 mm	○
REPOSABARZOS		
JEA1800	◆ Reposabrazos abatibles (241 mm - 330 mm)	◆
JEA1805	Reposabrazos abatibles hacia fuera & hacia atrás (241 mm - 330 mm)	350,00
LONGITUD TUBOS DE REPOSABRAZOS		
LADO IZQUIERDO		
JEA1810	◆ Tubo largo, reposabrazos izquierdo	◆
JEA1820	Tubo corto, reposabrazos izquierdo	○
LADO DERECHO		
JEA1830	◆ Tubo largo, reposabrazos derecho	◆
JEA1840	Tubo corto, reposabrazos derecho	○



Código		Descripción		P.V.P €
ACOLCHADO REPOSABRAZOS				
LADO IZQUIERDO				
JEA1850		Acolchado estándar - almohadilla larga - longitud 355 mm	NC : 1970	○
JEA1860		Acolchado estándar - almohadilla corta - longitud 254 mm	NC : 1970	○
JEA1870		Almohadilla larga con espuma Blanda Iskin, longitud 355 mm	NC : 1970	○
JEA1880		Almohadilla corta con espuma Blanda Iskin, longitud 254 mm	NC : 1970	○
JEA1890		Almohadilla larga con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 355 mm	NC : 1970	○
JEA1900	◆	Almohadilla corta con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 254 mm	NC : 1970	◆
JEA1910		Almohadilla larga Multiposición- Longitud 355 mm	NC : 1970	95,00
JEA1920		Almohadilla corta Multiposición- Longitud 254 mm	NC : 1970	95,00
JEA1930		Almohadilla de Gel - Corta 51 x 305 mm	NC : 1970	130,00
JEA1940		Almohadilla de Gel - Mediana 89 x 305 mm	NC : 1970	130,00
JEA1950		Almohadilla de Gel - Larga 89 x 355 mm	NC : 1970	130,00
JEA1960		Almohadilla Ergonómica - 114 x 330 mm		177,05
APOYO PALMAR (Solo con Almohadilla Ergonómica) - Lado Izquierdo				
JEA1970		Apoyo Palmar- 114 x 127 mm		135,74
LADO DERECHO				
JEA2000		Acolchado estándar - almohadilla larga - longitud 355 mm	NC : 2120	○
JEA2010		Acolchado estándar - almohadilla corta - longitud 254 mm	NC : 2120	○
JEA2020		Almohadilla larga con espuma Blanda Iskin, longitud 355 mm	NC : 2120	○
JEA2030		Almohadilla corta con espuma Blanda Iskin, longitud 254 mm	NC : 2120	○
JEA2040		Almohadilla larga con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 355 mm	NC : 2120	○
JEA2050	◆	Almohadilla corta con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 254 mm	NC : 2120	◆
JEA2060		Almohadilla larga Multiposición- Longitud 355 mm	NC : 2120	95,00
JEA2070		Almohadilla corta Multiposición- Longitud 254 mm	NC : 2120	95,00
JEA2080		Almohadilla de Gel - Corta 51 x 305 mm	NC : 2120	130,00
JEA2090		Almohadilla de Gel - Mediana 89 x 305 mm	NC : 2120	130,00
JEA2100		Almohadilla de Gel - Larga 89 x 355 mm	NC : 2120	130,00
JEA2110		Almohadilla Ergonómica - 114 x 330 mm		177,05
APOYO PALMAR (Solo con Almohadilla Ergonómica) - Lado derecho				
JEA2120		Apoyo Palmar- 114 x 127 mm		135,74
SOPORTES LATERALES				
SOPORTES DE TRONCO				
ALMOHADILLA SOPORTE DE TRONCO MAXX FIJO - IZQ				
JEA2200		Almohadilla MAXX Style XS, 83 x 108 mm, IZQ	Incluye soporte fijo	115,00
JEA2210		Almohadilla MAXX Style S, 89 x 133 mm, IZQ	Incluye soporte fijo	115,00
JEA2220		Almohadilla MAXX Style M, 95 x 146 mm, IZQ	Incluye soporte fijo	115,00
JEA2230		Almohadilla MAXX Style L, 108 x 165 mm, IZQ	Incluye soporte fijo	115,00
ALMOHADILLA SOPORTE DE TRONCO MAXX FIJO - DER				
JEA2240		Almohadilla MAXX Style XS, 83 x 108 mm, DER	Incluye soporte fijo	115,00
JEA2250		Almohadilla MAXX Style S, 89 x 133 mm, DER	Incluye soporte fijo	115,00
JEA2260		Almohadilla MAXX Style M, 95 x 146 mm, DER	Incluye soporte fijo	115,00



1850/1860



1870/1880



1910/1920



1930/1940/1950



1890/1900



1970



1960



2200 a 2230

Código	Descripción			P.V.P €
JEA2270		Almohadilla MAXX Style L, 108 x 165 mm, DER	Incluye soporte fijo	115,00
SOPORTES DE TRONCO MAXX, ABATIBLE IZQ				
JEA2280		Soporte MAXX Style Abatible, Izq		150,00
SOPORTE DE TRONCO PROLONGADO IZQ				
JEA2290		Soportes de tronco prolongado (adicional) - 25 mm - Izq		50,00
SOPORTES DE TRONCO MAXX, ABATIBLE DER				
JEA2300		Soporte MAXX Style Abatible, Der		150,00
SOPORTE DE TRONCO PROLONGADO DER				
JEA2310		Soportes de tronco prolongado (adicional) - 25 mm - Der		50,00
SOPORTES DE CADERA				
ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA				
ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA, IZQ (no incluye soporte)				
JEA2400		Almohadilla XS, 140 mm (ancho) x 102 mm (altura). Izq		120,00
JEA2410		Almohadilla S 178 mm (ancho) x 152 mm (altura). Izq		120,00
JEA2420		Almohadilla M 229 mm (ancho)x 102 mm (altura). Izq		120,00
JEA2430		Almohadilla L 330 mm (ancho) x 102 mm (altura). Izq		120,00
ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA, DER (no incluye soporte)				
JEA2440		Almohadilla XS, 140 mm (ancho) x 102 mm (altura). Der		120,00
JEA2450		Almohadilla S 178 mm (ancho) x 152 mm (altura). Der		120,00
JEA2460		Almohadilla M 229 mm (ancho)x 102 mm (altura). Der		120,00
JEA2470		Almohadilla L 330 mm (ancho) x 102 mm (altura). Der		120,00
TIPO DE FIJACIÓN PARA SOPORTES DE CADERA: FIJA, DEMONTABLE & ABATIBLE				
Lado Izq.				
JEA2480		Soporte fijo, montaje a nivel de la cadera, Izq.		○
JEA2490		Desmontable, montaje a nivel de la cadera, Izq.		120,00
JEA2500		Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera , Izq		130,00
JEA2510		Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Izq		130,00
JEA2520		Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Izq		130,00
JEA2530		Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Izq		130,00
Lado Der.				
JEA2540		Soporte fijo, montaje a nivel de la cadera, Der.		○
JEA2550		Desmontable, montaje a nivel de la cadera, Der.		120,00
JEA2560		Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera , Der.		130,00
JEA2570		Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Der.		130,00
JEA2580		Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Der.		130,00
JEA2590		Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Der.		130,00
REPOSAPIÉS CENTRAL				
PESCANTE MONTAJE CENTRAL				
JEA2600	◆	BDC ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN, INCLUYE SOPORTE DE RODILLAS		◆
PALETA REPOSAPIÉS INDIVIDUAL PARA PESCANTE CENTRAL ELÉCTRICO				
COMPLETAR- MEDIDAS EN MM				
DISTANCIA RODILLA-TALÓN :				
GROSOR DEL COJÍN (RESTAR) :				
COMPRESIÓN DEL COJÍN (ADD) :				
PLACA DE ASIENTO - PALETA:				
SELECCIONAR DISTANCIA PLACA ASIENTO - PALETA				
JEA2610		203 - 305 mm	NC : 2650	○
JEA2630		280 - 406/430 mm	NC : 2640	○




2280



2290



2400 a 2430



2480



2490



2500/2510



2520/2530



2600

Código		Descripción			P.V.P €
ALMOHADILLAS SOPORTE PANTORRILLA					
JEA2640	◆	Soportes pantorrillas 140mm (altura) x 102mm (Anchura)			◆
JEA2650		Soportes pantorrillas 190 mm(altura) x 150 mm (Anchura)			○
OPCIONES PALETAS					
LADO IZQ.					
JEA2655		Paleta MAXX ajustable, Izq - 140 - 150 x 240 - 290 mm (compatible normativo ISO7176-19 : 2001)			○
JEA2660		S (140 x 190 mm), Izq.			○
JEA2670	◆	M (140 x 240 mm), Izq.			◆
JEA2680		L (150 x 290 mm) , Izq.			○
LADO DER.					
JEA2685		Paleta MAXX ajustable, Der - 140 - 150 x 240 - 290 mm (compatible normativo ISO7176-19 : 2001)			○
JEA2690		S (140 x 190 mm), Der.			○
JEA2700	◆	M (140 x 240 mm), Der.			◆
JEA2710		L (150 x 290 mm) , Der.			○
SOPORTES DE RODILLAS					
Ajuste altura: 38 mm , ajuste prof: 75 mm , ajuste anchura: 50 mm					
JEA2720		Soportes de rodillas modulares con ajuste en altura, ángulo y profundidad			○
JEA2730	◆	Soporte de rodillas modular con ajuste asimétrico	Permite un ajuste personalizado de cada rodilla		◆
ALMOHADILLAS SOPORTE RODILLAS					
JEA2740		Almohadillas rodillas 254 mm			○
JEA2750	◆	Almohadillas rodillas 203 mm			◆
JEA2760		Almohadillas rodillas 150 mm			○
ELECTRÓNICA LINX					
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte					
JEA3000		Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310,3400, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 5400		○
JEA3010		Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y control de luces	NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310, 3400, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840		○
JEA3020	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas para pulsadores	NC : 3160, 3170		◆
JEA3030		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores	Obligatorio pedir mando especial NC : 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840,		1.461,92
PALANCA JOYSTICK REM400					
JEA3040		Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.			260,00
SOPORTE MANDO PRINCIPAL					
JEA3100		Soporte estándar fijo, lado derecho	NC : 3610		○
JEA3110		Soporte estándar fijo, lado izquierdo	NC : 3620		○
JEA3120	◆	Soporte Quad link abatible a la derecha, ajustable en altura, lado derecho	NC : 3610		◆
JEA3130		Soporte Quad link abatible a la izquierda, ajustable en altura, lado izquierdo	NC : 3620		○
JEA3140		Soporte Maxx , abatible interior/exterior, ajustable en altura, reversible, lado derecho	NC : 3610		350,00
JEA3150		Soporte Maxx , abatible interior/exterior, ajustable en altura, reversible, lado izquierdo	NC : 3620		350,00
JEA3160		Soporte abatible multiajustable (solo para REM500), lado derecho	NC : 3610		○



2720



2730



2740/2750/2760



3000/3010

3020



3030



3100-3110



3120



3160



3140/3150

Código	Descripción		P.V.P €
JEA3170	Soporte abatible multiajustable (solo para REM500), lado izquierdo		○
DOBLE MANDO LINX			
JEA3200	Doble mando Compacto LiNX (DLX-ACU200)		738,99
JEA3210	Soporte estándar der.	NC : 3430	○
JEA3220	Soporte estándar izq.	NC : 3440	○
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)			
JEA3300	Mando Compacto proporcional DLX-CR400		963,90
JEA3310	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF		1.081,50
OTROS MANDOS, ACCESORIOS & SOPORTES Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)			
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
JEX3500	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3		4.761,13
JEX3510	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON		5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
JEX3600	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		5.670,00
JEX3610	Montaje central, abatible hacia Der. Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	○
JEX3620	Montaje central, abatible hacia Izq. Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	○
JEX3630	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
JEX3700	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
JEX3710	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.357,79
MANDO POR SOPLIDO			
JEX3720	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)		5.674,78
OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)			
JEA3740	Modulo de entrada DLX-IN500-A		456,21
OUTPUT MODULE			
JEA3750	Modulo de salida (DLX-OUT500)		456,21
ACCESORIOS LINX			
JEA3760	Cargador USB		262,50
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (solo REM400)			
JEA3800	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		86,63
JEA3810	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm),Bodypoint PC102A		86,63
JEA3820	Pomo de goma tipo „cúpula“ (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		86,63
JEA3830	Pomo de goma tipo „seta“ (diámetro 42 mm),Bodypoint PC110A		86,63
JEA3840	Extensión de joystick en T flexible		86,63
CONTROL ASIENTO ELECTRÓNICA LINX			
TECLADO MULTIFUNCIÓN			
JEA4000	Teclado multifunción 8 interruptores	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	1.300,00
JEA4010	Teclado multifunción 10 interruptores	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	1.500,00
MONTAJE TECLADO MULTIFUNCIÓN			
JEA4030	Montaje almohadilla reposabrazos izquierda		○
JEA4040	Montaje almohadilla reposabrazos derecha		○
JEA4050	Montaje Soporte de mando		○
JEA4060	Sin montar		○
BASE MOTRIZ			
COLOR CHASIS			
COLOR CARENADO			



3200



3500



3510



3610/3620



3300/3310



3700



3710



3720



3740



3800/3810



3820



3830



3740



3750



4000



4010



4030/4040



4050

Código	Descripción	P.V.P €	
JEA4130	Negro Obsidiana	○	
JEA4140	Rojo Rubí	○	
JEA4150	Azul Jacinto	○	
JEA4160	Rosa Flamingo	○	
JEA4170	Violeta Púrpura	○	
JEA4180	Azul Océan	○	
JEA4190	Verde Limón	○	
JEA4200	Azul Ártico	○	
COLOR LLANTAS			
JEA4240	Negro Obsidiana	○	
JEA4250	Rojo Rubí	○	
JEA4260	Azul Jacinto	○	
JEA4270	Rosa Flamingo	○	
JEA4280	Violeta Púrpura	○	
JEA4290	Azul Océan	○	
JEA4300	Verde Limón	○	
JEA4310	Azul Ártico	○	
JEA4320	Amarillo	○	
JEA4330	Naranja	○	
JEA4340	Gris	○	
COLORES GUARDABARROS			
JEA4400	◆ Mismo color que el carenado	◆	
JEA4410	Negro	○	
HORQUILLAS TRASERAS			
JEA4500	◆ Horquillas monobrazo	◆	
RUEDAS TRASERAS			
JEA4600	◆ 8", macizas negras (anti huellas)	◆	
RUEDAS MOTRICES			
JEA4700	14" x 3" , Neumáticas, Negras (anti-huellas)	○	
JEA4710	◆ 14" x 3" macizas (anti-huellas)	◆	
TIPO DE SUSPENSIÓN			
JEA4800	◆ Sistema de suspensión 4 barras con Tecnología Broken-Link	◆	
VELOCIDAD / MOTORES 4 POLOS			
JEA4910	◆ 12 km/h (4-polos)	◆	
BATERÍAS			
BATERÍAS			
JEA5000	◆ 60 Ah Gel	◆	
G-TRAC			
JEA5100	◆ Módulo G-Trac	◆	
CARGADOR			
JEA5210	◆ Cargador Opti Charge 10A (IP44)	◆	
ANTI-VUELCOS			
JEA5300	◆ Antivuelcos - Peso máx: 136Kg	◆	
KIT DE LUCES			
JEA5400	Kit de luces LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	633,94	
KITE DE TRANSPORTE			
JEA5500	◆ Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)	◆	
JEA5510	Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176 - 19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	(Oligatorio el uso de un respaldo / reposacabeza homologado)	○



4410



4400



4500



4600



4700/4710



5100



5210



5400



4800



5500