



Yes, you can.®

Invacare® AVIVA FX40 MPS Maxx



Silla de ruedas electrónica con Tracción delantera & Sistema de Bipedestación incluido. Base compacta y radio de giro reducido.



Modelo **super equipado** que incluye:

Unidad de asiento multiposición MPS Maxx con:

- Respaldo reclinable electrónico hasta **170° con Sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)**
- Basculación electrónica con **desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 45°)**
- Elevación 180 mm
- Soporte de rodillas modular ajustable
- Barra de sujeción pectoral acolchada & Arnés torácico
- Reposacabezas Matrix Elan con soporte Matrix LOXX
- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- Reposabrazos abatibles y multiajustables
- Pescante Central Eléctrico

- Sistema de suspensión **4 barras con Tecnología Broken-Link**
- Dispositivo de control de trayectorias **G-Trac**®.

- Mando **REM 400** con pantalla táctil a color
- Motores 4 polos **12 km/h**
- Módulo de Potencia 120A

Compatible con mandos especiales
Peso máximo usuario: 113 kg

Código provisional Prescripción (comunicado):
S0027343 (Categoría SRE 000F)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

| Código | Descripción | P.V.P € |
|--|---|--|
| OBLIGATORIO COMPLETAR LAS MEDIDAS - EN MM | | |
| ALTURA USUARIO: | | |
| PESO USUARIO: | | |
| A. COJÍN ASIENTO A HOMBRO : | | |
| B. PROFUNDIDAD DEL TRONCO : | | |
| C. ANCHURA TORSO : | | |
| D. RESPALDO A PARTE TRASERA DE LA RODILLA Izq : Der : | | |
| E : COJÍN ASIENTO HASTA PARTE SUPERIOR CABEZA | | |
| F : CODO HASTA MANO : | | |
| G. COJÍN ASIENTO HASTA CODO : | | |
| H. ANCHURA DE LAS CADERAS : | | |
| I. HUECO POPLÍTEO HASTA TALÓN Izq : Der : | | |
| GROSOR DEL COJÍN: | | |
| MODELO BASE AVIVA FX | | |
| JEA0000 | <input checked="" type="checkbox"/> AVIVA FX40 MPS Maxx (604 mm/ 23.7") | 28.450,00 |
| ESPECIAL | | |
| N | No | |
| JEX0001 | Especial | Plazo de entrega adicional: consulte con Departamento de Atención al Cliente |
| ASIENTO | | |
| JEA0100 | <input checked="" type="checkbox"/> Silla de ruedas con función de Bipedestación electrónica MPS Maxx - Incluye: barra pectoral acolchada desmontable & soportes de rodillas ajustables en altura y profundidad | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTURA DE ASIENTO | | |
| JEA0200 | Altura asiento 470 mm | <input type="checkbox"/> |
| JEA0210 | Altura asiento 495 mm | <input type="checkbox"/> |
| OPCIÓN UNIDAD DE ASIENTO | | |
| BASCULACIÓN DE ASIENTO & RECLINACIÓN DE RESPALDO | | |
| JEA0300 | <input checked="" type="checkbox"/> Unidad de Asiento MPS Max con basculación de asiento a 45° (Desplazamiento del Centro de Gravedad) y Reclinación de respaldo a 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MÓDULO DE VERTICALIZACIÓN | | |
| JEA0400 | <input checked="" type="checkbox"/> Módulo de Verticalización MPS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ELEVACIÓN DE ASIENTO ELÉCTRICA | | |
| JEA0500 | <input checked="" type="checkbox"/> Elevación de asiento 178 mm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DIMENSIONES DE ASIENTO | | |
| ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLES EN INTERVALOS DE 25 mm (ajustes de fábrica) | | |
| JEA0600 | 405 mm | <input type="checkbox"/> |
| JEA0610 | 430 mm | <input type="checkbox"/> |
| JEA0620 | 455 mm | <input type="checkbox"/> |



| Código | Descripción | P.V.P € | |
|--|--|-----------------------------------|--------|
| JEA0630 | 485 mm | ○ | |
| JEA0640 | 510 mm | ○ | |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE SIN INTERVALOS (ajustes de fábrica) | | | |
| JEA0700 | 405 mm | ○ | |
| JEA0710 | 430 mm | ○ | |
| JEA0720 | 455 mm | ○ | |
| JEA0730 | 485 mm | ○ | |
| JEA0740 | 510 mm | ○ | |
| COJÍN ASIENTO Las tallas de cojines dependen de la anchura & profundidad del asiento | | | |
| JEA0800 | ◆ Cojín Matrx Libra Funda Startex bi-elástica negra | ◆ | |
| JEA0810 | Matrx Libra Funda Spacetex | ○ | |
| JEA0820 | Matrx Libra Funda anti bacteriana | ○ | |
| ARNESES & BARRAS DE SUJECCIÓN | | | |
| ARNESES TORÁCICOS | | | |
| JEA0900 | ◆ Arnés torácico acolchado 2 Puntos BP | ◆ | |
| JEA0910 | Soporte de pecho BP Monoflex, S (75 mm x 395 mm) | 112,04 | |
| JEA0920 | Soporte de pecho BP Monoflex, M (100 mm x 464 mm) | 112,04 | |
| JEA0930 | Soporte de pecho BP Monoflex L (114 mm x 546 mm) | 112,04 | |
| JEA0940 | Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central S (63.5 mm x 395 mm) | 112,04 | |
| JEA0950 | Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central M (83 mm x 464 mm) | 112,04 | |
| JEA0960 | Soporte de pecho BP Monoflex, Apertura Central L (89 mm x 546 mm) | 112,04 | |
| BARRA DE SUJECCIÓN | | | |
| JEA0970 | ◆ Barra de sujeción redonda, acolchada con espuma - Montaje lado izquierdo | NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170 | ◆ |
| JEA0980 | Barra de sujeción redonda, acolchada con espuma - Montaje lado derecho | NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160 | ○ |
| JEA0990 | Barra de sujeción almohadilla plana espuma - Montaje lado izquierdo | | 340,00 |
| JEA1000 | Barra de sujeción almohadilla plana espuma - Montaje lado derecho | NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160 | 340,00 |
| BANDEJA | | | |
| JEA1010 | Bandeja altura ajustable, plástico transparente - Montaje lado izquierdo | NC : 3110, 3130, 3150, 3170 | 530,00 |
| JEA1020 | Bandeja altura ajustable,plástico transparente - Montaje lado derecho | NC : 3100, 3120, 3140, 3160 | 530,00 |
| CINTURONES PELVICOS (OBLIGATORIO SELECCIONAR UNO) | | | |
| JEA1030 | Cinturón con botón pulsador, 1220 mm | ○ | |
| JEA1040 | ◆ Cinturón con botón pulsador , 1524 mm | ◆ | |
| JEA1050 | Cinturón con botón pulsador, 1803 mm | ○ | |
| JEA1060 | Cinturón Bodypoint acolchado 2 puntos | 113,72 | |
| JEA1070 | Cinturón Bodypoint acolchado 4 puntos | 155,93 | |
| REPOSACABEZAS | | | |
| REPOSACABEZAS MATRX ELAN | | | |
| JEA1100 | Matrx Elan almohadilla estándar, 152 mm | ○ | |
| JEA1110 | ◆ Matrx Elan almohadilla estándar, 254 mm | ◆ | |
| JEA1120 | Matrx Elan almohadilla estándar, 355 mm | ○ | |
| JEA1130 | Matrx Elan almohadilla Occipital, 229 mm | 178,50 | |
| JEA1140 | Matrx Elan almohadilla Occipital, 305 mm | 178,50 | |
| JEA1150 | Matrx Elan Almohadilla 4 Puntos Ancho 229 mm x Prof. 177 mm | 325,50 | |
| JEA1160 | Matrx Elan Almohadilla 4 Puntos Ancho 280 mm x Prof. 254 mm | 325,50 | |
| FUNDA ANTIBACTERIANA PARA REPOSACABEZAS MATRX ELAN | | | |
| JEA1170 | Funda anti bacteriana para Reposacabezas Elan | ○ | |
| SOPORTE REPOSACABEZAS MATRX ELAN | | | |
| JEA1180 | Soporte fijo, no desmontable | NC : 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 | ○ |



0800-0820



0900

0910 / 0920
09300940 / 0950 /
0960**Dimensiones Bandeja**

Anchura asiento 405-430 = 455 (ancho) x 305mm (Prof.)
Anchura asiento 455-485 = 505 (ancho) x 305mm (Prof.)
Anchura asiento 510 = 560 (ancho) x 305mm (Prof.)



1030/1040/1050



0970/0980

1100/110/
1120 1130/
1140 1150/
1160

1010/1020



1180

| Código | Descripción | P.V.P € | |
|---|--|---|--------|
| JEA1190 | Soporte Elan multuajustable estándar 380 mm, desmontable | 44,50 | |
| JEA1200 | Soporte Elan multuajustable alargado, desmontable | 115,00 | |
| JEA1210 | ◆ Soporte MatrX LOXX estándar (381 mm) | ◆ | |
| JEA1220 | ○ Soporte MatrX LOXX Mini (280 mm) | ○ | |
| RESPALDO | | | |
| AJUSTE DE LA ALTURA DE RESPALDO (DISTANCIA PLACA DE ASIENTO - BORDE INFERIOR DEL RESPALDO) - Se recomienda una distancia de 20 cm entre la placa de asiento y el borde inferior del respaldo | | | |
| JEA1300 | 505 mm | NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 | ○ |
| JEA1310 | 530 mm | NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 | ○ |
| JEA1320 | 555 mm | NC : 1500, 1620, 1630, 1640 | ○ |
| JEA1330 | 580 mm | NC : 1500, 1620, 1630, 1640 | ○ |
| JEA1340 | 610 mm | | ○ |
| JEA1350 | 635 mm | NC : 1630, 1640 | ○ |
| JEA1360 | 660 mm | NC : 1640 | ○ |
| JEA1370 | 685 mm | NC : 1640 | ○ |
| JEA1380 | 710 mm | | ○ |
| OPCIONES RESPALDO | | | |
| JEA1400 | ◆ Placa de respaldo estándar | NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640 | ◆ |
| JEA1410 | ○ Placa de interfaz empotrada (Sin cojín, solo placa respaldo) | NC : 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640 | ○ |
| TIPO DE RESPALDO (tejido Mesh microventilado negro) (Anchura según anchura de asiento) | | | |
| JEA1500 | ◆ High Back (tapizado Meshtex) | NC : 1600, 1610 | ◆ |
| JEA1510 | Matrx Elite E2 (tapizado Meshtex) | NC : 1600 | 770,00 |
| JEA1530 | Matrx Elite E2 Deep (tapizado Meshtex) | NC : 1600, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 | 770,00 |
| JEA1540 | Matrx PB (tapizado Meshtex) | NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 | 770,00 |
| JEA1550 | Matrx PB Deep (tapizado Meshtex) | NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 | 770,00 |
| ALTURA DE RESPALDO | | | |
| Se recomienda una distancia de 20 cm entre la placa de asiento hasta el borde inferior del respaldo | | | |
| JEA1600 | 305 mm | | ○ |
| JEA1610 | 355 mm | | ○ |
| JEA1620 | 405 mm | | ○ |
| JEA1630 | 455 mm | | ○ |
| JEA1640 | 505 mm | | ○ |
| REPOSABARZOS | | | |
| JEA1800 | ◆ Reposabrazos abatibles (241 mm - 330 mm) | | ◆ |
| JEA1805 | Reposabrazos abatibles hacia fuera & hacia atrás (241 mm - 330 mm) | | 350,00 |
| LONGITUD TUBOS DE REPOSABRAZOS | | | |
| LADO IZQUIERDO | | | |
| JEA1810 | ◆ Tubo largo, reposabrazos izquierdo | | ◆ |
| JEA1820 | ○ Tubo corto, reposabrazos izquierdo | | ○ |
| LADO DERECHO | | | |
| JEA1830 | ◆ Tubo largo, reposabrazos derecho | | ◆ |
| JEA1840 | ○ Tubo corto, reposabrazos derecho | | ○ |



1190 1200



1410



1400



1500



1510

1530



1540

1550



1800



1805

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|--|----------------------|---------|
| ACOLCHADO REPOSABRAZOS | | | |
| LADO IZQUIERDO | | | |
| JEA1850 | Acolchado estándar - almohadilla larga - longitud 355 mm | NC : 1970 | ○ |
| JEA1860 | Acolchado estándar - almohadilla corta - longitud 254 mm | NC : 1970 | ○ |
| JEA1870 | Almohadilla larga con espuma Blanda Iskin, longitud 355 mm | NC : 1970 | ○ |
| JEA1880 | Almohadilla corta con espuma Blanda Iskin, longitud 254 mm | NC : 1970 | ○ |
| JEA1890 | Almohadilla larga con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 355 mm | NC : 1970 | ○ |
| JEA1900 | ◆ Almohadilla corta con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 254 mm | NC : 1970 | ◆ |
| JEA1910 | Almohadilla larga Multiposición- Longitud 355 mm | NC : 1970 | 95,00 |
| JEA1920 | Almohadilla corta Multiposición- Longitud 254 mm | NC : 1970 | 95,00 |
| JEA1930 | Almohadilla de Gel - Corta 51 x 305 mm | NC : 1970 | 130,00 |
| JEA1940 | Almohadilla de Gel - Mediana 89 x 305 mm | NC : 1970 | 130,00 |
| JEA1950 | Almohadilla de Gel - Larga 89 x 355 mm | NC : 1970 | 130,00 |
| JEA1960 | Almohadilla Ergonómica - 114 x 330 mm | | 177,05 |
| APOYO PALMAR (Solo con Almohadilla Ergonómica) - Lado Izquierdo | | | |
| JEA1970 | Apoyo Palmar- 114 x 127 mm | | 135,74 |
| LADO DERECHO | | | |
| JEA2000 | Acolchado estándar - almohadilla larga - longitud 355 mm | NC : 2120 | ○ |
| JEA2010 | Acolchado estándar - almohadilla corta - longitud 254 mm | NC : 2120 | ○ |
| JEA2020 | Almohadilla larga con espuma Blanda Iskin, longitud 355 mm | NC : 2120 | ○ |
| JEA2030 | Almohadilla corta con espuma Blanda Iskin, longitud 254 mm | NC : 2120 | ○ |
| JEA2040 | Almohadilla larga con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 355 mm | NC : 2120 | ○ |
| JEA2050 | ◆ Almohadilla corta con espuma viscoelástica Startex Blanda, longitud 254 mm | NC : 2120 | ◆ |
| JEA2060 | Almohadilla larga Multiposición- Longitud 355 mm | NC : 2120 | 95,00 |
| JEA2070 | Almohadilla corta Multiposición- Longitud 254 mm | NC : 2120 | 95,00 |
| JEA2080 | Almohadilla de Gel - Corta 51 x 305 mm | NC : 2120 | 130,00 |
| JEA2090 | Almohadilla de Gel - Mediana 89 x 305 mm | NC : 2120 | 130,00 |
| JEA2100 | Almohadilla de Gel - Larga 89 x 355 mm | NC : 2120 | 130,00 |
| JEA2110 | Almohadilla Ergonómica - 114 x 330 mm | | 177,05 |
| APOYO PALMAR (Solo con Almohadilla Ergonómica) - Lado derecho | | | |
| JEA2120 | Apoyo Palmar- 114 x 127 mm | | 135,74 |
| SOPORTES LATERALES | | | |
| SOPORTES DE TRONCO | | | |
| ALMOHADILLA SOPORTE DE TRONCO MAXX FIJO - IZQ | | | |
| JEA2200 | Almohadilla MAXX Style XS, 83 x 108 mm, IZQ | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| JEA2210 | Almohadilla MAXX Style S, 89 x 133 mm, IZQ | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| JEA2220 | Almohadilla MAXX Style M, 95 x 146 mm, IZQ | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| JEA2230 | Almohadilla MAXX Style L, 108 x 165 mm, IZQ | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| ALMOHADILLA SOPORTE DE TRONCO MAXX FIJO - DER | | | |
| JEA2240 | Almohadilla MAXX Style XS, 83 x 108 mm, DER | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| JEA2250 | Almohadilla MAXX Style S, 89 x 133 mm, DER | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| JEA2260 | Almohadilla MAXX Style M, 95 x 146 mm, DER | Incluye soporte fijo | 115,00 |



1850/1860



1870/1880



1910/1920



1930/1940/1950



1890/1900



1970




1960



2200 a 2230

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|--|----------------------|---------|
| JEA2270 | Almohadilla MAXX Style L, 108 x 165 mm, DER | Incluye soporte fijo | 115,00 |
| SOPORTES DE TRONCO MAXX, ABATIBLE IZQ | | | |
| JEA2280 | Soporte MAXX Style Abatible, Izq | | 150,00 |
| SOPORTE DE TRONCO PROLONGADO IZQ | | | |
| JEA2290 | Soportes de tronco prolongado (adicional) - 25 mm - Izq | | 50,00 |
| SOPORTES DE TRONCO MAXX, ABATIBLE DER | | | |
| JEA2300 | Soporte MAXX Style Abatible, Der | | 150,00 |
| SOPORTE DE TRONCO PROLONGADO DER | | | |
| JEA2310 | Soportes de tronco prolongado (adicional) - 25 mm - Der | | 50,00 |
| SOPORTES DE CADERA | | | |
| ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA | | | |
| ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA, IZQ (no incluye soporte) | | | |
| JEA2400 | Almohadilla XS, 140 mm (ancho) x 102 mm (altura). Izq | | 120,00 |
| JEA2410 | Almohadilla S 178 mm (ancho) x 152 mm (altura). Izq | | 120,00 |
| JEA2420 | Almohadilla M 229 mm (ancho)x 102 mm (altura). Izq | | 120,00 |
| JEA2430 | Almohadilla L 330 mm (ancho) x 102 mm (altura). Izq | | 120,00 |
| ALMOHADILLA SOPORTE DE CADERA, DER (no incluye soporte) | | | |
| JEA2440 | Almohadilla XS, 140 mm (ancho) x 102 mm (altura). Der | | 120,00 |
| JEA2450 | Almohadilla S 178 mm (ancho) x 152 mm (altura). Der | | 120,00 |
| JEA2460 | Almohadilla M 229 mm (ancho)x 102 mm (altura). Der | | 120,00 |
| JEA2470 | Almohadilla L 330 mm (ancho) x 102 mm (altura). Der | | 120,00 |
| TIPO DE FIJACIÓN PARA SOPORTES DE CADERA: FIJA, DEMONTABLE & ABATIBLE | | | |
| Lado Izq. | | | |
| JEA2480 | Soporte fijo, montaje a nivel de la cadera, Izq. | | ○ |
| JEA2490 | Desmontable, montaje a nivel de la cadera, Izq. | | 120,00 |
| JEA2500 | Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Izq | | 130,00 |
| JEA2510 | Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Izq | | 130,00 |
| JEA2520 | Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Izq | | 130,00 |
| JEA2530 | Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Izq | | 130,00 |
| Lado Der. | | | |
| JEA2540 | Soporte fijo, montaje a nivel de la cadera, Der. | | ○ |
| JEA2550 | Desmontable, montaje a nivel de la cadera, Der. | | 120,00 |
| JEA2560 | Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Der. | | 130,00 |
| JEA2570 | Fijación QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Der. | | 130,00 |
| JEA2580 | Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la cadera, Der. | | 130,00 |
| JEA2590 | Fijación prolongada QR, multiajustable MAXX Style, montaje a nivel de la rodilla, Der. | | 130,00 |
| REPOSAPIÉS CENTRAL | | | |
| PESCANTE MONTAJE CENTRAL | | | |
| JEA2600 | ◆ BDC ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN, INCLUYE SOPORTE DE RODILLAS | ◆ | |
| PALETA REPOSAPIÉS INDIVIDUAL PARA PESCANTE CENTRAL ELÉCTRICO | | | |
| COMPLETAR- MEDIDAS EN MM | | | |
| DISTANCIA RODILLA-TALÓN : | | | |
| GROSOR DEL COJÍN (RESTAR) : | | | |
| COMPRESIÓN DEL COJÍN (ADD) : | | | |
| PLACA DE ASIENTO - PALETA: | | | |
| SELECCIONAR DISTANCIA PLACA ASIENTO - PALETA | | | |
| JEA2610 | 203 - 305 mm | NC : 2650 | ○ |
| JEA2630 | 280 - 406/430 mm | NC : 2640 | ○ |




2280



2290



2400 a 2430



2480



2490



2500/2510



2520/2530



2600

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|-------------|--|----------|
| ALMOHADILLAS SOPORTE PANTORRILLA | | | |
| JEA2640 | ◆ | Soportes pantorrillas 140mm (altura) x 102mm (Anchura) | ◆ |
| JEA2650 | | Soportes pantorrillas 190 mm(altura) x 150 mm (Anchura) | ○ |
| OPCIONES PALETAS | | | |
| LADO IZQ. | | | |
| JEA2660 | | S (140 x 190 mm), Izq. | ○ |
| JEA2670 | ◆ | M (140 x 240 mm), Izq. | ◆ |
| JEA2680 | | L (150 x 290 mm) , Izq. | ○ |
| LADO DER. | | | |
| JEA2690 | | S (140 x 190 mm), Der. | ○ |
| JEA2700 | ◆ | M (140 x 240 mm), Der. | ◆ |
| JEA2710 | | L (150 x 290 mm) , Der. | ○ |
| SOPORTES DE RODILLAS | | | |
| Ajuste altura: 38 mm , ajuste prof: 75 mm , ajuste anchura: 50 mm | | | |
| JEA2720 | | Soportes de rodillas modulares con ajuste en altura, ángulo y profundidad | ○ |
| JEA2730 | ◆ | Soporte de rodillas modular con ajuste asimétrico | ◆ |
| | | Permite un ajuste personalizado de cada rodilla | |
| ALMOHADILLAS SOPORTE RODILLAS | | | |
| JEA2740 | | Almohadillas rodillas 254 mm | ○ |
| JEA2750 | ◆ | Almohadillas rodillas 203 mm | ◆ |
| JEA2760 | | Almohadillas rodillas 150 mm | ○ |
| ELECTRÓNICA LINX | | | |
| MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte | | | |
| JEA3000 | | Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores | ○ |
| | | NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310,3400, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 5400 | |
| JEA3010 | | Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y control de luces | ○ |
| | | NC : 3050, 3160, 3170, 3300, 3310, 3400, 3500, 3510, 3600, 3700, 3710, 3720, 3740, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840 | |
| JEA3020 | ◆ | Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas para pulsadores | ◆ |
| | | NC : 3160, 3170 | |
| JEA3030 | | Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores | 1.461,92 |
| | | Obligatorio pedir mando especial | |
| | | NC : 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, | |
| PALANCA JOYSTICK REM400 | | | |
| JEA3040 | | Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. | 260,00 |
| SOPORTE MANDO PRINCIPAL | | | |
| JEA3100 | | Soporte estándar fijo, lado derecho | ○ |
| JEA3110 | | Soporte estándar fijo, lado izquierdo | ○ |
| JEA3120 | ◆ | Soporte Quad link abatible a la derecha, ajustable en altura, lado derecho | ◆ |
| JEA3130 | | Soporte Quad link abatible a la izquierda, ajustable en altura, lado izquierdo | ○ |
| JEA3140 | | Soporte Maxx , abatible interior/exterior, ajustable en altura, reversible, lado derecho | 350,00 |
| JEA3150 | | Soporte Maxx , abatible interior/exterior, ajustable en altura, reversible, lado izquierdo | 350,00 |
| JEA3160 | | Soporte abatible multiajustable (solo para REM500), lado derecho | ○ |
| JEA3170 | | Soporte abatible multiajustable (solo para REM500), lado izquierdo | ○ |
| DOBLE MANDO LINX | | | |
| JEA3200 | | Doble mando Compacto LiNX (DLX-ACU200) | 738,99 |



2720



2730



2740/2750/2760



3000/3010



3020



3030



3100-3110



3120

3160



3140/3150



3200

| Código | Descripción | | P.V.P € |
|--|--|--|----------|
| JEA3210 | Soporte estándar der. | NC : 3430 | ○ |
| JEA3220 | Soporte estándar izq. | NC : 3440 | ○ |
| MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500) | | | |
| JEA3300 | Mando Compacto proporcional DLX-CR400 | | 963,90 |
| JEA3310 | Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF | | 1.081,50 |
| OTROS MANDOS, ACCESORIOS & SOPORTES Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500) | | | |
| MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM | | | |
| JEX3500 | Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 | | 4.761,13 |
| JEX3510 | Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON | | 5.092,50 |
| MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM) | | | |
| JEX3600 | Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) | | 5.670,00 |
| JEX3610 | Montaje central, abatible hacia Der. Nucleus | (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) | ○ |
| JEX3620 | Montaje central, abatible hacia Izq. Nucleus | (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) | ○ |
| JEX3630 | Montaje personalizado (especial) | Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente | |
| ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM | | | |
| JEX3700 | Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) | | 393,23 |
| JEX3710 | Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558) | | 1.357,79 |
| MANDO POR SOPLIDO | | | |
| JEX3720 | Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de atención al cliente) | | 5.674,78 |
| OPCIONES INTERFAZ LINX (montado & conectado) | | | |
| JEA3740 | Modulo de entrada DLX-IN500-A | | 456,21 |
| OUTPUT MODULE | | | |
| JEA3750 | Modulo de salida (DLX-OUT500) | | 456,21 |
| ACCESORIOS LINX | | | |
| JEA3760 | Cargador USB | | 262,50 |
| ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (solo REM400) | | | |
| JEA3800 | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A | | 86,63 |
| JEA3810 | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm),Bodypoint PC102A | | 86,63 |
| JEA3820 | Pomo de goma tipo „cúpula“ (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A | | 86,63 |
| JEA3830 | Pomo de goma tipo „seta“ (diámetro 42 mm),Bodypoint PC110A | | 86,63 |
| JEA3840 | Extensión de joystick en T flexible | | 86,63 |
| CONTROL ASIENTO ELECTRÓNICA LINX | | | |
| TECLADO MULTIFUNCIÓN | | | |
| JEA4000 | Teclado multifunción 8 interruptores | CONSULTAR DISPONIBILIDAD | 1.300,00 |
| JEA4010 | Teclado multifunción 10 interruptores | CONSULTAR DISPONIBILIDAD | 1.500,00 |
| MONTAJE TECLADO MULTIFUNCIÓN | | | |
| JEA4030 | Montaje almohadilla reposabrazos izquierda | | ○ |
| JEA4040 | Montaje almohadilla reposabrazos derecha | | ○ |
| JEA4050 | Montaje Soporte de mando | | ○ |
| JEA4060 | Sin montar | | ○ |
| BASE MOTRIZ | | | |
| COLOR CHASIS | | | |
| COLOR CARENADO | | | |
| JEA4130 | Negro Obsidiana | | ○ |
| JEA4140 | Rojo Rubí | | ○ |
| JEA4150 | Azul Jacinto | | ○ |
| JEA4160 | Rosa Flamingo | | ○ |



3500



3510



3610/3620 3300/3310



3700



3710

3720



3760



3800/3810



3820



3830



3740



3750



4000



4010




4050



4030/4040

| Código | Descripción | P.V.P € |
|------------------------------------|---|---------|
| JEA4170 | Violeta Púrpura | ○ |
| JEA4180 | Azul Océan | ○ |
| JEA4190 | Verde Limón | ○ |
| JEA4200 | Azul Ártico | ○ |
| COLOR LLANTAS | | |
| JEA4240 | Negro Obsidiana | ○ |
| JEA4250 | Rojo Rubí | ○ |
| JEA4260 | Azul Jacinto | ○ |
| JEA4270 | Rosa Flamingo | ○ |
| JEA4280 | Violeta Púrpura | ○ |
| JEA4290 | Azul Océan | ○ |
| JEA4300 | Verde Limón | ○ |
| JEA4310 | Azul Ártico | ○ |
| JEA4320 | Amarillo | ○ |
| JEA4330 | Naranja | ○ |
| JEA4340 | Gris | ○ |
| COLORES GUARDABARROS | | |
| JEA4400 | ◆ Mismo color que el carenado | ◆ |
| JEA4410 | Negro | ○ |
| HORQUILLAS TRASERAS | | |
| JEA4500 | ◆ Horquillas monobrazo | ◆ |
| RUEDAS TRASERAS | | |
| JEA4600 | ◆ 8", macizas negras (anti huellas) | ◆ |
| RUEDAS MOTRICES | | |
| JEA4700 | 14" x 3" , Neumáticas, Negras (anti-huellas) | ○ |
| JEA4710 | ◆ 14" x 3" macizas (anti-huellas) | ◆ |
| TIPO DE SUSPENSIÓN | | |
| JEA4800 | ◆ Sistema de suspensión 4 barras con Tecnología Broken-Link | ◆ |
| VELOCIDAD / MOTORES 4 POLOS | | |
| JEA4910 | ◆ 12 km/h (4-polos) | ◆ |
| BATERÍAS | | |
| BATERÍAS | | |
| JEA5000 | ◆ 60 Ah Gel | ◆ |
| G-TRAC | | |
| JEA5100 | ◆ Módulo G-Trac | ◆ |
| CARGADOR | | |
| JEA5210 | ◆ Cargador Opti Charge 10A (IP44) | ◆ |
| ANTI-VUELCOS | | |
| JEA5300 | ◆ Antivuelcos - Peso máx: 136Kg | ◆ |
| KIT DE LUCES | | |
| JEA5400 | Kit de luces LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes | 633,94 |
| KITE DE TRANSPORTE | | |
| JEA5500 | ◆ Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario) | ◆ |



4410



4400



4500



4600



4700/4710



5100

5210



5400

4800



5500