

## P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### Invacare® AVIVA FX40 MPS Maxx CE

**Código ISO 12 23 06:** Cadeira de rodas elétrica de tração dianteira, com módulo de verticalização elétrica **MPS Maxx**. Base de tração com largura de 604mm e profundidade de 1070mm, raio de viragem de 680mm, e suspensão 4Sure com sistema de molas helicoidais nos braços de suporte das rodas traseiras e dois pistões instalados no eixo de tração. Unidade de assento com largura ajustável 405-510 mm e profundidade entre 405-510 mm, com 178° de verticalização, basculação elétrica de assento 0-45°, reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação **Extended Shear Reduction (ESR)**, elevação elétrica do assento até 178mm. Motores de 4 polos de 340W, com **velocidade máxima de 12km/h**, baterias de 60Ah Gel, rodas dianteiras 14", pneumáticas ou maciças e traseiras de 8"; apoios de braços almofadados com sistema rebatível, apoio de pernas central com sistema elétrico de regulação em ângulo e plataforma individual de apoio de pés, ajustável em altura, largura e ângulo. Suporte de joelhos com almofada ajustável de forma assimétrica em altura, largura e ângulo, sistema de bloqueio e de extração, barra para suporte anterior do tronco aquando da verticalização. Comando REM 400 com bluetooth integrado, botões para ligar/desligar e acesso a funções e ecrã tátil para regulação das funções e acesso direto. **eletrónica LiNX** programável sem fios. Comando de acompanhamento com ecrã tátil para regulação e controlo das funções elétricas assim como para programação dos atuadores. Encosto high back de série com **barra de suporte LOXX e apoio de cabeça Matrix ELAN**. Outras opções de posicionamento Matrix disponíveis como opção.  
Peso máximo do utilizador: 113 Kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =                      kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>OBIGATÓRIO PREENCHER AS MEDIDAS - EM MM</b>		
ALTURA DO UTILIZADOR:		
PESO DO UTILIZADOR:		
A. MEDIDA ASSENTO-OMBRO:		
B. PROFUNDIDADE DO TRONCO:		
C. LARGURA DO TRONCO:		
D. MEDIDA DA PERNA    ESQ :                      DIR :		
E : MEDIDA ASSENTO-CABEÇA:		
F : MEDIDA COTOVELO-MÃO:		
G. MEDIDA ASSENTO-COTOVELO:		
H. LARGURA DAS ANCAS:		
I. MEDIDA JOELHO-CALCANHAR    ESQ:                      DIR:		
ALTURA DA ALMOFADA DE ASSENTO:		
<b>MODELO BASE AVIVA FX</b>		
JEA0000	<input checked="" type="checkbox"/> AVIVA FX40 MPS Maxx (largura da base 604 mm)	28.450,00 €
<b>ESPECIAL</b>		
N	Não	
JEX0001	Especial	Prazo de entrega adicional: consulte o Serviço a Clientes
<b>UNIDADE DE ASSENTO</b>		
JEA0100	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Módulo de assento com verticalização elétrica MPS Maxx</b> - Inclui: barra de suporte peitoral rebatível e suporte modular de joelhos com ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
JEA0200	470 mm	<input type="checkbox"/>
JEA0210	495 mm	<input type="checkbox"/>
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
JEA0300	<input checked="" type="checkbox"/> Unidade de assento <b>MPS Maxx</b> com basculação elétrica do assento de 0° a 45° com compensação do centro de gravidade e reclinção elétrica do encosto de 90° a 170°, com sistema de compensação ESR	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MÓDULO DE VERTICALIZAÇÃO</b>		
JEA0400	<input checked="" type="checkbox"/> Módulo de <b>Verticalização MPS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ELEVAÇÃO ELÉTRICA DO ASSENTO</b>		
JEA0500	<input checked="" type="checkbox"/> 178 mm	<input checked="" type="checkbox"/>



Código	Descrição	P.R.P. €	
<b>LARGURA DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL</b>			
JEA0600	405 mm	○	
JEA0610	430 mm	○	
JEA0620	455 mm	○	
JEA0630	485 mm	○	
JEA0640	510 mm	○	
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL</b>			
JEA0700	405 mm	○	
JEA0710	430 mm	○	
JEA0720	455 mm	○	
JEA0730	485 mm	○	
JEA0740	510 mm	○	
<b>ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com as medidas do assento)</b>			
JEA0800	◆ Matrx Libra standard	◆	
JEA0810	Matrx Libra, capa SPACER	○	
<b>SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO DO UTILIZADOR</b>			
<b>FAIXA PEITORAL</b>			
JEA0900	◆ Faixa Peitoral acolchoada de 2 pontos	◆	
JEA0910	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, S (75 mm x 395 mm)	112,04 €	
JEA0920	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, M (100 mm x 464 mm)	112,04 €	
JEA0930	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex L (114 mm x 546 mm)	112,04 €	
JEA0940	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central S (63.5 mm x 395 mm)	112,04 €	
JEA0950	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central M (83 mm x 464 mm)	112,04 €	
JEA0960	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central L (89 mm x 546 mm)	112,04 €	
<b>BARRA DE SUPORTE PEITORAL</b>			
JEA0970	◆ Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	◆
JEA0980	Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	○
JEA0990	Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170	340,00 €
JEA1000	Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160	340,00 €
<b>TABULEIRO</b>			
JEA1010	Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à esquerda	NC : 3110, 3130, 3150, 3170	530,00 €
JEA1020	Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à direita	NC : 3100, 3120, 3140, 3160	530,00 €
<b>CINTO PÉLVICO</b>			
JEA1030	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1220 mm	○	
JEA1040	◆ Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1524 mm	◆	
JEA1050	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1803 mm	○	
JEA1060	Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 2 pontos	113,72 €	
JEA1070	Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 4 pontos	155,93 €	
<b>ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA</b>			
JEA1100	Matrx ELAN Standard, 152 mm	○	
JEA1110	◆ Matrx ELAN Standard, 254 mm	◆	
JEA1120	Matrx ELAN Standard, 355 mm	○	
JEA1130	Matrx ELAN Occipital, 229 mm	193,05 €	
JEA1140	Matrx ELAN Occipital, 305 mm	193,05 €	
JEA1150	Matrx ELAN Mini 4 Pontos, 229 mm x 177 mm	352,03 €	
JEA1160	Matrx ELAN 4 Pontos, 280 mm x 254 mm	352,03 €	



0900



0910 / 0920  
0930



0940 / 0950 /  
0960



0970/0980



0990/1000



1010/1020

**Dimensões tabuleiro**

Largura assento 405-430 = 455 (largura) x 305mm (Prof.)  
Largura assento 455-485 = 505 (largura) x 305mm (Prof.)  
Largura assento 510 = 560 (largura) x 305mm (Prof.)



1030/1040/1050



1060  
1070



1100/110/  
1120 1130/  
1140 1150/  
1160

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>CAPA ANTIBACTERIANA PARA APOIO DE CABEÇA</b>		
JEA1170	Capa Anti-Bacteriana para Matrix ELAN	○
<b>BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA</b>		
JEA1180	Barra do apoio de cabeça fixa, não destacável	NC : 1510, 1530, 1540, 1550 ○
JEA1190	Barra Matrix Elan Adulto (380mm tamanho barra), destacável	215,76 €
JEA1200	Barra Matrix Elan Adulto com Links adicionais (380mm tamanho barra), destacável	283,74 €
JEA1210	◆ Barra Matrix Loxx (380mm tamanho barra)	◆
<b>ALTURA DE MONTAGEM DO ENCOSTO (MEDIDA DA PLACA DE ASSENTO AO TOPO DO ENCOSTO)</b> - é obrigatória uma distância ≥ 200 mm entre a placa de assento e a parte inferior do encosto para funcionamento do mecanismo ESR		
JEA1300	505 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1310	530 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1320	555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1330	580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1340	610 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1350	635 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1360	660 mm	NC : 1640 ○
JEA1370	685 mm	NC : 1640 ○
JEA1380	710 mm	○
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
JEA1500	◆ High Back	NC : 1600, 1610 ◆
JEA1510	Matrix Elite E2	NC : 1600 738,13 €
JEA1530	Matrix Elite E2 Profundo	NC : 1600, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 794,90 €
JEA1540	Matrix Posture Back	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 775,33 €
JEA1550	Matrix Posture Back Profundo	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 790,00 €
<b>ALTURA DO ENCOSTO (Altura Montagem - Altura encosto ≥ 200mm)</b>		
JEA1600	305 mm	○
JEA1610	355 mm	○
JEA1620	405 mm	○
JEA1630	455 mm	○
JEA1640	505 mm	○
<b>APOIOS DE BRAÇO</b>		
<b>APOIOS DE BRAÇO</b>		
JEA1800	◆ Rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	◆
JEA1805	Rebatíveis e paralelos, com rotação, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	350,00 €
<b>COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO ESQUERDO</b>		
JEA1810	◆ Tubo Longo	◆
JEA1820	Tubo curto	○



1180



1190 1200



1500



1510

1530



1540

1550



1800



1805

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO DIREITO</b>		
JEA1830	◆ Tubo Longo	◆
JEA1840	○ Tubo curto	○
<b>ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>		
JEA1850	Almofada standard - longa (355mm) NC : 1970	○
JEA1860	Almofada standard - curta (254mm) NC : 1970	○
JEA1870	Almofada modular, espuma suave <b>Iskin</b> - longa (355mm) NC : 1970	○
JEA1880	Almofada modular, espuma suave <b>Iskin</b> - curta (254mm) NC : 1970	○
JEA1890	Almofada de espuma <b>viscoelástica</b> com capa Startex, longa (355 mm) NC : 1970	○
JEA1900	◆ Almofada de espuma <b>viscoelástica</b> com capa Startex (254 mm) NC : 1970	◆
JEA1910	Almofada <b>multiposições</b> - longa (355mm) NC : 1970	95,00 €
JEA1920	Almofada <b>multiposições</b> - curta (254mm) NC : 1970	95,00 €
JEA1930	Almofada de <b>Gel</b> , estreita (51 x 305mm) NC : 1970	130,00 €
JEA1940	Almofada de <b>Gel</b> , larga (89 x 305mm) NC : 1970	130,00 €
JEA1950	Almofada de <b>Gel</b> , longa (89 x 355mm) NC : 1970	130,00 €
JEA1960	Almofada <b>Ergonómica</b> côncava - (114 x 330 mm) NC : 1970	376,09 €
<b>APOIO PALMAR ESQUERDO (Apenas para almofada ergonómica)</b>		
JEA1970	Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm) NC : 1970	208,30 €
<b>ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>		
JEA2000	Almofada standard - longa (355mm) NC : 2120	○
JEA2010	Almofada standard - curta (254mm) NC : 2120	○
JEA2020	Almofada modular, espuma suave <b>Iskin</b> - longa (355mm) NC : 2120	○
JEA2030	Almofada modular, espuma suave <b>Iskin</b> - curta (254mm) NC : 2120	○
JEA2040	Almofada de espuma <b>viscoelástica</b> com capa Startex, longa (355 mm) NC : 2120	○
JEA2050	◆ Almofada de espuma <b>viscoelástica</b> com capa Startex (254 mm) NC : 2120	◆
JEA2060	Almofada <b>multiposições</b> - longa (355mm) NC : 2120	95,00 €
JEA2070	Almofada <b>multiposições</b> - curta (254mm) NC : 2120	95,00 €
JEA2080	Almofada de <b>Gel</b> , estreita (51 x 305mm) NC : 2120	130,00 €
JEA2090	Almofada de <b>Gel</b> , larga (89 x 305mm) NC : 2120	130,00 €
JEA2100	Almofada de <b>Gel</b> , longa (89 x 355mm) NC : 2120	130,00 €
JEA2110	Almofada <b>Ergonómica</b> côncava - (114 x 330 mm) NC : 2120	376,09 €
<b>APOIO PALMAR DIREITO (Apenas para almofada ergonómica)</b>		
JEA2120	Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm) NC : 2120	208,30 €
<b>SUPORTES LATERAIS</b>		
<b>SUPORTE LATERAL DE TRONCO</b>		
<b>ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - ESQUERDA</b>		
JEA2200	Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm Incluir suporte fixo	150,00 €
JEA2210	Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm Incluir suporte fixo	150,00 €
JEA2220	Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm Incluir suporte fixo	150,00 €
JEA2230	Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm Incluir suporte fixo	150,00 €
<b>ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - DIREITA</b>		
JEA2240	Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm Incluir suporte fixo	150,00 €
JEA2250	Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm Incluir suporte fixo	150,00 €



1850/1860/2000/2010



1870/1880/2020/2030



1890/1900/2040/2050



1910/1920/2060/2070



1930/1940/1950/2080/2090/2100



1960/2110



1970 / 2120



2200 a 2230


Código	Descrição		P.R.P. €
JEA2260	Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm	Inclui suporte fixo	150,00 €
JEA2270	Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm	Inclui suporte fixo	150,00 €
<b>SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - ESQUERDA</b>			
JEA2280	Suporte MAXX Style rebatível		180,00 €
<b>SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - ESQUERDA</b>			
JEA2290	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm		167,80 €
<b>SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - DIREITA</b>			
JEA2300	Suporte MAXX Style rebatível		180,00 €
<b>SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - DIREITA</b>			
JEA2310	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm		167,80 €
<b>SUPORTE DE ANCA</b>			
<b>ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - ESQUERDA (não inclui suporte)</b>			
JEA2400	Almofada XS, 140x102 mm		150,00 €
JEA2410	Almofada S, 178x152 mm		150,00 €
JEA2420	Almofada M, 229x102 mm		150,00 €
JEA2430	Almofada L, 330x102 mm		150,00 €
<b>ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA (não inclui suporte)</b>			
JEA2440	Almofada XS, 140x102 mm		150,00 €
JEA2450	Almofada S, 178x152 mm		150,00 €
JEA2460	Almofada M, 229x102 mm		150,00 €
JEA2470	Almofada L, 330x102 mm		150,00 €
<b>TIPO DE SUPORTE DE ANCA - EQUERDA</b>			
JEA2480	Suporte fixo, montagem ao nível da anca		○
JEA2490	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca		130,00 €
JEA2500	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		180,00 €
JEA2510	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		180,00 €
JEA2520	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		195,00 €
JEA2530	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		195,00 €
<b>TIPO DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA</b>			
JEA2540	Suporte fixo, montagem ao nível da anca		○
JEA2550	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca		130,00 €
JEA2560	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		180,00 €
JEA2570	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		180,00 €
JEA2580	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca		195,00 €
JEA2590	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho		195,00 €
<b>APOIO DE PERNAS</b>			
<b>APOIO DE PERNAS CENTRAL</b>			
JEA2600	◆ Apoio de pernas central elétrico BDC, com compensação - inclui apoio de gémeos		◆
<b>PLATAFORMA DOS PATINS INDIVIDUAL PARA APOIO DE PERNAS CENTRAL ELÉTRICO - PREENCHER COM MEDIDAS EM MM</b>			
DISTÂNCIA JOELHO-CALCANHAR:			
ALTURA DA ALMOFADA (SUBTRAIR):			
COMPRESSÃO DA ALMOFADA (SOMAR):			
DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO-PATIM (TOTAL):			
<b>SELECIONAR DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO - PATIM</b>			
JEA2610	203 - 305 mm	NC : 2650	○
JEA2630	280 - 406/430 mm	NC : 2640	○




2280/2300



2290/2310



2400/2440



2410/2450



2420/2460



2430/2470



2480/2540/2490/2550



2500/2510/2520/2530/2560/2570/2580/2590



2600

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALMOFADA DE APOIO DE GÊMEOS</b>		
JEA2640	◆ Suporte de gêmeos 140mm (altura) x 102mm (largura)	◆
JEA2650	○ Suporte de gêmeos 190 mm(altura) x 150 mm (largura)	○
<b>TAMANHO DO PATIM DIREITO</b>		
JEA2660	○ S (140x190 mm)	○
JEA2670	◆ M (140x240 mm)	◆
JEA2680	○ L (150x290 mm)	○
<b>TAMANHO DO PATIM ESQUERDO</b>		
JEA2690	○ S (140x190 mm)	○
JEA2700	◆ M (140x240 mm)	◆
JEA2710	○ L (150x290 mm)	○
<b>SUPORTE DE JOELHOS</b>		
JEA2720	○ Suporte de joelhos modular, ajustável em altura, profundidade e ângulo	○
JEA2730	◆ Suporte de joelhos modular, com possibilidade de ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	◆
<b>ALMOFADA DO SUPORTE DE JOELHOS</b>		
JEA2740	○ Almofada com 254 mm	○
JEA2750	◆ Almofada com 203 mm	◆
JEA2760	○ Almofada com 150 mm	○
<b>ELECTRÓNICA LINX</b>		
<b>COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>		
JEA3000	○ Comando LiNX - <b>DLX-REM211</b> : 3 perfis de condução e funções elétricas	○
JEA3010	○ Comando LiNX - <b>DLX-REM216</b> : 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ JEA5400)	○
JEA3020	◆ Comando LiNX Rehab <b>DLXREM400</b> : com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	◆
JEA3030	○ Comando LiNX Rehab <b>DLXREM500</b> com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)	1.504,37 €
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM400</b>		
JEA3040	○ 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/ off e regulação de velocidade	359,00 €
<b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO PRIMÁRIO</b>		
JEA3100	○ Suporte standard montado direita	NC : 3610
JEA3110	○ Suporte standard montado esquerda	NC : 3620
JEA3120	◆ Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, direita	NC : 3610
JEA3130	○ Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, esquerda	NC : 3620
JEA3140	○ Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita	NC : 3610
JEA3150	○ Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda	NC : 3620
JEA3160	○ Multiajustável, rebatível, direita (apenas para REM500)	NC : 3610



2720



2730



2740/2750/2760



3000/3010



3020



3030



3040



3100-3110



3120/3130



3140/3150



3160/3170

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



Código	Descrição	P.R.P. €	
JEA3170	Multiajustável, rebatível, esquerda (apenas para REM500) NC : 3620	○	
<b>COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>			
JEA3200	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	856,33 €	
JEA3210	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	○	
JEA3220	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	○	
<b>LINX - COMANDOS COMPACTOS + SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)</b>			
JEA3300	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	729,04 €	
JEA3310	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	810,04 €	
<b>COMANDOS ALTERNATIVOS</b>			
<b>COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>			
JEX3500	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	5.496,73 €	
JEX3510	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	6.480,35 €	
<b>COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE</b>			
JEX3600	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)	7.174,67 €	
JEX3610	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○	
JEX3620	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○	
<b>ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM</b>			
JEX3700	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)	520,75 €	
JEX3710	Emulador de Rato wireless (ASL558)	1.041,48 €	
<b>COMANDO DE SOPRO</b>			
JEX3720	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.521,83 €	
<b>MÓDULO DE INPUT</b>			
JEA3740	Módulo de Input DLX-IN500-A	752,19 €	
<b>MÓDULO DE OUTPUT</b>			
JEA3750	Módulo de output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação)	752,19 €	
<b>MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT (APENAS PARA REM400)</b>			
JEA3800	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	115,72 €	
JEA3810	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	115,72 €	
JEA3820	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	115,72 €	
JEA3830	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	144,65 €	
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES</b>			
JEA4000	Caixa multifunções de 8 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE	1.300,00 €
JEA4010	Caixa multifunções de 10 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE	1.500,00 €
<b>SUPORTE DA CAIXA DE FUNÇÕES</b>			
JEA4030	Montagem na almofada do apoio de braço esquerdo	○	
JEA4040	Montagem na almofada do apoio de braço direito	○	
JEA4050	Montagem no suporte do comando LiNX	○	
JEA4060	Sem montar	○	
<b>DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO</b>			
<b>COR DO CHASSIS</b>			
JEA4130	Preto Obsidiano	○	
JEA4140	Vermelho Rubi	○	
JEA4150	Azul	○	
JEA4160	Rosa Flamingo	○	
JEA4170	Púrpura	○	
JEA4180	Azul-Marinho	○	



3200



3300/3310



3500



3510



3600



3300/3310



3700



3710



3720



3760



3740



3800/3810



3750



3820



3830




4000



4010



4030/4040



4050




4130 4140 4150



4160 4170 4180

Código	Descrição	P.R.P. €
JEA4190	Verde Lima	○
JEA4200	Azul Ártico	○
<b>COR DAS JANTES</b>		
JEA4240	Preto Obsidiano	○
JEA4250	Vermelho Rubi	○
JEA4260	Azul	○
JEA4270	Rosa Flamingo	○
JEA4280	Púrpura	○
JEA4290	Azul-Marinho	○
JEA4300	Verde Lima	○
JEA4310	Azul Ártico	○
JEA4320	Amarelo	○
JEA4330	Laranja	○
JEA4340	Cinzeno	○
<b>COR DO GUARDA-LAMAS</b>		
JEA4400	◆ Mesma cor do chassis	◆
JEA4410	Preto	○
<b>FORQUETAS TRASEIRAS</b>		
JEA4500	◆ Forqueta única	◆
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
JEA4600	◆ 8", maciças, pretas	◆
<b>RODAS DE TRAÇÃO</b>		
JEA4700	◆ 14" (355mm) x 3" (75mm) , pneumáticas, pretas	◆
JEA4710	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○
<b>TIPO DE SUSPENSÃO</b>		
JEA4800	◆ Sistema de suspensão de 4 barras, tecnologia Broken-Link	◆
<b>VELOCIDADE</b>		
JEA4910	◆ 12 km/h, Motor 4 Polos	◆
<b>BATERIAS</b>		
JEA5000	◆ 60 Ah Gel	◆
<b>G-TRAC</b>		
JEA5100	◆ Módulo G-Trac	◆
<b>CARREGADOR</b>		
JEA5210	◆ Carregador Opti Charge 10A (IP44)	◆
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO DIANTEIRAS</b>		
JEA5300	◆ Rodas anti-volteio - Peso máx: 136Kg	◆
<b>LUZES</b>		
JEA5400	Luzes LED com piscas - Potência 30 Lux	474,46 €
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>		
JEA5500	◆ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆



4190 4200



4240 4250 4260



4270 4280 4290



4300 4310 4320



4330 4340



4400